

ООО «Смит энд Нефью»

SmithNephew

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнинский пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнинский пер, 1

T: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела по регистрации
и нормативно-правовой документации

ООО «Смит энд Нефью»

Лихаев Д. Н.

«11»

июня

2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия




«Компоненты системы вертельного антеградного стержня TRIGEN META-TAN для
интрамедуллярного остеосинтеза»

Smith & Nephew LLC

Legal address: 1, 2nd Syromyatnichesky Lane, 9 floor, prem.1, room 1, Moscow, 105120, Russia
Post address: 1, 2nd Syromyatnichesky Lane, Moscow, 105120, Russia



Фотографическое изображение №1. Винт концевой МЕТА-TAN 0 мм



Фотографическое изображение №2. Винт концевой META-TAN 0 мм с упаковкой

Rx only

Артикул: 71842838

Наименование: Компоненты системы вертeльнo-антеграднoгo стержня "RIGEN MET" A-TAN для интрамедуллярного остеосинтеза. Винт концевой META-TAN 0 мм

Размер: 0 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: "Смит энд Несс", Инк., 1450 Brooks Road Memphis, Tennessee (TN) 38116, USA (США)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Несс", 105123, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1, тел./факс: +7 495 765 6500

Метод стерилизации: Радиационная стерилизация. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН XXXX/XXX от XX.XX.XXXX г.

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от -20°C до +35°C

Меры предосторожности: -




Инструкция по применению: <http://www.smith-raphevi.com/ebol-uslybie-we-ot-puti-zakupki-usia-fus/>




Фотографическое изображение №3. Винт концевой META-TAN 0 мм. Маркировка на русском языке



Фотографическое изображение №4. Винт концевой МЕТА-ТАН 5 мм; Винт концевой МЕТА-ТАН 10 мм.
На примере: Винт концевой МЕТА-ТАН 10 мм.







Фотографическое изображение №5. Винт концевой МЕТА-ТАН 5 мм с упаковкой; Винт концевой МЕТА-ТАН 10 мм с упаковкой.
На примере: Винт концевой МЕТА-ТАН 10 мм с упаковкой.



Фотографическое изображение №6. Винт концевой META-TAN 5 мм. Маркировка на русском языке; Винт концевой META-TAN 10 мм с маркировкой на русском языке. На примере: Винт концевой META-TAN 10 мм. Маркировка на русском языке.



Фотографическое изображение №7. Винт компрессионный МЕТА-ТАН 35мм



Фотографическое изображение №8. Винт компрессионный META-TAN 35мм с упаковкой

Артикул: 71642835

Наименование: Компоненты системы вертебрально-антеградного стержня "RIGID META-TAN" для интрамедуллярного остеосинтеза. Винт компрессионный META-TAN 35мм

Размер: 35мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: "Смит энд Нессек, Инк.", 1450 Brooks Road Memphis, Tennessee (TN) 38116, USA (США)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нессек", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1, тел./факс -- 7 495 756 5603

Метод стерилизации: Радиационная стерилизация. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: P3H.XXXXX.CXXX от XX.XX.XXXX г.

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом месте, при темп. от -20°C. 35°C, влажности 40-90%, атм. давление 866-1067кПа

Меры предосторожности: -

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/ebo-jt-us/vh/e-we-oc/ortho-europe/usa/ru/>

smith & nephew



Фотографическое изображение №9. Винт компрессионный META-TAN 35мм. Маркировка на русском языке

На фотографическом изображении №10 представлены:

- Комплект интегрированных винтов META-TAN 70/65:
 - Винт стягивающий 70мм;
 - Винт компрессионный 65мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 75/70:
 - Винт стягивающий 75мм;
 - Винт компрессионный 70мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 80/75:
 - Винт стягивающий 80мм;
 - Винт компрессионный 75мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 85/80:
 - Винт стягивающий 85мм;
 - Винт компрессионный 80мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 90/85:
 - Винт стягивающий 90мм;
 - Винт компрессионный 85мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 95/90:
 - Винт стягивающий 95мм;
 - Винт компрессионный 90мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 100/95:
 - Винт стягивающий 100мм;
 - Винт компрессионный 95мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 105/100:
 - Винт стягивающий 105мм;
 - Винт компрессионный 100мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 110/105:
 - Винт стягивающий 110мм;
 - Винт компрессионный 105мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 115/110:
 - Винт стягивающий 115мм;
 - Винт компрессионный 110мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 120/115:
 - Винт стягивающий 120мм;
 - Винт компрессионный 115мм.
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120:
 - Винт стягивающий 125мм;
 - Винт компрессионный 120мм.

На примере:

Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120:

- Винт стягивающий 125мм;
- Винт компрессионный 120мм.

На фотографическом изображении №11 представлены:

- Комплект интегрированных винтов META-TAN 70/65 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 75/70 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 80/75 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 85/80 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 90/85 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 95/90 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 100/95 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 105/100 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 110/105 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 115/110 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 120/115 с упаковкой;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120 с упаковкой.

На примере:

Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120 с упаковкой.

На фотографическом изображении №12 представлены:

- Комплект интегрированных винтов META-TAN 70/65. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 80/75. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 85/80. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 90/85. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 95/90. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 100/95. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 105/100. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 110/105. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 115/110. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 120/115. Маркировка на русском языке;
- Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120. Маркировка на русском языке.

На примере:

Комплект интегрированных винтов META-TAN 125/120. Маркировка на русском языке.



Фотографическое изображение №10.

12

Schraube • Vis • Vite • Schroef • Tomillo • Skruv • Šroub • Vida • Biļģa • Parafuso • Skrue

(01) 00885556133033 (17) 260926 (10) 16J176239
(11) 160926

(01) 00885556133033 (17) 260926 (10) 16JT76239

(11) 160926

STERILE R
RADIATION STERILIZED
CE 9800



MADE IN Germany



EC REP
Smith & Nephew Orthopaedics
GmbH, Altmannstrasse 14, 78532
Tuttingen, Germany



T24V06AA-1

* Trademark of Smith & Nephew.

APR 2004 71842026

Назначение: Компонент системы вертеганго стержня "RIGID ME" 4-AN для
устойчивого остеофиксации. Компонент для тростниковых ME 4-TAN 125-20.

Printed: 12/5/12

Кольцо шт. в упаковке: 1 шт

Мушкетеры и адрес издателей: "Смугляк Нас.с. Инк." 1450 Brock Road Memphis, Tennessee 38119

ITN 38116 USA (CUSA)

Учелкомкомский представитель на территории РФ: ООО "Синт энд Трейд", 105192, Рязань, ул. Мухоморова, 11, каб. 101, тел. 8 (4912) 25-11-11, факс - 8 (4912) 25-11-12.

Мехов стерилизуют. Рабочую стезигу и Стрельну Аппетитного Нутриента

Метод стерилизации: Радиационная стерилизация. Срок хранения: 10 лет.

[illegible]

Назначение, способ применения, противопоказания. См. инструкцию

Условия хранения
06.6 06.7 Па

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 06-09-2008 BY 60322 UCBAW

Меры предосторожности -
Инструкция по применению: <http://www.bosch-power-tools.com/usa/usa.html>

Фотографическое изображение №12.

41757
18.06.2020

На фотографическом изображении №13 представлены:

- фотографическом изображении №13 представ-
- Стержень META-TAN 9мм x 30см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 32см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 34см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 36см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 38см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 40см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 42см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 44см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 46см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 48см, левый;
 - Стержень META-TAN 9мм x 50см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 30см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 32см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 34см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 36см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 38см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 40см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 42см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 44см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 46см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 48см, левый;
 - Стержень META-TAN 10мм x 50см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 30см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 32см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 34см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 36см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 38см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 40см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 42см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 44см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 46см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 48см, левый;
 - Стержень META-TAN 11.5мм x 50см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 30см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 32см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 34см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 36см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 38см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 40см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 42см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 44см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 46см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 48см, левый;
 - Стержень META-TAN 13мм x 50см, левый;

На примере: Стержень МЕТА-TAN 9мм x 30см, левый;

На фотографическом изображении **№14** представлены:


- [illegible]

На примере: Стержень МЕТА-TAN 9мм х 30см, левый, с упаковкой;


на фотографическом изображении №15 представлены:

- [illegible]

На примере: Стержень МЕТА-TAN 9мм x 30см, левый. Маркировка на русском языке.



Фотографическое изображение №13.



Фотографическое изображение №14.

41757
18.06.2020

TRIGEN® META-TAN®

Nail

Nail • Nagel • Clou • Chiodo • Nagel • Clavo • Spik • Hřeb
• Çivi • Ηλός • Cavilha • Søm

DISTAL

5.0 MM SCREWS: GOLD

TI-6AL-4V

PROXIMAL

5.0 MM SCREWS: GOLD

META-TAN® LAG/COMP SCREW: GREY

L
I
M
E

Smith & Nephew, Inc. 1450 Brooks
Road, Memphis, TN 38116 USA

EC REP

Smith & Nephew Orthopaedics
GmbH, Alemannenstrasse 14, 78532
Tuttingen, Germany

STERILE

R

IRRADIATION STERILIZED

CE 9800



(01) 00885556338445 (17) 281110 (10) 18LM10232

(11) 181113

*Trademarks of Smith & Nephew.

CS0HTIAR 2

Артикул: 71848630

Наименование: Клизмаческие системы вертебрального антеградного строжка "TRIGEN" к "LIM" для
интраоперационного остеопласта Строчка VET-A-M-SH-X-20cm, 18cm, 16cm, 14cm

Размер: 5mm X 30cm, 18cm, 16cm, 14cm

Код-во ш. в упаковке: 1 шт

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: "Смт энд Несс. Инк.", 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116 USA (США)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смт энд Несс. Инк.", 105122, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 5 этаж Гол. 1, код 1 740, Факс - 7 495 788 5510

Метод стерилизации: Радиационная стерилизация Стерильно Анестезия Непосредственно

Номер РУ: РЗН-XXXXXXX от 10.08.2008 г.

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом и чист. при темп. от 20°C до 35°C, влажность до 80%, до 3 лет

866 08 1/08

Марка протекторности: -

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com>

На фотографическом изображении №16 представлены:

- [illegible]

На примере: Стержень МЕТА-TAN 11.5мм x 50см, правый;

На фотографическом изображении **№17** представлены:


- [illegible]

На примере: Стержень МЕТА-TAN 11.5мм x 50см, правый, с упаковкой:


На фотографическом изображении №18 представлены:

- [illegible]

На примере: Стержень МЕТА-TAN 11.5мм x 50см, правый. Маркировка на русском языке.



Фотографическое изображение №16.



TRIGEN® META-TAN®

Nail

Nail • Nagel • Clou • Chiodo • Nagel • Clavo • Spik • Hřeb
 • Çivi • ΗΛος • Cavilha • Søm

DISTAL

5.0 MM SCREWS: GOLD

TI-6AL-4V

PROXIMAL

5.0 MM SCREWS: GOLD

META-TAN® LAG/COMP SCREW: GREY

Smith & Nephew, Inc. 1450 Brooks
 Road, Memphis, TN 38116 USA

EC REP

Smith & Nephew Orthopaedics
 GmbH, Altmannstrasse 14, 78532
 Tuttlingen, Germany

STERILE R

IRRADIATION STERILIZED

CE 8000



(01) 00885556341698 (17) 250602 (10) 15FM04260



(11) 150916

* Trademark(s) of Smith & Nephew.

CS0HMAR 2

Артикул: 71640760

Наименование: Компоненты системы вертебрального стержня TRIGEN® META-TAN® для имплантации в позвоночник. Среднее VETA-™: 11.5mm X 50cm, правый.

Размер: 11.5mm X 50cm, правый.

Код по штрих-коду: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке.

Наименование и адрес изготовителя: Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, Memphis, TN 38116, USA (США).

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Непью» (ООО «СН»), Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 5 этаж (от 1-го этажа) - 7 495 756 6500.

Метод стерилизации: радиационная стерилизация. Стерильно. Алюминий. Нержавеющая сталь.

Номер РУ: P3H-XXXX/XXXX-01/XX-XX-XXXX.

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +35°C.

Марки безопасности: CE.

Инструкция по применению: См. инструкцию. См. также на упаковке. См. также на упаковке.



Всего прошито и пронумеровано:

