







Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Стержни рентгенопрозрачные- диаметр 12 мм, длина 150/200/300/400 мм.



Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Стержни рентгенопрозрачные- диаметр 12 мм, длина 150/200/300/400 мм.



Принадлежности для фиксаторов наружных временных стерильных Dolphix для остеосинтеза: Сверло диаметр 3 мм, длина 165 мм.




Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Зажим с трансфиксирующим костным винтом- диаметр 5 мм, длина 220 мм.



Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Зажим с костным винтом- диаметр 6 мм, длина 160 мм.




Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Зажим для соединения стержня со стержнем.




Фиксаторы наружные временные стерильные Dolphix для остеосинтеза в отдельных упаковках- Зажим с костным винтом- диаметр 6 мм, длина 200 мм.



Набор Dolphix основной: Зажим с костным винтом- диаметр 6 мм, длина 160 мм- 4 шт; Зажим для соединения стержня со стержнем- 2 шт;
Стержень рентгенопрозрачный - диаметр 12 мм, длина 150 мм- 1 шт; Стержень рентгенопрозрачный - диаметр 12 мм, длина 200 мм- 2 шт;
Дрель ручная - 1 шт.



Набор Dolphix для переломов пилона: Зажим с костным винтом- диаметр 6 мм, длина 160 мм - 2 шт; Зажим с трансфиксирующим костным винтом- диаметр 5 мм, длина 220 мм - 1 шт; Зажим для соединения стержня со стержнем - 2 шт; Стержень рентгенопрозрачный - диаметр 12 мм, длина 200 мм- 1 шт; Стержень рентгенопрозрачный - диаметр 12 мм, длина 280 мм- 2 шт; Дрель ручная - 1 шт.



Принадлежности для фиксаторов наружных временных стерильных Dolphix для остеосинтеза: Направляющая для защиты мягких тканей.



Принадлежности для фиксаторов наружных временных стерильных Dolphix для остеосинтеза: Дрель ручная.