

Фотографические изображения  
медицинского изделия  
***Пакеты для сбора и утилизации  
медицинских отходов  
по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018***

***Производства ООО «Инновация»***

1. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г», размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ответственное лицо<br>(ФИО ответственного лица) |  |
| Дата сбора<br>(Дата выброса отходов)            |  |
| Номер партии                                    |  |

Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, переносимых медицинских отходов из пакета не допускается, применение пакетов, имеющих трещины, проколы, разрывы, разрывы, порывы, повреждения в области швов не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 уложить на пакет бокс и обеспечить герметизацию путем закатывания края пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновация"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом б/н, литер ДД1  
Тел: 8(846) 373-20-50, 250-20-20  
Сайт: [www.medill.ru](http://www.medill.ru), [info@medill.ru](mailto:info@medill.ru)

ПАКЕТ ПЗ ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
**ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ**  
**Класса «Б»**  
ТУ 22.29.29.000-003-2110003-0018



|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Название ЛПУ                                    |  |
| Подразделение ЛПУ                               |  |
| Ответственное лицо<br>(ФИО ответственного лица) |  |
| Дата сбора<br>(Дата выброса отходов)            |  |
| Номер партии                                    |  |

Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, переносимых медицинских отходов из пакета не допускается, применение пакетов, имеющих трещины, проколы, разрывы, разрывы, порывы, повреждения в области швов не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 уложить на пакет бокс и обеспечить герметизацию путем закатывания края пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновация"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом б/н, литер ДД1  
Тел: 8(846) 373-20-50, 250-20-20  
Сайт: [www.medill.ru](http://www.medill.ru), [info@medill.ru](mailto:info@medill.ru)

ПАКЕТ ПЗ ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
**ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ**  
**Класса «Б»**  
ТУ 22.29.29.000-003-2110003-0018



|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Название ЛПУ                                    |  |
| Подразделения ЛПУ                               |  |
| Ответственное лицо<br>(ФИО ответственного лица) |  |
| Дата сбора<br>(Дата выброса отходов)            |  |
| Номер партии                                    |  |

Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, переносимых медицинских отходов из пакета не допускается, применение пакетов, имеющих трещины, проколы, разрывы, разрывы, порывы, повреждения в области швов не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 уложить на пакет бокс и обеспечить герметизацию путем закатывания края пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновация"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом б/н, литер ДД1  
Тел: 8(846) 373-20-50, 250-20-20  
Сайт: [www.medill.ru](http://www.medill.ru), [info@medill.ru](mailto:info@medill.ru)

1. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г», размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

**Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом б/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



2. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.



2. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

**Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов со стяжками  
класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



3. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.



Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, пересылание медицинских отходов из пакетов не допускается, применение пакетов, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхность пакетов) не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновации"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом бн, литер ДД1.  
Тел.: 8(846) 373-20-60, 250-20-20.

**ПАКЕТ ПЗ ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ  
Класса «А»**

ТУ 22.29.29.000-003-21109965-2018

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Название ЛПУ                                    | _____ |
| Подразделение ЛПУ                               | _____ |
| Ответственное лицо<br>(ФИО ответственного лица) | _____ |
| Дата сбора<br>(Дата выброса отходов)            | _____ |
| Номер партии                                    | _____ |

Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, пересылание медицинских отходов из пакетов не допускается, применение пакетов, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхность пакетов) не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновации"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом бн, литер ДД1.  
Тел.: 8(846) 373-20-60, 250-20-20.  
Сайт: [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru), [zakupki@medutil.ru](mailto:zakupki@medutil.ru)

**ПАКЕТ ПЗ ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ  
Класса «А»**

ТУ 22.29.29.000-003-21109965-2018

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Название ЛПУ                                    | _____ |
| Подразделение ЛПУ                               | _____ |
| Ответственное лицо<br>(ФИО ответственного лица) | _____ |
| Дата сбора<br>(Дата выброса отходов)            | _____ |
| Номер партии                                    | _____ |

Повторное использование пакетов не допускается.  
Не использовать для сбора острого инструментария и жидких отходов, пересылание медицинских отходов из пакетов не допускается, применение пакетов, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхность пакетов) не допускается.  
После заполнения примерно на 3/4 удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.  
Руками не утилизировать!  
Работать в средствах индивидуальной защиты!  
Производитель: ООО "Инновации"  
Адрес: Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом бн, литер ДД1.  
Тел.: 8(846) 373-20-60, 250-20-20.

3. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со  
стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более  
100шт.

**Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов со стяжками и  
бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)


по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



4. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.



4. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» с бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

**Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов с бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом б/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



5. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором , размеры ширины от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



5. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором , размеры шири-на от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

**Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



6. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



6. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками класса А/класса Б/класса В/класса Г

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)


по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

ру \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



7. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



7. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками и бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г. Самара, 2-й квартал, дом б/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



[illegible]

8. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором с бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором с бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г. Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



9. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



ПАКЕТ ПП ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах

Способ применения

1. Проверить целостность пакета.
2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть край наружу и накрыть крышкой или разместить в специальном держателе (стойка-телешка).
3. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно, так чтобы обеспечить доступ воздуха, завязать проволочным замком, замком из полимера, бумажным или другим способом или другим способом, обеспечивающим соответствующий температурный режим. Завязанный пакет транспортировать к месту утилизации.
4. Изделия, имеющие острые или режущие поверхности собирать в специальный контейнер для использования его, лезвия и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.
5. Пакет, расположенный в специальном держателе (стойка-телешка), после заполнения снять с держателя, загнуть край пакета наружу и завязать.
6. Поместить пакет в установку для обезвреживания без использования дополнительных емкостей и провести обработку при одном из следующих режимов:
  - утилизацию отходов с биологическим загрязнением методом автоклавирования при температуре +134°С в течение 30 минут;
  - инaktivацию загрязненного материала автоклавированием при температуре +121°С в течение 45 минут;
  - обезвреживание медицинских отходов классов Б и В в СВЧ установке в течение 60 минут.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Импакс" 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом 6/а, литер ДД1  
т (848) 373-20-90 [www.impact.ru](http://www.impact.ru) [office@impact.ru](mailto:office@impact.ru)



ПАКЕТ ПП ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах

Способ применения

1. Проверить целостность пакета.
2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть край наружу и накрыть крышкой или разместить в специальном держателе (стойка-телешка).
3. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно, так чтобы обеспечить доступ воздуха, завязать проволочным замком, замком из полимера, бумажным или другим способом или другим способом, обеспечивающим соответствующий температурный режим. Завязанный пакет транспортировать к месту утилизации.
4. Изделия, имеющие острые или режущие поверхности собирать в специальный контейнер для использования его, лезвия и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.
5. Пакет, расположенный в специальном держателе (стойка-телешка), после заполнения снять с держателя, загнуть край пакета наружу и завязать.
6. Поместить пакет в установку для обезвреживания без использования дополнительных емкостей и провести обработку при одном из следующих режимов:
  - утилизацию отходов с биологическим загрязнением методом автоклавирования при температуре +134°С в течение 30 минут;
  - инaktivацию загрязненного материала автоклавированием при температуре +121°С в течение 45 минут;
  - обезвреживание медицинских отходов классов Б и В в СВЧ установке в течение 60 минут.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Импакс" 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом 6/а, литер ДД1  
т (848) 373-20-90 [www.impact.ru](http://www.impact.ru) [office@impact.ru](mailto:office@impact.ru)



ПАКЕТ ПП ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах

Способ применения

1. Проверить целостность пакета.
2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть край наружу и накрыть крышкой или разместить в специальном держателе (стойка-телешка).
3. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно, так чтобы обеспечить доступ воздуха, завязать проволочным замком, замком из полимера, бумажным или другим способом или другим способом, обеспечивающим соответствующий температурный режим. Завязанный пакет транспортировать к месту утилизации.
4. Изделия, имеющие острые или режущие поверхности собирать в специальный контейнер для использования его, лезвия и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации.
5. Пакет, расположенный в специальном держателе (стойка-телешка), после заполнения снять с держателя, загнуть край пакета наружу и завязать.
6. Поместить пакет в установку для обезвреживания без использования дополнительных емкостей и провести обработку при одном из следующих режимов:
  - утилизацию отходов с биологическим загрязнением методом автоклавирования при температуре +134°С в течение 30 минут;
  - инaktivацию загрязненного материала автоклавированием при температуре +121°С в течение 45 минут;
  - обезвреживание медицинских отходов классов Б и В в СВЧ установке в течение 60 минут.



9. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

**Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

ру \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



10.Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



10. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс-деструкторах со стяжками, размеры: ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

**Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс-деструкторах со стяжками класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г. Самара, 2-й квартал, дом б/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



11. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», **«В»**, «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



11. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

**Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками и бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом 6/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_


Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



12. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с бирками, размеры шири-  
на от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.



12. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с бирками, размеры ширины от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

**Пакеты ПП для сбора и утилизации медицинских отходов для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с бирками класса А/класса Б/класса В/класса Г**

Размер пакета: Ширина \_\_\_\_\_ мм Длина \_\_\_\_\_ мм

Кол-во пакетов \_\_\_\_\_ штук

Производитель: ООО «Инновация»

443058, г.Самара, 2-й квартал, дом б/н, литер ДД1

Телефон 8(846) 373-20-50, [www.medutil.ru](http://www.medutil.ru)

по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018

РУ \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серия (партия) \_\_\_\_\_

Гарантийный срок годности 60 месяцев



Прошито и пронумеровано и  
Скреплено печатью 25 (двадцать пять) листов  
Директор Козлов В.Ю.

