

Справка об изделии медицинского назначения

1. Наименование изделия

Мешки патологоанатомические

2. Описание изделия

Мешки патологоанатомические изготавливаются из полиэтилена и нетканого ламинированного материала, с замком-вставкой типа «молния» и без молнии, с ручками и без ручек

2.1 Ассортимент

Мешки патологоанатомические выпускаются в следующих исполнениях:

- Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без ручек, на молнии
- Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с ручками, на молнии
- Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без ручек, без молнии
- Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с ручками, без молнии
- Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, без ручек, на молнии
- Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, с ручками, на молнии
- Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, без ручек, без молнии
- Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, с ручками, без молнии

2.2 Габаритные размеры

Габаритные размеры мешков не менее:

- ширина – 900 мм с учётом ширины двух боковых складок по 100 мм каждая;
- длина – 2000 мм.

2.3 Назначение, принцип действия

Мешки предназначены для временного хранения и транспортировки тел умерших в морг или трупохранилище. Использование мешков позволяет соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы патологоанатомических и судебно-гистологических лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений.

2.4 Основные технические характеристики

- Изготавливаются из полиэтилена высокого давления и нетканого ламинированного материала;
- Для удобства упаковки тела умершего предусмотрен замок-вставка типа «молния»
- Для удобства перемещения тела умершего предусмотрены ручки с двух сторон мешка.
- Мешок выдерживает нагрузку до 150 кг
- Материал мешков влагонепроницаем, не пропускает капли крови.

3. Используемый материал

Мешки изготавливаются из влагонепроницаемых материалов - полиэтилена высокого давления марки ПВД 10803-020 по ГОСТ 16337, толщина пленки которого не менее $(0,180 \pm 0,030)$ мм или из ламинированного нетканого материала с поверхностной плотностью не менее 70 г/кв.м

4. Информация о сферах применения изделия

Мешки предназначены для применения в патологоанатомических отделениях медицинских учреждений, отделениях судебно-медицинской экспертизы, подразделениями МЧС, ГИБДД и МВД

Директор ООО «Инновация»

Козлов В.Ю.



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Козлов В.Ю.

«____» _____ 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению Мешки патологоанатомические

1. Назначение

Мешки предназначены для применения в патологоанатомических отделениях медицинских учреждений, отделениях судебно-медицинской экспертизы и МЧС для временного хранения и транспортировки тел умерших в морг или трупохранилище.

3. Основные технические характеристики

3.1 Виды мешков патологоанатомических:

- 3.1.1 Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без ручек, на молнии
- 3.1.2 Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с ручками, на молнии
- 3.1.3 Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, без ручек, без молнии
- 3.1.4 Мешок патологоанатомический из полиэтилена ПВД, с ручками, без молнии
- 3.1.5 Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, без ручек, на молнии
- 3.1.6 Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, с ручками, на молнии
- 3.1.7 Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, без ручек, без молнии
- 3.1.8 Мешок патологоанатомический из ламинированного нетканого материала, с ручками, без молнии

3.2 Габаритные размеры мешков Габаритные размеры мешков должны быть не менее:

- ширина – 900 мм с учётом ширины двух боковых складок по 100 мм каждая;
- длина – 2000 мм.

3.3 Масса мешка должна быть не более 600 г.

4. Подготовка к работе изделия, порядок работы:

- 4.1 Достать мешок патологоанатомический из коробки
- 4.2 Расстегнуть молнию по всей длине мешка
- 4.3 Упаковать внутрь тело умершего
- 4.4 Застегнуть молнию по всей длине мешки
- 4.5 Мешок патологоанатомический готов к транспортировке

5. Хранение и транспортирование

- 5.1 Мешки транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 5.2 Условия транспортирования мешков – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150
- 5.3 Мешки должны храниться в упаковке изготовителя по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1 Гарантийный срок годности мешков - 12 месяцев со дня продажи