

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Т.Н. Никитина

2023 г.



**Макеты маркировки индивидуальной упаковки и транспортной тары
медицинского изделия
«Термограф медицинский «ТЕМПИК»
по ГИКС.941119.101 ТУ с принадлежностями»**

Маркировка индивидуальной упаковки

«Термограф медицинский «ТЕМПИК» по ГИКС.941119.101 ТУ с принадлежностями»



Термограф медицинский «Темпик»

по ГИКС.941119.101ТУ
с принадлежностями

ВНИМАНИЕ!

Для работы с изделием необходим смартфон или планшет с операционной системой Android™ версии не ниже 4.3 или iOS® версии не ниже 8.0 (не ниже iPhone® 4S, iPad® 3 с обновленной iOS)

1. Батарея (установлена): **CR2032**
2. Время непрерывной работы от одной батареи, не менее **1000 ч.**
3. Радиус действия в условиях прямой видимости, не менее **20 м.**
4. Референтная ошибка, не более **0,1 °C**
5. Время установления рабочего режима, не более **60 с.**
6. Приложение к смартфону: **Tempick**
7. Ремешок, обеспечивающий обхват руки: **140-220 мм.**

Уважаемый покупатель, внимание! Убедитесь в полном соответствии комплектации изделия с информацией, указанной в разделе Комплект поставки руководства по эксплуатации.

Условия транспортировки:
температура воздуха от -50 °C до +50 °C, относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °C.

Условия хранения:
температура воздуха от -50 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха не более 98% при +25 °C.



Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие ISO 13485

Дата упаковки

Регистрационное удостоверение
РЗН 2020/12942 от 15.12.2020 г.

01409.276.11

Маркировка транспортной тары МИ

«Термограф медицинский «ТЕМПИК» по ГИКС.941119.101 ТУ с принадлежностями»

		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
Термограф медицинский "ТЕМПИК" по ГИКС.941119.101 ТУ с принадлежностями		
КОЛИЧЕСТВО ____ шт.		
НОМЕР ПАРТИИ _____		
ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____		
ШТАМП ОТК		СДЕЛАНО В РОССИИ
<i>Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +40°C, относительная влажность воздуха не более 98% при +25°C.</i> <i>Условия транспортировки: температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при +25°C.</i>		
Код товара: 13560		

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

11 2023



УТВЕРЖДАЮ
Директор по развитию АО «ЕПЗ»




Т.Н. Никитина
2023 г.

**Фотографические изображения общего вида и маркировки
медицинского изделия
«Термограф медицинский «ТЕМПИК» по ГИКС. 941119.101 ТУ с
принадлежностями»**

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Термограф медицинский «ТЕМПИК» по ГИКС. 941119.101 ТУ с принадлежностями»

Общий вид



Фотографическое изображение медицинского изделия
«Термограф медицинский «ТЕМПИК» по ГИКС. 941119.101 ТУ с принадлежностями»

Маркировка корпуса





Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

20 23