

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения аутоантител класса IgG к тиреопероксидазе
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТПО Калибраторы (Alinity i Anti-TPO Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Alinity i Anti-TPO Calibrators


Read highlighted Changes: Revised March 2019.

NAME

Alinity i Anti-TPO Calibrators (also referred to as Anti-TPO Cals)

INTENDED USE

The Alinity i Anti-TPO Calibrators are for the validation of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of the IgG class of thyroid peroxidase autoantibodies (anti-TPO) in human



en
Anti-TPO
REF: 09P3501
090627R02
89P350

Safety Data Sheets are available at www.abbodiagiagnostics.com or contact your local representative.

For a detailed discussion of safety precautions during system operation, refer to the Alinity ci-series Operations Manual, Section 2.

PREPARATION FOR USE

- Thaw completely at room temperature (15 to 30°C) for 45 to 60 minutes.
- Prior to use, mix thoroughly by gentle inversion (5 to 10 times)

Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-ТПО Калибраторы (Alinity i Anti-TPO Calibrators), флаконы



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов



Подпись

Макет маркировки медицинского изделия

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения аутоантител класса IgG к тиреопероксидазе
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТПО Калибраторы (Alinity i Anti-TPO Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



09P3501



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения аутоантител класса IgG к тиропероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Анти-ТПО Калибраторы (Alinity i Anti-TPO Calibrators)»

В составе: Калибратор А (Alinity i Anti-TPO CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор В (Alinity i Anti-TPO CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор С (Alinity i Anti-TPO CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор D (Alinity i Anti-TPO CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор Е (Alinity i Anti-TPO CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор F (Alinity i Anti-TPO CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / **Производитель:** Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции / Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Alinity i Anti-TPO Calibrators







Alinity i Anti-TPO Calibrators



Anti-TPO Cals

Anti-TPO Cals	
CAL A	1 x 3.0 mL
CAL B	1 x 3.0 mL
CAL C	1 x 3.0 mL
CAL D	1 x 3.0 mL
CAL E	1 x 3.0 mL
CAL F	1 x 3.0 mL

CONC	RU/mL
0.0	0.0
5.0	5.0
20.0	20.0
62.5	62.5
250.0	250.0
1000.0	1000.0

UNTIL FIRST USE

AFTER THAW

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fisher Diagnostics
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8055 Valley Pike, Middletown VA 22645 USA

PRODUCT OF USA

LOT

Exp

REF

09P3501

www.abbottdiagnostics.com/ru

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Franklin Business Park
Sango
Ireland
+353-71-9171712

UNTIL FIRST USE

AFTER THAW

Anti-TPO Cals

2°C

8°C

Abbott


G90628R01

09P35-TF-01_Eng_POTe.indd 1


5/10/2017 5:25:21 PM

Макет маркировки компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (Alinity i Anti-TPO CAL A)



- Калибратор В (Alinity i Anti-TPO CAL B)



- Калибратор С (Alinity i Anti-TPO CAL C)



- Калибратор D (Alinity i Anti-TPO CAL D)



Alinity i
Anti-TPO
CAL D

09P35D
3.0 mL
62.5 IU/mL
G90632R01



ABBOTT

SN

CN



- Калибратор E (Alinity i Anti-TPO CAL E)



Alinity i
Anti-TPO
CAL E

09P35E
3.0 mL
250.0 IU/mL
G90633R01



ABBOTT

SN

CN



- Калибратор F (Alinity i Anti-TPO CAL F)



Alinity i
Anti-TPO
CAL F

09P35F
3.0 mL
1000.0 IU/mL
G90634R01



ABBOTT

SN

CN



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

5 листов

