

Фотографии медицинского изделия

**Набор реагентов с принадлежностями для количественного
иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови
человека с использованием автоматического анализатора «ALISEI»
(«СтероидИФА-прогестерон-Alisei») по ТУ 21.20.23-274-98539446-2016,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

- фотография МИ «СтероидИФА-прогестерон-Alisei», общий вид с принадлежностями (пакет полиэтиленовый)– лист 2;
- фотография МИ «СтероидИФА-прогестерон-Alisei», общий вид с принадлежностями (пакет полиэтиленовый и Буфер Р)– лист 3.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (1/1) лист 2

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор» Г. Польцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека с использованием автоматического анализатора «ALISEI» («СтероидИФА-прогестерон-Alisei») по ТУ 21.20.23-274-98539446-2016, производства ООО «Компания Алкор Био»

- внешняя (головная) этикетка на «СтероидИФА-прогестерон-Alisei»– лист 2;
- внутренние этикетки на «СтероидИФА-прогестерон-Alisei»– лист 3;
- этикетки к принадлежностям - Буфер Р - лист 4 .

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.



Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека с использованием автоматического анализатора «ALISEI»
«Тиротроп-ИФА-ТТГ-Alisei»

Макет внешней этикетки



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

СтероидИФА-прогестерон-Alisei

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека с использованием автоматического анализатора "ALISEI"




Основной состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к прогестерону | 1 упак |
| 2. Калибровочные пробы | 8 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 2 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 1 фл. |
| 5. Буфер Р | 1 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 1 фл. |

Принадлежности

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт |
|---------------------------------------|------|



ТУ-21.20.23-274-98539446-2016
РУ

СтероидИФА-прогестерон-Alisei



LOT E004

MedMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France



Для профессионального применения

F1

АЛКОР БИО www.alkorbio.ru


АЛКОР БИО www.alkorbio.ru



F1

Для профессионального применения

MedMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France



LOT E004

СтероидИФА-прогестерон-Alisei

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека с использованием автоматического анализатора «ALISEI» («СтероидИФА-прогестерон-Alisei») по ТУ 21.20.23-274-98539446-2016

Макет внутренних этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Калибровочная проба №1
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
0 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Контрольная сыворотка
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
32-40 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Контрольная сыворотка
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
32-40 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №2
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
7,8 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
объем 18 мл
серия № E004
годен до 2018-02-07
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Стоп-реагент
объем 19 мл
серия № 431
годен до 2019-07-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №3
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
16,3 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №3
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
16,3 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №4
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
34,4 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №4
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
34,4 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 062
годен до 2018-07-13
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Стрипы с моноклональными антителами к прогестерону
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
серия № E004
годен до 2018-02-07
хранить при +2...+8°C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №5
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
92 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)
объем 50 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2...+8°C
[+] 950 мл дист воды
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №6
СтероидИФА-прогестерон-Alisei
285 нмоль/л годен до 2018-02-07
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E004 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека с использованием автоматического анализатора «ALISEI» («СтероидИФА-прогестерон-Alisei») по ТУ 21.20.23-274-98539446-2016

Макет этикеток для принадлежностями- (Буфер Р)


ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Буфер Р (20X)
для автоматических
промывочных устройств
объем 14 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2 +8°C
+ 266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20X) для автоматических
промывочных устройств

объем 250 мл
+ 4750 мл дист. воды

REF № по каталогу P10-02 хранить при +2 +8 °C
LOT серия № 126 срок годности 2018-07-29
IVD только для диагностики in vitro



Буфер Р (20X) для автоматических
промывочных устройств

объем 500 мл
+ 9500 мл дист. воды

REF № по каталогу P10-01 хранить при +2 +8 °C
LOT серия № 126 срок годности 2018-07-29
IVD только для диагностики in vitro



Буфер Р (20X) для автоматических
промывочных устройств

объем 1000 мл
± 19000 мл дист. воды

REF № по каталогу P10-00 хранить при +2 +8 °C
LOT серия № 126 срок годности 2018-07-29
IVD только для диагностики in vitro



Буфер Р (20X)
для автоматических
промывочных устройств
объем 50 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2 +8°C
+ 950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 4 (2016) лист 4

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Лтд»
_____ Д.Г. _____ пынцев

