

Фотографии медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом ПЦР в режиме реального времени «Интифика *Neisseria gonorrhoeae*»

- набор «Интифика *Neisseria gonorrhoeae*», форма S– лист 2;
- набор «Интифика *Neisseria gonorrhoeae*», форма T– лист 3;

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Интифика *Neisseria gonorrhoeae*

В-1.2016-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набора реагентов для выявления ДНК
Neisseria gonorrhoeae
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика *Neisseria gonorrhoeae*»

Интифика
Neisseria gonorrhoeae Форма S кат. № 440-01

Интифика
Neisseria gonorrhoeae Форма T кат. № 440-02

Intifica

ПЦР-смесь-Ng
Интифика
Neisseria gonorrhoeae

Форма S
14 стрипов по 8 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Интифика *Neisseria gonorrhoeae*
Набор реагентов для выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом ПЦР в режиме реального времени

CE

Форма S



ОПИСАНИЕ 2017-06-28

640-01 2018-05-11

112


112

112

112

Состав набора

1. ПЦР-смесь-Ng	14 стрипов по 8 пр.
2. Таq	1 пр.
3. ПКО	1 пр.
4. ВКО	2 пр.
5. ОК	1 пр.



© 2016-08

Интифиз <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Форма S	кэт. № 440-01
Интифиз <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Форма T	кэт. № 440-02

Идентификация *Neisseria gonorrhoeae*

Набор реагентов для выделения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом ПЦР в режиме реального времени

Форма Т

Состав набора

1. ПЦР-смесь-Ng	112 нр
2. Таq	1 нр
3. ПКО	1 нр
4. ВКО	2 нр
5. ОКО	1 нр

CE

[illegible]

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью (3) лист 7

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

