

Фотографии медицинского изделия

**Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis*
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика *Trichomonas vaginalis* »**

- набор «Интифика *Trichomonas vaginalis* », форма S– лист 2;
- набор «Интифика *Trichomonas vaginalis* », форма T– лист 3;

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Интифика *Trichomonas vaginalis*

В-1.2015-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набора реагентов для выявления ДНК
Trichomonas vaginalis
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика *Trichomonas vaginalis*»

Интифика *Trichomonas vaginalis* Форма S кат. № 442-01

Интифика *Trichomonas vaginalis* Форма T кат. № 442-02

ПЦР-СМЕСЬ-TV
Интифика
Trichomonas vaginalis
Форма S
14 стрипов по 8 пробирок
серия № 008
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Интифика *Trichomonas vaginalis*
Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis*
методом ПЦР в режиме реального времени

CE

Форма S

Состав набора

- | | | |
|-----------------|---------------------|-------|
| 1. ПЦР-смесь-TV | 14 стрипов по 8 пр. | 1 пр. |
| 2. Таq | | 1 пр. |
| 3. ПКО | | 2 пр. |
| 4. ВКО | | 1 пр. |
| 5. ОКО | | |



Интифика *Trichomonas vaginalis*

В-1 2016-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набора реагентов для выявления ДНК
Trichomonas vaginalis
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика *Trichomonas vaginalis*»

Интифика Форма S кат. № 442-01
Trichomonas vaginalis

Интифика Форма T кат. № 442-02
Trichomonas vaginalis

Intifica
ПЦР-смесь-Tv
Интифика
Trichomonas vaginalis
Форма T
112 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО "Компания Аркад Био"

Интифика *Trichomonas vaginalis*
Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis*
методом ПЦР в режиме реального времени

CE

Форма T

Состав набора

1. ПЦР-смесь-Tv	112 пр
2. Таq	1 пр
3. ПКО	1 пр
4. ВКО	2 пр
5. ОКО	1 пр

LOT: 0P00BT
442-02
112
2017-05-29
2018-05-11



Интифика *Trichomonas vaginalis*
Форма T
112 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО "Компания Аркад Био"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ПЦР-смесь-Tv	пробирка	112
2	Таq	пробирка	1
3	ПКО	пробирка	1
4	ВКО	пробирка	2
5	ОКО	пробирка	1

Интифика *Trichomonas vaginalis*
Форма T
112 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО "Компания Аркад Био"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ПЦР-смесь-Tv	пробирка	112
2	Таq	пробирка	1
3	ПКО	пробирка	1
4	ВКО	пробирка	2
5	ОКО	пробирка	1

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (74) лист 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

