

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Приборы и оборудование
для научных исследований»




С.В. Харченков

«18» 02 2019 г.

ФОТОГРАФИИ
НЕГАТОСКОПОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СВЕТОДИОДНЫХ
по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019

**НЕГАТОСКОПЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ**

исполнение
НС(1,2,3,4)-01



Негатоскоп диагностический светодиодный
HC1-01

Негатоскоп

диагностический
светодиодный

НС1 - 01

U ~ 220В, ν ~ 50Гц

W ~ 30ВА

ТУ 32.50.50-014-17459079-2019


Сделано в РФ в 2019 г.

№ А011





Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС1-01**



Негатоскоп диагностический светодиодный
НС2-01 (экран поднят)

Негатоскоп
диагностический
светодиодный
НС2 - 01



U ~ 220В, v ~ 50Гц

W ~ 55ВА


ТУ 32.50.50-014-17459079-2019

Сделано в РФ в 2019 г.


№ A012




Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС2-01**




Негатоскоп диагностический светодиодный
НС3-01







Упаковочная коробка
 негатоскопа диагностического светодиодного
 исполнения **НС3-01**



Негатоскоп диагностический светодиодный
HC4-01







Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС4-01**



Логотип предприятия
на корпусе негатоскопа




Прижимные ролики
для пленки




Сетевая вилка и панель
управления




Тумблер включения





Светодиодные линейки –
источник света негатоскопа



Защитный кожух
и сетевой шнур



Знак на защитном кожухе




Предохранители.


Находятся под защитным
кожухом, вне зоны доступа

**НЕГАТОСКОПЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ**

исполнение
НС(1,2,3,4)-02




Негатоскоп диагностический
светодиодный
HC1-02





Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **HC1-02**



Негатоскоп диагностический светодиодный
HC2-02

Негатоскоп

диагностический
светодиодный

НС2 - 02

U ~ 220В, v ~ 50Гц

W ~ 55ВА

ТУ 32.50.50-014-17459079-2019


Сделано в РФ в 2019 г.

№ Б012





Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС2-02**




Негатоскоп диагностический светодиодный
НС3-02







Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС3-02**



Негатоскоп диагностический светодиодный
НС4-02 (экран поднят)







Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **HC4-02**




Логотип предприятия
на корпусе негатоскопа




Прижимные ролики
для пленки




Панель управления
с тумблером включения



Панель управления
с тумблером включения




Светодиодные линейки –
источник света негатоскопа



Защитный кожух



Защитный кожух с знаками
опасности




Предохранители.

**Находятся под защитным
кожухом, вне зоны доступа**

**НЕГАТОСКОПЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ**

исполнение
НС(1,2,3,4)-03



Негатоскоп диагностический
светодиодный
НС1-03



Негатоскоп
диагностический
светодиодный
НС1 - 03



U ~ 220В, v ~ 50Гц
W ~ 55ВА


ТУ 32.50.50-014-17459079-2019

Сделано в РФ в 2019 г.

№ B011



Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС1-03**




Негатоскоп диагностический светодиодный
HC2-03






Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС2-03**




Негатоскоп диагностический светодиодный
НС3-03







Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС3-03**



Негатоскоп диагностический светодиодный
HC4-03







Упковочная коробка
негатоскопа диагностического светодиодного
исполнения **НС4-03**




Логотип предприятия
на корпусе негатоскопа




Прижимные ролики
для пленки




Светодиодные линейки –
источник света негатоскопа



Сетевая вилка и
панель управления
с тумблером включения



Защитный кожух со знаком
опасности



Предохранители.

**Находятся под защитным
кожухом, вне зоны доступа**

Принято, проинформировано

