

**УТВЕРЖДАЮ**

ООО «Евротайп Рус»

Генеральный директор

Крохин В.В.



2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Пакеты и рулоны медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями**

1. Пакеты для стерилизации самоклеящиеся, плоские (бумага-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 100 мм до 700 мм с шагом 5 мм



**EUROTYPE**

SELF-SEALING

STERILIZATION POUCH

DESIGNED IN GERMANY

[WWW.EUROTYPE.BIZ](http://WWW.EUROTYPE.BIZ)

**ПАКЕТЫ  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ**  
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, ПЛОСКИЕ

БУМАГА - ПЛЁНКА  
135 MM X 280 MM

Premium quality sterilization pouches for your infection  
control procedures and peace of mind

CE PC 200 шт



Пакеты для стерилизации самоклеящиеся, плоские  
БУМАГА - ПЛЁНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полосу с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатайте и достаньте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию

Серия: ZF135280

 2019-06

 2025-06

LOT: 160419

ISO: 13485




 200 шт


Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLiJie Packaging Technology Co.,Ltd  
("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолоджи Ко., Лтд.")  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development  
Zone, Hefei City, Anhui, China.

ПУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.


2. Рулоны для стерилизации, плоские (бумага-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м




3. Рулоны для стерилизации со складками (бумага-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м



4. Пакеты для стерилизации плоские (плёнка-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм







## Пакеты для стерилизации плоские

ПЛЁНКА - ПЛЁНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

### Запечатывание

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полосу с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

### Стерилизация

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50 °C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121 °C - 20-30 мин  
132 °C - 4 мин

### Распечатывание

Осторожно распечатывайте и доставайте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию

Серия: PP135280



2019-06



2025-06

LOT: 160419

ISO: 13485





200 шт

Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLiJie Packaging Technology Co., Ltd  
("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолджии Ко., Лтд")  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development  
Zone, Hefei City, Anhui, China.

ПУ №ПЭН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

5. Пакеты для стерилизации плоские (бумага-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм







ПАКЕТЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ПЛОСКИЕ  
БУМАГА - ПЛЁНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полосу с клеевого слоя
- Перепните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатайте и достаньте изделие так, чтобы не нарушить стерильность

Серия: BP135280



2019-06



2025-06

LOT: 160419

ISO: 13485




200 шт

Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLUJie Packaging Technology Co., Ltd  
("Хефей Тепеджи Пакаджинг Техноподжи Ко, Лтд.")  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development Zone,  
Hefei City, Anhui, China.

РУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

6. Пакеты для стерилизации плоские (нетканый материал-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм



# ЕВРОТИП

## ПАКЕТЫ

## ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

## ПЛОСКИЕ

## НЕТКАНЫИ МАТЕРИАЛ - ПЛЕНКА

## 135 MM X 280 MM

Premium quality sterilization pouches for your infection control procedures and peace of mind

CE 200 WIT

SELF-SEALING

STERILIZATION POUCH

DESIGNED IN GERMANY  
[WWW.EUROTYP.BIZ](http://WWW.EUROTYP.BIZ)

**EuroTYPE**

Пакеты для стерилизации плоские  
НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ - ПЛЕНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полоску с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатывайте и достаньте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию

Серия NT135280




2019-06



2025-06

LOT: 160419


ISO: 13485



200 шт

Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLile Packaging Technology Co., Ltd  
Г"Хефей Теледжи Пакаджинг" Технолоджи Ко., Лтд.  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development Zone,  
Hefei City, Anhui, China.  
ПУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

7. Пакеты для стерилизации плоские (материал Тайвек-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм



**EUROTYPE**

SELF-SEALING

STERILIZATION POUCH

DESIGNED IN GERMANY

[WWW.EUROTYPE.BIZ](http://WWW.EUROTYPE.BIZ)

**ПАКЕТЫ  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ПЛОСКИЕ**  
МАТЕРИАЛ ТАЙВЕК - ПЛЁНКА  
135 MM X 280 MM

Premium quality sterilization pouches for your infection  
control procedures and peace of mind

CE 200 шт



Пакеты для стерилизации плоские  
МАТЕРИАЛ ТАЙВЕК - ПЛЁНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полосу с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации: 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации:  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатывайте и доставайте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию


Серия: TV135280

2019-06

2025-06

LOT: 160419

ISO: 13485



PC 200 шт

Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.

HeFei TeLiJie Packaging Technology Co., Ltd

("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолоджи Ко., Лтд.")

No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development Zone,  
Hefei City, Anhui, China.

РУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

8. . Пакеты для стерилизации со складками (плёнка-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм



# EUROTYPE

## ПАКЕТЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СО СКЛАДКАМИ

ПЛЕНКА - ПЛЕНКА  
135 MM X 280 MM

Premium quality sterilization pouches for your infection  
control procedures and peace of mind




200 ur

SELF-SEALING

STERILIZATION POUCH

DISCOVER IT YOURSELF!  
[WWW.EUROTYPEDIZ](http://WWW.EUROTYPEDIZ)



# Пакеты для стерилизации со складками ПЛЁНКА - ПЛЁНКА

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Do not use, if packaging is damaged

## Запечатывание

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полоску с клеевого слоя
- Перепните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

## Стерилизация

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

## Распечатывание

Осторожно распечатывайте и доставайте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию


Серия: PPC135280

2019-06

2025-06

LOT: 160419


ISO: 13485



Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLiJie Packaging Technology Co., Ltd  
("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолоджи Ко., Лтд.")  
No. 5 Weimu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development  
Zone, Hefei City, Anhui, China.

ПУ №РЭН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

9. Пакеты для стерилизации со складками (бумага-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм



**EUROTYPE**

SELF-SEALING

STERILIZATION POUCH

DESIGNED IN GERMANY  
[WWW.EUROTYPE.BIZ](http://WWW.EUROTYPE.BIZ)

**ПАКЕТЫ  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
СО СКЛАДКАМИ**  
БУМАГА - ПЛЁНКА

135 MM X 280 MM

Premium quality sterilization pouches for your infection  
control procedures and peace of mind

CE PC 200 шт

**EuroType**

Пакеты для стерилизации со складками  
БУМАГА - ПЛЁНКА

**Self-Sealing**

**Sterilization Pouch**

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

*Do not use, if packaging is damaged*

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полоску с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50°C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121°C - 20-30 мин  
132°C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатывайте и доставайте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию

Серия: BPC135280

 2019-06

 2025-06

LOT: 160419  
ISO: 13485




200 шт

Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLiJie Packaging Technology Co., Ltd  
("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолоджи Ко., Лтд.")  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development  
Zone, Hefei City, Anhui, China.

ПУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.

10. Пакеты для стерилизации со складками (нетканый материал-плёнка) шириной от 40 мм до 620 мм и длиной от 50 мм до 700 мм с шагом 5 мм







Пакеты для стерилизации со складками  
НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ - ПЛЁНКА

Premium quality medical packaging  
products and infection control solutions

Self-Sealing

Sterilization Pouch

Do not use, if packaging is damaged

**Запечатывание**

- Положите изделие в пакет
- Снимите защитную полосу с клеевого слоя
- Перегните по перфорированной линии край пакета и плотно прижмите, надавливая от центра к краям

**Стерилизация**

- Газовый метод  
Концентрация окиси этилена 800 мг/л - 1000 мг/л  
Температура стерилизации 45-50 °C - 6 часов
- Паровой метод  
Температура стерилизации  
121 °C - 20-30 мин  
132 °C - 4 мин

**Распечатывание**

Осторожно распечатывайте и доставайте изделие так, чтобы не нарушить стерилизацию

Серия: NTC135280

 2019-06

 2025-06

LOT: 160419

ISO: 13485




200 шт


Пакеты медицинские для стерилизации Euro Type с принадлежностями.  
HeFei TeLiJie Packaging Technology Co.,Ltd  
("Хефей Теледжи Пакаджинг Технолдж Ко., Лтд")  
No. 5 Weiwu Road, Shuangfeng Economic and Technological Development Zone,  
Hefei City, Anhui, China.

ПУ №РЗН 2015/3391 от 7.12.2015 г.


11. Рулоны для стерилизации плоские (плёнка-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м




12. Рулоны для стерилизации плоские (материал Тайвек-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м




13. Рулоны для стерилизации плоские (нетканый материал-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м




14. Рулоны для стерилизации со складками (плёнка-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м



15. Рулоны для стерилизации со складками (нетканый материал-плёнка) шириной от 4,0 см до 60 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м



16. Рулоны для стерилизации со складками (материал Тайвек-плёнка) – шириной от 4,0 см до 62 см с шагом 5 см и длиной от 20 м до 500 м с шагом 5 м



11

Прошито и пронумеровано

33 лист

Ген.директор

