

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Биопалитра»

Н.Л. Максимов



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

«Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления основных анализов возбудителей четырех социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) «Биопалитра мультиСКРИН» по ТУ 21.20.23-009-23548172-2017»



разработка и производство
ИФА тест-систем

БИОПАЛИТРА

Состав набора:

1. ИС, 1 шт;
2. ВР, 1 фл, 25 мл;
3. К+ ВИЧ, инактивированный, 1 фл, восстановить 0,75 мл воды очищенной;
4. К+ HbAg, инактивированный, 1 фл, восстановить 0,75 мл воды очищенной;
5. К+ ВГС, инактивированный, 1 фл, восстановить 0,75 мл воды очищенной;
6. К+ Сиф, инактивированный, 1 фл, восстановить 0,75 мл воды очищенной;
7. К-, инактивированный, 2 фл, восстановить 0,75 мл воды очищенной;
8. PPO, 1 фл, 5 мл;
9. РК-1, 1 фл, восстановить 8 мл ВР;
10. РК-2, 2 фл, восстановить 7 мл ВР;
11. ТМБ, 1 фл, 0,8 мл;
12. СР, 1 фл, 12 мл;
13. ФСБ-Т, 1 фл, 50 мл;
14. СТОП, 1 фл, 6 мл;
15. Пластины для закрепления лунок иммуносorbента однократные, 4 шт;
16. Пластичка для растворов однократная, 4 шт;



Общество с ограниченной ответственностью "Биопалитра"
ООО "Биопалитра", 197380 г. Санкт-Петербург, д. Ломоносова, дом 74, литер А, Ч.Л. 1-М ком. 308. Тел./факс: 8-812-425-84-89

"Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления основных антител возбудителей четырех социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис)"

"Биопалитра мультиСКРИН"

ТУ 21.20.23-009-23548172-2017

96

Комплектация

Мультискрин-96

Регистрационный номер

Дата регистрации

26 марта 2018 г.

26 марта 2020 г.

LOT 1

REF M00-1

Хранить в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С. Допускается хранение при температуре до 21 °С не более 10 суток. Не допускать замораживания. Для каждого лабораторного исследования использовать индивидуальный набор реагентов.



для диагностики in vitro

ООО "Биопалитра"
"Биопалитра мультиСКРИН"
ИС
03.2018 г.
03.2020 г.
LOT 1



ИНСТРУКЦИЯ

по применению на медицинское изделие для диагностики in vitro

«Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления основных антител возбудителей четырех социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис) «Биопалитра мультиСКРИН»

по ТУ 21.20.23-009-23548172-2017»

1. Комплектация **Мультискрин-96** (на 96 совместных выявлений антител возбудителей четырех инфекций, включая контрольные образцы)



разработка и производство
ИФА тест-систем

БИОПАЛИТРА

Состав набора:

1. ИС, 1 шт;

2. ВР, 1 фл, 25 мл;  

3. К+ ВИЧ, инактивированный, 1 фл,
восстановить 0,75 мл воды очищенной;
4. К+ HBsAg, инактивированный, 1 фл,
восстановить 0,75 мл воды очищенной;
5. К+ ВГС, инактивированный, 1 фл,
восстановить 0,75 мл воды очищенной;
6. К+ Сиф, инактивированный, 1 фл,
восстановить 0,75 мл воды очищенной;
7. К-, инактивированный, 2 фл,
восстановить 0,75 мл воды очищенной;



8. РРО, 1 фл, 5 мл;  

9. РК-1, 1 фл, восстановить 5 мл ВР;

10. РК-2, 2 фл, восстановить 7 мл ВР;

11. ТМБ, 1 фл, 0,8 мл;

12. СР, 1 фл, 12 мл;

13. ФСБ-Т, 1 фл, 50 мл;

14. СТОП, 1 фл, 6 мл;  

15. Пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая, 4 шт;

16. Ватночка для растворов одноразовая, 4 шт.



БИОПАЛИТРА

Общество с ограниченной ответственностью "Биопалитра"
ООО "Биопалитра", 197350 г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку,
дом 74, литер А, Ч.П. 1-Н ком. 305. Тел./факс: 8-812-425-84-59

"Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
основных анализов возбудителей четырех социально значимых
заболеваний (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис)"

"Биопалитра мультиСКРИН"

TU 21.20.23-009-23548172-2017

 96

Комплектация

Мультискрин-96

Регистрационный номер

Дата регистрации



26 марта 2018 г.

IVD



26 марта 2020 г.



LOT

1

REF

M00-1



Хранить и транспортировать при температуре от 2 °С до 8 °С. Допускается транспортирование
при температуре до 27 °С не более 10 суток. Не допускать замораживания.
"Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений"



для лечебно-профилактических
и санитарно-профилактических учреждений




для диагностики
in vitro



Состав:
1.1 ИС





1.2 BP (25 мл)





1.3 К+ ВИЧ, инактивированный, восстановить 0,75 мл воды



1.4 K+ HBsAg, инактивированный, восстановить 0,75 мл воды





1.5 К+ ВГС, инактивированный, восстановить 0,75 мл воды



1.6 К+ Сиф, инактивированный, восстановить 0,75 мл воды




1.7 К-, инактивированный, восстановить 0,75 мл воды




1.8 PPO (5 мл)




1.9 РК-1, восстановить 5 мл ВР





1.10 РК-2, восстановить 7 мл ВР




1.11 ТМБ (0,8 мл)



1.12 CP (12 мл)




1.13 ФСБ-Т (50 мл)



1.14 СТОП (6 мл)






1.15 пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая



1.16 ванночка для растворов одноразовая





2. Комплектация Мультискрин-576 (на 576 совместных выявления аналитов возбудителей четырех инфекций, включая контрольные образцы)



разработка и производство
ИФА тест-систем

БИОПАЛИТРА®

Состав набора:

1. ИС, 6 шт;

2. ВР, 1 фл, 125 мл;  

3. К+ ВИЧ, инактивированный, 1 фл,
восстановить 1,5 мл воды очищенной;
4. К+ ИВbAg, инактивированный, 1 фл,
восстановить 1,5 мл воды очищенной;
5. К+ ВГС, инактивированный, 1 фл,
восстановить 1,5 мл воды очищенной;
6. К+ Сиф, инактивированный, 1 фл,
восстановить 1,5 мл воды очищенной;
7. К-, инактивированный, 2 фл,
восстановить 1,5 мл воды очищенной;







8. РРО, 1 фл, 30 мл;  

9. РК-1, 1 фл, восстановить 25 мл ВР;

10. РК-2, 3 фл, восстановить 25 мл ВР;

11. ТМБ, 1 фл, 4 мл;

12. СР, 3 фл, 25 мл;

13. ФСБ-Т, 1 фл, 250 мл;

14. СТОП, 2 фл, 30 мл;  

15. Пленка для заглаживания лучок иммуносorbента одноразовая, 34 шт;

16. Баночки для растворов одноразовая, 34 шт



Общество с ограниченной ответственностью "Биопалитра"
ООО "Биопалитра" 187360 г. Санкт-Петербург, дорога в Кашинск,
дом 74, литер А, 1/1, 1-й этаж 303. Тел./факс: 8-812-435-84-86

"Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
основных антител возбудителей четырех социально значимых
заболеваний (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис)"

"Биопалитра мультиСКРИН"

TU 21.20.23-009-23848173-2017

 576

Комплектация Мультискрин-576

Регистрационный номер

Дата регистрации

 26 марта 2018 г.

 26 марта 2020 г.









LOT 1

REF M00-6





Хранить в транспортной таре температура от 2 °С до 8 °С. Допускается транспортирование
при температуре до 27 °С не более 10 суток. Не допускать замораживания.
"Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений"



для лечебно-профилактических
и санитарно-профилактических учреждений




для диагностики
in vitro

2.1 ИС



2.2 ВР (125 мл)



2.3 К+ ВИЧ, инактивированный, восстановить 1,5 мл воды



2.4 K+ HBsAg, инактивированный, восстановить 1,5 мл воды




2.5 К+ ВГС, инактивированный, восстановить 1,5 мл воды




2.6 К+ Сиф, инактивированный, восстановить 1,5 мл воды




2.7 К-, инактивированный, восстановить 1,5 мл воды




2.8 PPO (30 мл)



2.9 РК-1, восстановить 25 мл ВР



2.10 РК-2, восстановить 25 мл ВР




2.11 ТМБ (4 мл)




2.12 СР (25 мл)




2.13 ФСБ-Т (250 мл)



2.14 СТОП (30 мл)



2.15 пленка для заклеивания лунок иммуносорбента одноразовая



2.16 ванночка для растворов одноразовая

