

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов

2020 г.



МАРКИРОВКА
Макет упаковки

«Лейкопластырь фиксирующий»
по ТУ 9393-004-01716953-2017

производства Общества с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com,
www.bergus24.ru

Вид потребительской упаковки

лейкопластырь фиксирующий

на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 1x500;

55 mm

15 mm

55 mm

15 mm

Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе белого цвета (1 см x 500 см)

НАЗНАЧЕНИЕ:

для фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-00-01716953-2017, РУ №РЗН 2017/6112 от 06.04.2020 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клеить лейкопластырь фиксирующий на повязку или на фиксируемое изделие. Орезать ножницами по линии, необходимой для отрыва.

Края полоски прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже. Лейкопластырь фиксирующий мягко по мере необходимости.

Перед использованием изделие необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Болезненные заболевания кожи различной этиологии.

СОСТАВ:

Тканевая основа, гипоаллергенный клей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При возникновении индивидуальной чувствительности к материалу изделия прекратить использование лейкопластыря фиксирующего и обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +28 °C.

СВОЙСТВА:

· надежная фиксация
· легкое наложение и
· безболезненное удаление

СОСТАВ:

· тканевая основа
· гипоаллергенный клей.

Произведено по заказу:
ООО "Гелиос", 127566, Россия, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49, офис 313, тел: +7(495) 642-84-28
e-mail: info@silkofix.ru
Производитель: ООО "Бергус", 601270, Россия, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
Претензии потребителей принимаются организацией-производителем

тканевая
основа

silkofix®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

фиксирующий
тканевая основа
нестерильный

1 шт.

1 см x 500 см

СДЕЛАНО В
РОССИИ



лейкопластырь фиксирующий
на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 2х500;

55 mm

25 mm

55 mm

25 mm

Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе белого цвета (2 см х 500 см)

НАЗНАЧЕНИЕ:
для фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-0176953-2017, РУ №РЗН 2017/6112 от 06.04.2020 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наложить лейкопластырь фиксирующий на потребителя у паковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера. Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полоски прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже. Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз. Перед использованием изделие необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

СОСТАВ:
Тканевая основа, гипоаллергенный клей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратить использование лейкопластыря фиксирующего и обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +28 °C.

СВОЙСТВА:
-надежная фиксация
-легкое наложение и
-безболезненное удаление

СОСТАВ:
-тканевая основа,
-гипоаллергенный клей.

Произведено по заказу:
ООО "Гелиос" 127566, Россия, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1,
стр. 49, офис 313, тел: +7(495) 642-84-28
e-mail: info@silkofix.ru

Производитель: ООО "Бергус" 601270, Россия, Владимирская
область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
Претензии потребителей принимаются
организацией-производителем

тканевая
основа

silkofix®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

фиксирующий
тканевая основа
нестерильный


1 шт.

2 см х 500 см


СДЕЛАНО В
РОССИИ



лейкопластырь фиксирующий
на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 3x500;



лейкопластырь фиксирующий
на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 4x500;



Лейкопластырь фиксирующий

на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 5х500.



ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

листа (ов)

Генеральный директор

Гурбанов Р.М.

«25»

2020 года



silko fix

ЦЕНТРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

5 CM X 200 CM

silko fix

ЦЕНТРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов Р.М. Гурбанов

августа 2020 г.

ФОТО ИЗДЕЛИЯ

«Лейкопластырь фиксирующий»
по ТУ 9393-004-01716953-2017

производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com,
www.bergus24.ru

Лейкопластырь фиксирующий

- белого цвета, размеры, см: 1х500, 2х500, 3х500, 4х500, 5х500. (без упаковки)



Лейкопластырь фиксирующий
- белого цвета, размеры в см: 1x500;



Лейкопластырь фиксирующий
- белого цвета, размеры в см: 2х500;



Лейкопластырь фиксирующий
- белого цвета, размеры в см: 3x500;



Лейкопластырь фиксирующий
- белого цвета, размеры в см: 4x500;



Лейкопластырь фиксирующий
- белого цвета, размеры в см: 5x500.



ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7

листа (ов)

Генеральный директор

Гурбанов Р.М.

«25»

августа

2020 года

