




Общий вид изделия: Средство ранозаживляющее «Хитокол», стерильное по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«ХИТОКОЛ-С», стерильное

размер: 9,0 x 9,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллоидное серебро.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации,
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019


РУ

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31, тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д. 4, помещение № 105

Серия №: 11

Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



нетоксично

STERILE R

Общий вид индивидуальной упаковки Средства ранозаживляющего «Хитокол», стерильно-
го по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019.

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-С», стерильное

размер: 9,0 x 9,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллоидное серебро.

Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РУ


Изготовитель: ООО «Зверь», РФ, Московская обл., г. Дубна,

ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31, тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д. 4, помещение № 106

Серия №: 11


Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



нетоксично

STERILE R

Макетмаркировки индивидуальной упаковки Средства ранозаживляющего «Хитокол», стерильного по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019.



Общий вид потребительской упаковки Средства ранозаживляющего «Хитокोल», стерильного по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019.

ХИТОКОЛ С

ХИТОКОЛ С

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-С», стерильное

ХИТОКОЛ С

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-С», стерильное

Ассортимент
ХИТОКОЛ:

С	ХИТОКОЛ-С
КС	ХИТОКОЛ-С КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
ДА	ХИТОКОЛ-ДА КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
КДА	ХИТОКОЛ-КДА КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
СХ	ХИТОКОЛ-СХ КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
КСХ	ХИТОКОЛ-КСХ КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
СКД	ХИТОКОЛ-СКД КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
КСД	ХИТОКОЛ-КСД КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

нетоксично

9,0 x 9,0 x 0,4 см
размеры губки

2 шт.

Назначение, показания к применению: для лечения инфицированных ран различной глубины (от поверхностных до глубоких), таких как ссадины, порезы, ушибленные и рваные раны, трофические язвы и пролежни, ожоги II-IIIa степени различной этиологии, а также для временного закрытия после хирургической обработки ожоговых ран IIIb степени с целью подготовки к аутодермопластике.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к хитозану, аллергические реакции и индивидуальная непереносимость включенного местного антисептика - коллоидного серебра.

Изготовитель: ООО «Цирми», РН, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.1, пом.31, тел. (499) 707-13-09,
e-mail: info@cirmi.ru, www.cirmi.ru
Место производства: РН, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, пом.31, стр.1, 306

2 шт.

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Порядок применения: Перед применением губки следует очистить рану от инородных тел и раневого отделяемого, вскрыть пакет, с помощью пинцета или пальцами извлечь губку из пакета, уложить губку на раневую поверхность таким образом, чтобы она закрывала всю поверхность раны, и смоделировать по ране. После наложения на рану, губку фиксируют с помощью повязки пластырного типа, фиксирующего бинта.

Состав: хитозан, коллоидное серебро.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Способ вскрытия: вскрыть упаковку по линии разреза.
Утилизировать: как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10, не использованные изделия - с бытовыми отходами.


Хранить: Хранение средств в упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя, кроме складов железнодорожных станций, должно производиться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019
РП: 1000

STERILE R



Серия
дата изготовления/
стерилизации:





Общий вид транспортной упаковки Средства ранозаживляющего «Хитокол», стерильного по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019.

Сшито и заверено печатью 6

(110057) лист 86

Директор
ООО «Эвтекс» Бородина Е.В.



4. Сре́дство па́нозажнвяющее «Хитокор-КЛА» степильное, параме́ром:

(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2)cm
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2)cm;
(17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
(10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2)cm; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12)cm; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2)cm;
(9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
(1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2)cm; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2)cm; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,25±0,12)cm; (1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,4±0,2)cm;
(0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,4±0,2)cm; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,8±0,2)cm;
(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,8±0,2)cm; (0,8±0,2)x(1,2±0,2)x(0,25±0,12)cm;
(0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,25±0,12)cm; (0,5±0,2)x(0,9±0,2)x(0,4±0,2)cm;

3. Сре́дство па́нозажнвяющее «Хитокор-ЛА» степильное, параме́ром:

(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2)cm
(42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2)cm;
(17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
(10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
(10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2)cm; (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
(9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12)cm; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2)cm;
(9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
(5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
(1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2)cm; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm;

$(1,0 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (1,0 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см},$
 $(42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}, (42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}$

5. Сре́дство равно́закви́вающее «Хитокон-СХ» стери́льное, разме́ром:

$(1,0 \pm 0,2) \times (1,0 \pm 0,2) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (0,8 \pm 0,2) \times (1,2 \pm 0,2) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(0,5 \pm 0,2) \times (0,9 \pm 0,2) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (0,8 \pm 0,2) \times (1,2 \pm 0,2) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(0,5 \pm 0,2) \times (0,9 \pm 0,2) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (0,5 \pm 0,2) \times (0,9 \pm 0,2) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(0,8 \pm 0,2) \times (1,2 \pm 0,2) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (0,8 \pm 0,2) \times (1,2 \pm 0,2) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(1,0 \pm 0,2) \times (1,0 \pm 0,2) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (1,0 \pm 0,2) \times (1,0 \pm 0,2) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(1,0 \pm 0,2) \times (1,0 \pm 0,2) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (1,0 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,3) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(1,0 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (1,0 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(5,0 \pm 0,3) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (9,0 \pm 0,5) \times (9,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(9,7 \pm 0,5) \times (9,7 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (5,0 \pm 0,3) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(10,0 \pm 0,5) \times (10,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см};$

6. Сре́дство равно́закви́вающее «Хитокон-СХЛ» стери́льное, разме́ром:

$(17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см}; (17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см};$
 $(17,0 \pm 0,5) \times (17,0 \pm 0,5) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}; (42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,25 \pm 0,12) \text{ см},$
 $(42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,4 \pm 0,2) \text{ см}, (42,0 \pm 1,0) \times (30,0 \pm 1,0) \times (0,8 \pm 0,2) \text{ см}$

(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2)cm; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
 (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (5,0±0,3)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2)cm; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
 (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12)cm;
 (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2)cm

7. Сре́дство равноза́живляющее «Хитокот-КСХ» стрепильное, размером:

(1,0±0,2)x(1,0±0,2)x(0,8±0,2)cm; (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,25±0,12)cm;
 (5,0±0,3)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (1,0±0,2)x(4,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (5,0±0,3)x(9,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (9,0±0,5)x(9,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,8±0,2)cm; (9,7±0,5)x(9,7±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,4±0,2)cm;
 (10,0±0,5)x(5,0±0,3)x(0,8±0,2)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,25±0,12)cm;
 (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,4±0,2)cm; (10,0±0,5)x(10,0±0,5)x(0,8±0,2)cm;
 (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,25±0,12)cm; (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,4±0,2)cm;
 (17,0±0,5)x(17,0±0,5)x(0,8±0,2)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,25±0,12)cm;
 (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,4±0,2)cm; (42,0±1,0)x(30,0±1,0)x(0,8±0,2)cm


8 Средство ранозаживляющее «Хитокот-КСХЛ» стерильное, размером:


(0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,25±0,12)см; (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,4±0,2)см;
 (0,5±0,2)х(0,9±0,2)х(0,8±0,2)см; (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,25±0,12)см;
 (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,4±0,2)см;
 (0,8±0,2)х(1,2±0,2)х(0,8±0,2)см; (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,25±0,12)см;
 (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,4±0,2)см;
 (1,0±0,2)х(1,0±0,2)х(0,8±0,2)см; (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,25±0,12)см;
 (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,4±0,2)см;
 (1,0±0,2)х(4,0±0,3)х(0,8±0,2)см; (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12)см;
 (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2)см;
 (5,0±0,3)х(5,0±0,3)х(0,8±0,2)см; (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,25±0,12)см;
 (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (9,0±0,5)х(9,0±0,5)х(0,8±0,2)см; (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,25±0,12)см;
 (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (9,7±0,5)х(9,7±0,5)х(0,8±0,2)см; (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,25±0,12)см;
 (10,0±0,5)х(5,0±0,3)х(0,4±0,2)см;
 (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12)см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,8±0,2)см; (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,25±0,12)см;
 (10,0±0,5)х(10,0±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (10,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,25±0,12)см; (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,8±0,2)см; (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,25±0,12)см;
 (17,0±0,5)х(17,0±0,5)х(0,4±0,2)см;
 (42,0±1,0)х(30,0±1,0)х(0,8±0,2)см

Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт/уп

ЭТИКЕТКИ индивидуальной упаковки





90 mm


Средство ранозаживляющее
«Хитокол-КС», стерильное

размер: **5,0 x 5,0 x 0,4** см

Состав: хитозан, коллаген, коллоидное серебро.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения средства на раневой поверхности не более 2 суток.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-072-15886239-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Эверес», РФ, Московская обл., г.Дубна,
ул.Программистов, д.4, стр.1, пом.31, тел. +7(499)707-10-09,
Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение № 106

Серия №: 11
Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



90 мм

90 мм

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-КС», стерильное

размер: 9,0 x 9,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллаген, коллоидное серебро.

Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РУ

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г.Дубна,
ул.Программистов, д.4, стр.1, пом.31, тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г.Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение № 106

Серия №: 11

Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



нетоксично

STERILE R

90 мм

90 мм

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-ДА», стерильное

размер: 5,0 x 5,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, диоксидин, анилокаин.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РУ ...

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г.Дубна,
ул.Программистов, д.4, стр.1, пом.31, тел. +7(499)707-10-09.
Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г.Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение № 106

Серия №: 11


Дата изготовления/стерилизации: 11-2018




нетоксично

STERILE R









90 мм

90 мм

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-СХ», стерильное

размер: 5,0 x 5,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллоидное серебро, хитотрипсин.

Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РУ

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г.Дубна,
ул.Программистов, д.4, стр.1, пом.31, тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г.Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение № 106


Серия №: 11

Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



нетоксично


STERILE R







90 mm

STERILE	R
---------	---







90 мм

90 мм

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-КСХД», стерильное

размер: 5,0 x 5,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллаген, коллоидное серебро,
химо tripsин, диоксидин.

Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения
средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019


РУ ...

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31, тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д. 4, помещение № 106

Серия №: 11

Дата изготовления/стерилизации: 11-2018



нетоксично



STERILE R



90 мм

90 мм

Средство ранозаживляющее «Хитокол»
стерильное, по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Средство ранозаживляющее
«Хитокол-КСХД», стерильное

размер: 9,0 x 9,0 x 0,4 см

Состав: хитозан, коллаген, коллоидное серебро,
химотрипсин, диоксидин.

Применять по назначению врача. Рекомендуемое время наложения
средства на раневую поверхность не более 2 суток.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РУ

Изготовитель: ООО «Эверс», РФ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.1, пом.31. тел. +7(499)707-10-09.

Адрес места производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение № 106

Серия №: 11

Дата изготовления/стерилизации: 11-2018




НЕТОКСИЧНО



STERILE R



ЭТИКЕТКИ потребительской упаковки



ХИТОКОЛ С

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-С», стерильное

ХИТОКОЛ С

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-С», стерильное

Ассортимент
ХИТОКОЛ:

С	ХИТОКОЛ-С
КС	ХИТОКОЛ-С
ДА	ХИТОКОЛ-С
КДА	ХИТОКОЛ-С
СК	ХИТОКОЛ-С
КСК	ХИТОКОЛ-С
СД	ХИТОКОЛ-С
КСД	ХИТОКОЛ-С

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

НЕТОКСИЧНО

9,0 x 9,0 x 0,4 см
размеры губки

2 шт.

Назначение, показания к применению: для лечения инфицированных ран различной глубины (от поверхностных до глубоких), таких как ссадины, порезы, ушибленные и рваные раны, трофические язвы и пролежни, ожоги II-IIIa степени различной этиологии, а также для временного закрытия после хирургической обработки ожоговых ран IIIb степени с целью подготовки к аутодермопластике.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к хитозану, аллергические реакции и индивидуальная непереносимость включенного местного антисептика - коллоидного серебра.

Исготовитель: ООО «Ирикс», Рязанская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 1, пом. 31, тел. (499) 702-10-09,
п.с. аккред. 0001-мерс (группа Рязань), тел. (499) 702-10-09, www.iri.ru
Место производства: Рязанская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д. 4, помещение РР 106

2 шт.

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Порядок применения: Перед применением губку следует очистить рану от инородных тел и раневого отделяемого, вскрыть пакет, с помощью пинцета или пальцами извлечь губку из пакета, уложить губку на раневую поверхность таким образом, чтобы она закрывала всю поверхность раны, и смоделировать по ране. После наложения на рану, губку фиксируют с помощью повязки пластырного типа, фиксирующего бинта.
Состав: хитозан, коллоидное серебро.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Способ вскрытия: вскрыть упаковку по линии разреза.
Утилизировать: как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10, не использованные изделия - с бытовыми отходами.

Хранить: Хранение средств в упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя, кроме складов железнодорожных станций, должно производиться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019
РУ: XXX

STERILE R



Серия
дата изготовления/
стерилизации:




















ХИТОКОЛ СХД

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-СХД», стерильное

ХИТОКОЛ СХД

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-СХД», стерильное

ХИТОКОЛ СХД

Ассортимент ХИТОКОЛ:

КСХД	ХИТОКОЛ-СХД-Д
СХД	ХИТОКОЛ-СХД-Д
КСХ	ХИТОКОЛ-СХД-Д
СХ	ХИТОКОЛ-СХД-Д
КСД	ХИТОКОЛ-СХД-Д
С	ХИТОКОЛ-СХД-Д

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

нетоксично

9,0 x 9,0 x 0,4 см
размеры губки

2 шт.

Назначение, показания к применению: для лечения кровотокающих гнойных и гнойно-некротических ран различной глубины (от поверхностных до глубоких), включая флегмоны, абсцессы, трофические язвы и пролежни, ожоги II-IIIa степени различной этиологии, обморожения. Данные средства могут применяться на всех этапах раневого процесса, а также при длительно незаживающих ранах различной этиологии, при ранах с умеренной степенью экссудации.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к хитозану, аллергические реакции и индивидуальная непереносимость включенных ингредиентов - протеолитического фермента химотрипсина и местных антисептиков коллоидного серебра и диоксида.

Импортирует: ООО «Норс», РБ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д.4, стр.1, пом.31, тел. (499) 702-15-59,
по факсу: (499) 702-15-59, e-mail: info@nors.ru
Место производства: РБ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов д.4, помещение №106

2 шт.

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Порядок применения: Перед применением губки следует очистить рану от инородных тел и раневого отделяемого, вскрыть пакет, с помощью пинцета или пальцами извлечь губку из пакета, уложить губку на раневую поверхность таким образом, чтобы она закрывала всю поверхность раны, и смоделировать по ране. После наложения на рану, губку фиксируют с помощью повязки пластырного типа, фиксирующего бинта.
Состав: хитозан, коллоидное серебро, химотрипсин, диоксидин.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Способ вскрытия: вскрыть упаковку по линии разреза.
Утилизировать: как отходы класса Б по СанПиН

2.1.7.2790-10, не использованные изделия - с бытовыми отходами.

Хранить: Хранение средств в упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя, кроме складов железнодорожных станций, должно производиться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
ТУ 32.50.50-022-15886239-2019
РР: КХХ

STERILE R



Серия
дата изготовления/
стерилизации:



4 640000 905293



ХИТОКОЛ КСХ

ХИТОКОЛ КСХ

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-КСХ», стерильное

ХИТОКОЛ КСХ

Средство ранозаживляющее «ХИТОКОЛ-КСХ», стерильное

Ассортимент ХИТОКОЛ:

КСХД	ХИТОКОЛ-КСХД «ХИТОКОЛ-КСХД» «ХИТОКОЛ-КСХД» «ХИТОКОЛ-КСХД»
КСД	ХИТОКОЛ-КСД «ХИТОКОЛ-КСД» «ХИТОКОЛ-КСД» «ХИТОКОЛ-КСД»
КСХ	ХИТОКОЛ-КСХ «ХИТОКОЛ-КСХ» «ХИТОКОЛ-КСХ» «ХИТОКОЛ-КСХ»
СК	ХИТОКОЛ-СК «ХИТОКОЛ-СК» «ХИТОКОЛ-СК» «ХИТОКОЛ-СК»
КСД	ХИТОКОЛ-КСД «ХИТОКОЛ-КСД» «ХИТОКОЛ-КСД» «ХИТОКОЛ-КСД»
КС	ХИТОКОЛ-КС «ХИТОКОЛ-КС» «ХИТОКОЛ-КС» «ХИТОКОЛ-КС»
С	ХИТОКОЛ-С «ХИТОКОЛ-С» «ХИТОКОЛ-С» «ХИТОКОЛ-С»

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

нетоксично

9,0 x 9,0 x 0,4 см
размеры губки

2 шт.

Назначение, показания к применению: для лечения кровоточащих гнойных и гнойно-некротических ран различной глубины (от поверхностных до глубоких), включая флегмоны, абсцессы, трофические язвы и пролежни, ожоги II-IIIa степени различной этиологии, обморожения. Данные средства могут применяться на всех этапах раневого процесса, а также при длительно незаживающих ранах различной этиологии, при ранах с умеренной степенью экссудации.

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к хитозан-коллагеновому комплексу, аллергические реакции и индивидуальная непереносимость включенных ингредиентов - протечликатического фермента хитотрипсина и местного антигептика коллоидного серебра.

Изготовитель: ООО «Экс-Д», РФ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Програмистов, д. 1, стр. 1, пом. 31, тел. (495) 707-10-69,
по факсу: 000-Экс-Д, тел. (495) 707-10-69, e-mail: info@eks-d.ru
Место производства: РФ, Московская обл., г. Дубна,
ул. Програмистов, д. 1, пом. 31, стр. 1, 106

2 шт.

Средство ранозаживляющее «Хитокол» стерильное,
по ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

Порядок применения: Перед применением губки следует очистить рану от инородных тел и раневого отделяемого, вскрыть пакет, с помощью пинцета или пальцами извлечь губку из пакета, уложить губку на раневую поверхность таким образом, чтобы она закрывала всю поверхность раны, и смоделировать по ране. После наложения на рану, губку фиксируют с помощью повязки пластырного типа, фиксирующего бинта.

Состав: хитозан, коллаген, коллоидное серебро, хитотрипсин.
Применять по назначению врача. Рекомендуемое время нахождения средства на раневой поверхности не более 2 суток.

Способ вскрытия: вскрыть упаковку по линии разреза.

Утилизировать: как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10, не использованные изделия - с бытовыми отходами.


Хранить: Хранение средств в упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя, кроме складов железнодорожных станций, должно производиться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

ТУ 32.50.50-022-15886239-2019

РФ: XXX

STERILE R



Серия
дата изготовления/
стерилизации:



Сшито и заверено печатью 39

(Трижды) лист 28

ООО "ЭВЕРС"

Демидов П.В.

