

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями

Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис/Стелларис ПС (Stellaris/ Stellaris PC), в следующих исполнениях:

1. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Vision Enhancement System для переднего отрезка глаза, с принадлежностями.
2. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris PC Vision Enhancement System без эндолазера для переднего и заднего отрезков глаза, с принадлежностями.
3. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris PC Vision Enhancement System для переднего и заднего отрезков глаза с эндолазером, с принадлежностями.

Разработчик:

Bausch & Lomb Incorporated, USA (Бауш энд Ломб Инкорпорейтед, США)

1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, USA (1400 Норт Гудман Стрит, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США)

Производитель:

Bausch & Lomb Incorporated, USA (Бауш энд Ломб Инкорпорейтед, США)

1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, USA (1400 Норт Гудман Стрит, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США)


Адреса мест производства медицинского изделия:

1. 1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, USA (1400 Норт Гудман Стрит, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США)
2. 3365 Tree Court Industrial Blvd. St. Louis, MO 63122 USA (3365 Три Кот Индастриал Булевар, Сент-Луис, Миссури 63122, США)

Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис/Стелларис ПС (Stellaris/ Stellaris PC), в следующих исполнениях:


1. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Vision Enhancement System для переднего отрезка глаза, с принадлежностями.
2. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris PC Vision Enhancement System без эндолазера для переднего и заднего отрезков глаза, с принадлежностями.
3. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris PC Vision Enhancement System для переднего и заднего отрезков глаза с эндолазером, с принадлежностями.

Далее по тексту «Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис/Стелларис ПС (Stellaris/ Stellaris PC)» – «Стелларис».



Система Стелларис, вид спереди.


- 1. Кронштейн для бутылки. 2. Пневматический порт запуска.
- 3. Соединители рукоятки для задней области. 4. Выдвижной ящик.
- 5. Фиксатор тормоза колес. 6. Экран интерфейса пользователя.
- 7. Переключатель системы «Вкл./Выкл.». 8. Соединители рукоятки.
- 9. Модуль струйной автоматики. 10. Поднос.




Задняя часть системы *Стелларис*.


- 1. Порт USB. 2. Кнопки управления кронштейна для бутылки.
- 3. Крюки для намотки кабеля.
- 4. Крюк для ножной педали основного устройства (интегрированной).
- 5. Соединитель выходного давления воздуха.

Далее приведены фотографии системы Стелларис в операционной:









Принадлежности системы Стелларис

1. Кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе

(Рис. 1, Рис. 2)

входит в состав:

1. Набор PREMIUM VACUUM для факоемульсификации;
2. Набор BASIC VACUUM для факоемульсификации;
3. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
4. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
5. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
6. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
7. Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
8. Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной факоемульсификации;
9. Набор Adaptive Fluidics MICS Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
10. Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факоемульсификации




Рис. 1. Кассета и иригационно-аспирационная система в сборе




Рис. 2. Кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе

2. Заглушка (Рис. 3, Рис. 4)

входит в состав:

1. Набор PREMIUM VACUUM для факоемульсификации;
2. Набор BASIC VACUUM для факоемульсификации;
3. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
4. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
5. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
6. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
7. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
8. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
9. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
10. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
11. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
12. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
14. Набор для комбинированных процедур 20G;
15. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
16. Набор для комбинированных процедур 23G;
17. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
18. Набор для комбинированных процедур 25G;
19. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
20. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
21. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
22. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
23. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
24. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
25. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
26. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
27. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
28. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
29. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
30. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G

3. Тест-камера (Рис. 5)

входит в состав:

1. Набор PREMIUM VACUUM для факоемульсификации;
2. Набор BASIC VACUUM для факоемульсификации;
3. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
4. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
5. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
6. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
7. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
8. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
9. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
10. Набор для комбинированных процедур 20G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
12. Набор для комбинированных процедур 23G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
14. Набор для комбинированных процедур 25G;
15. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
16. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
17. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
18. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
19. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
20. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G




Рис. 5. Тест-камера

4. Ключ для фиксации игл (Рис. 6)

входит в состав:

1. Набор для ухода за факонконечниками;
2. Набор PREMIUM VACUUM для факонэмульсификации;
3. Набор BASIC VACUUM для факонэмульсификации;
4. Набор StableChamber для микроинвазивной факонэмульсификации с MICS-иглой прямой;
5. Набор StableChamber для микроинвазивной факонэмульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
6. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факонэмульсификации с MICS-иглой прямой;
7. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факонэмульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
8. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
9. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
10. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
11. Набор для комбинированных процедур 20G;
12. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
13. Набор для комбинированных процедур 23G;
14. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
15. Набор для комбинированных процедур 25G




Рис. 6. Ключ для фиксации игл

5. MICS слив:

входит в состав:

Набор:

1. MICS слив – 2 шт.;

слив для хирургии 2,2:

входит в состав:

Набор:

1. слив для хирургии 2,2 – 2 шт.;

слив для стандартной хирургии;

входит в состав:

Набор:

1. слив для стандартной хирургии – 2 шт.;

ирригационный слив (Рис. 7)

входит в состав:

1. Набор PREMIUM VACUUM для факоемульсификации;
2. Набор BASIC VACUUM для факоемульсификации;
3. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
4. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
5. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
6. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
7. Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
8. Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной факоемульсификации;
9. Набор Adaptive Fluidics MICS Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
10. Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факоемульсификации;
11. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
12. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
14. Набор для комбинированных процедур 20G;
15. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
16. Набор для комбинированных процедур 23G;
17. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
18. Набор для комбинированных процедур 25G;
19. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
20. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
21. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
22. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
23. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
24. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G




Рис. 7. Ирригационный слив

6. Чехол для экрана, чехол для пульта дистанционного управления, чехол для подноса (Рис. 8)
входят в состав:

1. Набор PREMIUM VACUUM для факоемульсификации;
2. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
3. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
4. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
5. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
6. Набор Basic Posterior для задней высокоскоростной витрэктомии;
7. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
8. Набор Basic Posterior с принудительной инфузией AFI;
9. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
10. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;

11. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
12. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
13. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
14. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
15. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
16. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
17. Набор для комбинированных процедур 20G;
18. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
19. Набор для комбинированных процедур 23G;
20. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
21. Набор для комбинированных процедур 25G;
22. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
23. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
24. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
25. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
26. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
27. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
28. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
29. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
30. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
31. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
32. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
33. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 8. Чехол для экрана, чехол для пульта дистанционного управления, чехол для подноса

7. Наконечник (игла) для факоемульсификации MICS 1.8 прямая, наконечник (игла) для факоемульсификации MICS 1.8 изогнутая под углом 30 ° (Рис. 9, рис. 10)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
2. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
3. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
4. Набор PREMIUM VACUUM для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
5. Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
6. Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной факоемульсификации;
7. Набор Adaptive Fluidics MICS Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
8. Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факоемульсификации



Рис. 9. Наконечник (игла) для факоемульсификации MICS 1.8 прямая



Рис. 10. Наконечник (игла) для факоемульсификации MICS 1.8 изогнутая под углом 30 °

8. Картридж фильтра в сборе (Рис. 11)

входит в состав:

1. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой прямой;
2. Набор StableChamber для микроинвазивной факоемульсификации с MICS-иглой изогнутой под углом 30 °;
3. Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации;
4. Набор Adaptive Fluidics MICS Premium для микроинвазивной факоемульсификации



Рис. 11. Картридж фильтра в сборе

9. Лоток для тестирования пневматического ножа (Рис. 12)

входит в состав:

1. Набор Basic Posterior для задней высокоскоростной витрэктомии;
2. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
3. Набор Basic Posterior с принудительной инфузией AFI;
4. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
5. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
6. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
7. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
8. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
9. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
10. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
12. Набор для комбинированных процедур 20G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
14. Набор для комбинированных процедур 23G;
15. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
16. Набор для комбинированных процедур 25G;
17. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
18. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
19. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
20. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
21. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
22. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
23. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
24. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
25. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
26. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
27. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
28. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 12. Лоток для тестирования пневматического ножа

10. Соединитель Люэра (Рис. 13)

входит в состав:

1. Набор Basic Posterior для задней высокоскоростной витрэктомии;
2. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
3. Набор Basic Posterior с принудительной инфузией AFI;
4. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
5. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
6. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
7. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
8. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
9. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
10. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
12. Набор для комбинированных процедур 20G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
14. Набор для комбинированных процедур 23G;
15. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
16. Набор для комбинированных процедур 25G;
17. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
18. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
19. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
20. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;

21. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
22. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
23. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
24. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
25. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
26. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
27. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
28. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 13. Соединитель Люэра

11. Кассета и гравитационная ирригационно-аспирационная система в сборе (Рис. 14)

входит в состав:

1. Набор Basic Posterior для задней высокоскоростной витрэктомии;
2. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
3. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
4. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
5. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
6. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
7. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
8. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
9. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
10. Набор для комбинированных процедур 20G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
12. Набор для комбинированных процедур 23G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
14. Набор для комбинированных процедур 25G




Рис. 14. Кассета и гравитационная ирригационно-аспирационная система в сборе

12. Линия для подачи воздуха под давлением; вторая аспирационная линия (Рис. 15)

входит в состав:

1. Набор Basic Posterior для задней высокоскоростной витрэктомии;
2. Набор Basic Combined для комбинированных процедур;
3. Набор Basic Posterior с принудительной инфузией AFI;
4. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
5. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
6. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
7. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
8. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
9. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
10. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
12. Набор для комбинированных процедур 20G;
13. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
14. Набор для комбинированных процедур 23G;
15. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
16. Набор для комбинированных процедур 25G;
17. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
18. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
19. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
20. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
21. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
22. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
23. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
24. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
25. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
26. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
27. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
28. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G




Рис. 15. Линия для подачи воздуха под давлением, вторая аспирационная линия

13. Кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе (Рис. 16)

входит в состав:

1. Набор Basic Posterior с принудительной инфузией AFI;
2. Набор Basic Combined с принудительной инфузией AFI;
3. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
4. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
7. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
8. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
9. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
10. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
11. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
12. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
13. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
14. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G




Рис. 16. Кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией АФИ в сборе

14. Инфузионная канюля (Рис. 17)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
4. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
5. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
6. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
7. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
8. Набор для комбинированных процедур 20G;
9. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
10. Набор для комбинированных процедур 23G;
11. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
12. Набор для комбинированных процедур 25G;
13. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
14. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
15. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
16. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
17. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
18. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
19. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
20. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
21. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
22. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
23. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
24. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
25. Набор для бесшовной витрэктомии 23G ESA kit-valved;
26. Набор для бесшовной витрэктомии 25G ESA kit-valved




Рис. 17. Инфузионная канюля

15. Шприц (Рис. 18)

входит в состав:

1. Набор для ухода за факонконечниками;
2. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
4. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
5. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
6. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
7. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
8. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
9. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
10. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
11. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
12. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
13. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
14. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, не расфасованных в шприцы



Рис. 18. Шприц

16. Удлинитель рукоятки пневматического ножа (Рис. 19)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
3. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
4. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
5. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
6. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
7. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
9. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
10. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
11. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
12. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 19. Удлинитель рукоятки пневматического ножа

17. Пневматический нож 23G (Рис. 21)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
4. Набор для комбинированных процедур 23G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G




Рис. 21. Пневматический нож 23G

18. Пневматический нож 25G (Рис. 22)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
4. Набор для комбинированных процедур 25G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 22. Пневматический нож 25G

19. Склеральная заглушка 19G (Рис. 23)

входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
4. Набор для комбинированных процедур 20G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G



Склеральная
заглушка 19G

Рис. 23. Склеральная заглушка 19G

20. Склеральная заглушка 20G (Рис. 24)

входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
4. Набор для комбинированных процедур 20G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G.



Склеральная
заглушка 20G


Рис. 24. Склеральная заглушка 20G

21. склеральная заглушка 23G (Рис. 25)

входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
4. Набор для комбинированных процедур 23G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;

8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
9. Набор для бесшовной витрэктомии 23G ESA kit-valved.




Склеральная
заглушка 23G

Рис. 25. Склеральная заглушка 23G

22. склеральная заглушка 25G (Рис. 26)

входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
4. Набор для комбинированных процедур 25G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
9. Набор для бесшовной витрэктомии 25G ESA kit-valved.



Склеральная
заглушка 25G

Рис. 26. Склеральная заглушка 25G

23. Эндоосветитель широкоугольный 20G (Рис. 27)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
4. Набор для комбинированных процедур 20G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G



Рис. 27. Эндоосветитель широкоугольный 20G

24. Эндоосветитель широкоугольный 23G (Рис. 28)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
4. Набор для комбинированных процедур 23G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G.



Рис. 28. Эндоосветитель широкоугольный 23G

25. Эндоосветитель широкоугольный 25G, 27G (Рис. 29)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
4. Набор для комбинированных процедур 25G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G.



Рис. 29. Эндоосветитель широкоугольный 25G, 27G

26. Эндоосветитель стандартный 20G (Рис. 30)



Рис. 30. Эндоосветитель стандартный 20G

27. Эндоосветитель стандартный 23G (Рис. 31)



Рис. 31. Эндоосветитель стандартный 23G

28. Эндоосветитель стандартный 25G (Рис. 32)




Рис. 32. Эндоосветитель стандартный 25G

**29. Эндоосветитель типа Chandelier 23G,
Эндоосветитель типа Chandelier 25G (Рис. 33)**





Рис. 33. Эндоосветитель типа Chandelier 23G, Эндоосветитель типа Chandelier 25G

30. Ножи LaserEdge;

Нож для микроразреза MVR (Рис. 34)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 20G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 20G;
4. Набор для комбинированных процедур 20G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G



**Рис. 34. Ножи LaserEdge;
Нож для микроразреза MVR**

31. Прокалыватель бутыли (Рис. 35)

входит в состав:

1. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
2. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 20G;
3. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
4. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 20G;
9. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
10. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
11. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
12. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G



Рис. 35. Прокалыватель бутyli

32. Троякар в сборе (нож и канюля с клапаном) 23G (Рис. 36)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 23G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 23G;
4. Набор для комбинированных процедур 23G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 23G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23G;
9. Набор для бесшовной витрэктомии 23G ESA kit-valved



Рис. 36. Троякар в сборе (нож и канюля с клапаном) 23G

33. Троакар в сборе (нож и канюля с клапаном) 25G (Рис. 37)

используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор Posterior Pack для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
2. Набор для задней высокоскоростной витрэктомии 25G;
3. Набор Combined Pack для комбинированных процедур 25G;
4. Набор для комбинированных процедур 25G;
5. Набор Posterior Pack with AFI для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
6. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25G;
7. Набор Combined Pack with AFI для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
8. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25G;
9. Набор для бесшовной витрэктомии 25G ESA kit-valved



Рис. 37. Троакар в сборе (нож и канюля с клапаном) 25G

34. Канюля с мягким силиконовым наконечником 20G (Рис. 38) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля с мягким силиконовым наконечником 23G (Рис. 38) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля с мягким силиконовым наконечником 25G (Рис. 38) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля с силиконовым наконечником (Рис. 38);

входит в состав:

1. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, не расфасованных в шприцы;
2. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, расфасованных в шприцы



Рис. 38. Канюля с мягким силиконовым наконечником 20G,
Канюля с мягким силиконовым наконечником 23G,
Канюля с мягким силиконовым наконечником 25G,
Канюля с силиконовым наконечником

35. Канюля для гидродиссекции (Рис. 39) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля ирригационная (Рис. 40) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля аспирационная (Рис. 41) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля вискоэластичная (Рис. 42) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля слезная (Рис. 43) используется как самостоятельная принадлежность;

Канюля с металлическим наконечником (Рис. 42) входит в состав:

1. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, не расфасованных в шприцы;
2. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, расфасованных в шприцы




Рис. 39. Канюля для гидродиссекции




Рис. 40. Канюля ирригационная



Рис. 41. Канюля аспирационная




Рис. 42. Канюля вискоэластичная, Канюля с металлическим наконечником



Рис. 43. Канюля слезная

36. Биполярный пинцет *используется как самостоятельная принадлежность;*

Биполярный эрейзер (Рис. 44) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Биполярный эрейзер интраокулярный *используется как самостоятельная принадлежность;*

Биполярные интраокулярные эрейзеры различных модификаций *используются как самостоятельная принадлежность;*

Мембранные пики 23G, 25G (Рис. 45) *используются как самостоятельная принадлежность*



Рис. 44. Биполярный эрейзер



Рис. 45. Мембранные пики 23G, 25G

37. Наконечник (игла) для факоемульсификации Standard (Рис. 46) используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факоемульсификации MicroFlow используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факоемульсификации MicroFlow Plus используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факоемульсификации Thin используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факоемульсификации Vortex 19G используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факоемульсификации Vortex 20G используется как самостоятельная принадлежность;

Наконечник (игла) для факофрагментации используется как самостоятельная принадлежность



Рис. 46. Наконечник (игла) для факоемульсификации Standard

38. Крючок для фиксации (Рис. 47) используется как самостоятельная принадлежность;

Манипуляторы (Рис. 48) используются как самостоятельная принадлежность;

Шпатели (Рис. 49) используются как самостоятельная принадлежность;

Ротаторы ядра (Рис. 50) используются как самостоятельная принадлежность;



Рис. 47. Крючок для фиксации



Рис. 48. Манипуляторы



Рис. 49. Шпатели



Рис. 50. Ротаторы ядра

39. Пинцеты для капсулорексиса (Рис. 51) используются как самостоятельная принадлежность;
Пинцеты различных модификаций (Рис. 52) используются как самостоятельная принадлежность



Рис. 51. Пинцеты для капсулорексиса



Рис. 52. Пинцеты различных модификаций

40. Пинцет асимметричный для пилинга мембраны 23G (Рис. 53) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Пинцет концевзахватывающий 23G (Рис. 54) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Пинцет зубчатый 23G (Рис. 55) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Пинцеты для удаления ILM 20G, 23G (Рис. 55) *используется как самостоятельная принадлежность*



Рис. 53. Пинцет асимметричный для пилинга мембраны 23G



Рис. 54. Пинцет концевзахватывающий 23G



Рис. 55. Пинцет зубчатый 23G;
Пинцеты для удаления ILM 20G, 23G

41. Пинцет асимметричный для пилинга мембраны 25G (Рис. 56) используется как самостоятельная принадлежность;

Пинцет концевых захватывающий 25G (Рис. 57) используется как самостоятельная принадлежность;

Пинцет зубчатый 25G (Рис. 58) используется как самостоятельная принадлежность;

Пинцет для удаления ILM 25G (Рис. 59) используется как самостоятельная принадлежность



Рис. 56. Пинцет асимметричный для пилинга мембраны 25G



Рис. 57. Пинцет концевых захватывающий 25G



Рис. 58. Пинцет зубчатый 25G; Пинцет для удаления ILM 25G

42. Маркер торический (Рис. 59) используется как самостоятельная принадлежность;

Маркер осевой (Рис. 59) используется как самостоятельная принадлежность;

Скраппер с ирригацией (Рис. 60) используется как самостоятельная принадлежность;

Скраппер без ирригации (Рис. 60) используется как самостоятельная принадлежность;

Диссекторы (Рис. 61) используется как самостоятельная принадлежность



Рис. 59. Маркер торический; маркер осевой



Рис. 60. Скраппер с ирригацией; Скраппер без ирригации



Рис. 61. Диссекторы

43. Наконечники для пассивной аспирации с тупой иглой 23G, 25G (Рис. 62) используются как самостоятельная принадлежность



Рис. 62. Наконечники для пассивной аспирации с тупой иглой 23G, 25G

44. Наконечник Backflush для активной и пассивной аспирации с мягкой канюлей 23G, 25G (Рис. 63) используются как самостоятельная принадлежность;



Рис. 63. Наконечник Backflush для активной и пассивной аспирации с мягкой канюлей 23G, 25G

45. Наконечник Backflush для активной и пассивной аспирации 20G, 23G, 25G (Рис. 64) *используются как самостоятельная принадлежность*



Рис. 64. Наконечник Backflush для активной и пассивной аспирации 20 G, 23G, 25G

46. Наконечники для Zero Phaco 1,8; 2,2; 2,4 мм (Рис. 65) *используются как самостоятельная принадлежность;*

Наконечник для ирригации и/или аспирации (Рис. 65) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Нож для передней витрэктомии без ирригационной линии (Рис. 66) *используется как самостоятельная принадлежность;*

Нож для передней витрэктомии с ирригационной линией (Рис. 67) *используется как самостоятельная принадлежность;*



Рис. 65. Наконечники для Zero Phaco 1,8; 2,2; 2,4 мм,
Наконечник для ирригации и/или аспирации



Рис. 66. Нож для передней витрэктомии с ирригационной линией



Рис. 67. Нож для передней витрэктомии без ирригационной линии

47. Зонд лазерный прямой 20G;
Зонд лазерный прямой 23G;
Зонд лазерный прямой 25G (Рис. 68) *используются как самостоятельная принадлежность;*

Зонд лазерный изогнутый 20G;
Зонд лазерный изогнутый 23G;
Зонд лазерный изогнутый 25G (Рис. 69) *используются как самостоятельная принадлежность*



**Рис. 68. Зонд лазерный прямой 20G;
Зонд лазерный прямой 23G;
Зонд лазерный прямой 25G;**



**Рис. 69. Зонд лазерный изогнутый 20G;
Зонд лазерный изогнутый 23G;
Зонд лазерный изогнутый 25G**

48. Зонд лазерный прямой с освещением 20G;
Зонд лазерный прямой с освещением 23G;
Зонд лазерный прямой с освещением 25G (Рис. 70) *используются как самостоятельная принадлежность;*

Зонд лазерный изогнутый с освещением 20G;
Зонд лазерный изогнутый с освещением 23G;
Зонд лазерный изогнутый с освещением 25G (Рис. 71) *используются как самостоятельная принадлежность*



**Рис. 70. Зонд лазерный прямой с освещением 20G;
Зонд лазерный прямой с освещением 23G;**

Зонд лазерный прямой с освещением 25G



**Рис. 71. Зонд лазерный изогнутый с освещением 20G;
Зонд лазерный изогнутый с освещением 23G;
Зонд лазерный изогнутый с освещением 25G**

49. Зонд лазерный с аспирацией 20G;
Зонд лазерный с аспирацией 23G (Рис. 72) *используются как самостоятельная принадлежность;*

Зонд лазерный с аспирацией 20G Soft Tip;
Зонд лазерный с аспирацией 23G Soft Tip (Рис. 73) *используются как самостоятельная принадлежность*



**Рис. 72. Зонд лазерный с аспирацией 20G;
Зонд лазерный с аспирацией 23G**



**Рис. 73. Зонд лазерный с аспирацией 20G Soft Tip;
Зонд лазерный с аспирацией 23G Soft Tip**

50. Векорасширители различных модификаций (Рис. 74) *используются как самостоятельная принадлежность*




Рис. 74. Векорасширители различных модификаций

51. Трубка с фильтром и адаптерами для подключения к модулю и шприцу (Рис. 75)

входит в состав:

1. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, не расфасованных в шприцы;
2. Набор для автоматизированного ввода/вывода вязких жидкостей, расфасованных в шприцы



Рис. 75. Трубка с фильтром и адаптерами для подключения к модулю и шприцу

52. Рукоятка ультразвуковая для факоемульсификации (Рис. 76);
Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации (Рис. 77)



Рис. 76. Рукоятка ультразвуковая для факоемульсификации



Рис. 77. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации

53. Кронштейн для бутылки;
Кронштейн нулевого уровня для бутылки (Рис. 78);



Рис. 78. Кронштейн для бутылки;
Кронштейн нулевого уровня для бутылки

54. Налобный не прямой лазерный офтальмоскоп (Рис. 79)



Рис. 79. Налобный не прямой лазерный офтальмоскоп

55. Лазерные защитные очки 532 нм (Рис. 80) используется как самостоятельная принадлежность и входит в состав:

1. Набор для замены лазерного модуля 532 нм



Рис. 80. Лазерные защитные очки 532 нм

