


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон
A (samfilcon A)).

Производитель:
Бауш энд Ломб Инкорпорейтед/ Bausch and Lomb Incorporated,
США

РУ РЗН 2016/3720 от 17.07.2019



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)). Потребительская упаковка



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)). Потребительская упаковка



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)). Потребительская упаковка



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)). Потребительская упаковка

BAUSCH+LOMB
ULTRA®

PWR(F'v) -3.25

BC 8.5

DIA(7)14.2

46855078 119

[LOT] R920000021

EXP 2022-01-12

Made in USA

Not to be Sold Individually

1 Contact Lens

Samfilcon A

BAUSCH+LOMB

CE

BAUSCH+LOMB
ULTRA®

PWR(F'v) -3.25

BC 8.5

DIA(7)14.2

4685501 117

[LOT] R920000021

EXP 2022-01-12

Made in USA


Not to be Sold Individually

1 Contact Lens


Samfilcon A

Rx ONLY [STERILE]

CE



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)) – блистер с линзой



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)) – блистер с линзой

МАКЕТ СТИКЕРА на русском языке:

Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А(samfilcon A)).

Упаковка содержит 3 или 6 силикон-гидрогелевых мягких контактных линз

в солевом растворе боратного буфера с полоксамином. Количество линз указано на упаковке. Не для продажи отдельными блистерами. **Материал:**

Самфилкон А. **Характеристики:** влагосодержание 46 %, DK/t 163, модуль упругости (МПа) 0,69. **Для контактной коррекции зрения. Стерильно.**

Дневное ношение или продленное ношение (до 7 дней, 6 ночей), замена ежемесячно.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Дата истечения срока годности указана на упаковке. Хранить при температуре +5- +40 °С, не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. РУ № РЗН 2016/3720 от 17.07.2019.

Производитель / Место производства: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед, 1400 Норс Гудман Стрит, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США.

Уполномоченный представитель производителя / прием претензий от потребителей:

ООО «Бауш Хелс», Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.5, тел. (495) 510-28-79.

Обозначения: DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, PWR – оптическая сила, EXP (📅) – использовать до см. на упаковке.

Рекомендуем посещать специалиста раз в полгода.

Узнайте больше о продуктах Bausch + Lomb на www.ultralinzi.ru





Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 8 листа (ов)

Должность: Директор по регистрации
России и странах СНГ Козлова Т.В.

Подпись: Т.В. Козлова МП 20 г