


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Устройство считывающее «Quick Test Reader»
для совместимых тест-кассет производства Биохит Ой (Biohit Oy)**



Biohit Oyj | Laippatie 1, 00880, Helsinki, Finland
Биохит Ой | Лайппатие 1, 00880, Хельсинки, Финляндия

BIOHIT HealthCare

innovating for health



13516860914011



2014-02



740 400



Устройство считывающее «Quick Test Reader»
для совместимых тест-кассет производства Биохит Ой (Biohit Oyj)

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕЛОН»

199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб, дом 37, корпус 2, литер А, помещение 12-Н, №7

Тел.: +7 (812) 602-17-76, e-mail: office@melonbio.ru

КОЛИЧЕСТВО: 1 шт.

МАССА NETTO: 2,5 кг.



Biohit Oyj | Laippatie 1, 00880, Helsinki, Finland
Биохит Ой | Лайппатие 1, 00880, Хельсинки, Финляндия

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health



13516860914011



2014-02



740 400



**Устройство считывающее «Quick Test Reader»
для совместимых тест-кассет производства Биохит Ой (Biohit Oyj)**

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель на территории РФ:


ООО «МЕЛОН»


199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб, дом 37, корпус 2, литер А, помещение 12-Н, №7

Тел.: +7 (812) 602-17-76, e-mail: office@melonbio.ru

КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ.
МАССА НЕТТО: 2,5 КГ.

Маркировка транспортного кейса





Quick Test Reader		 2013- 10
Power rating 3 - 5 V DC 1,5 A +  -		IP 31
SN 1351 686 4313 004 		
		IVD
Biohit Oyj Laippatie 1 00880 Helsinki Finland		CE

RESET

Warranty

Quick Test Reader

 2013- 10

Power rating 3 - 5 V DC 1,5 A +  -

IP 31

SN 1351 686 4313 004



IVD


Biohit Oyj
Laippatie 1
00880 Helsinki
Finland




RESET

Warranty


Левая боковая панель прибора




Правая боковая панель прибора



Задняя панель прибора



Передняя панель прибора





Адаптер для тест-кассеты



Сетевой адаптер с кабелем




Кисть для отчистки



SD карта памяти

91

Отвертка





Набор контроля качества

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (семнадцать) лист 28

Генеральный директор ООО «МЕЛОН»
Побемянский Г.Э.

