

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»



В.Г. Малышев


« 08 » ноября 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ)
в моче для определения времени овуляции (ИХА-ЛГ-ФАКТОР) по ТУ 9398-339-
51062356-2016





Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД» 425011, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, дом 64, помещение 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2.



**Полоска иммунохроматографическая для выявления
лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче
для определения времени овуляции
(ИХА-ЛГ-ФАКТОР)**


по ТУ 9398-339-51062356-2016

РУ № от г.

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать Полоску.
 2. Опустить в ёмкость с мочой Полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
 3. Положить Полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
 4. Оценить результат реакции визуально через 10 минут, но не позднее 15 минут.
- Срок годности - 24 мес.
Хранить в недоступном для детей месте.

Для профессионального применения
и самотестирования.



Серия №

161019

Годеи до:

2021.10



Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 425011, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 64, помещение 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2.

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего
гормона (ЛГ) в моче для определения времени овуляции

(ИХА-ЛГ-ФАКТОР)

РУ № от г. по ТУ 9398-339-51062356-2016

Для профессионального применения и самотестирования
Инструкция по применению в электронном виде
(на сайте производителя). Не принимать внутрь!


Состав:

- Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 161119

Годен до: 2021.11



DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Absorbent
ЕСЬДОБНО!
содержит
гидрогелевый
поглотитель
влажности
DO NOT EAT
Contains

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:

/Малышев В.Г./


подпись



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»

 В.Г. Малышев

« 08 » ноября 2019 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ)
в моче для определения времени овуляции (ИХА-ЛГ-ФАКТОР) по ТУ 9398-339-
51062356-2016

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 425011, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 64, помещение 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д.2.

**Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего
гормона (ЛГ) в моче для определения времени овуляции**

(ИХА-ЛГ-ФАКТОР)

по ТУ 9398-339-51062356-2016

РУ № от г.

Для профессионального применения и самотестирования

Инструкция по применению в электронном виде

(на сайте производителя).

Не принимать внутрь!

Состав:

- Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия №

Годен до:



2. Потребительская упаковка



3. Групповая упаковка



® Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче для определения времени овуляции (ИХА-ЛГ-ФАКТОР)

по ТУ 9398-339-51062356-2016
РУ № от 20.. г.


Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Количество: шт.

Срок годности: 24 месяца



4 607024 582107

Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто потребительской
упаковки -



4. Транспортная упаковка



® Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска иммунохроматографическая для выявления лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче для определения времени овуляции (ИХА-ЛГ-ФАКТОР)

по ТУ 9398-339-51062356-2016
РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Количество:

Срок годности: 24 месяца



1 46 07024 58210 4

Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто потребительской
упаковки -



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 4 листах (четыре)

Генеральный директор:

/Малышев В.Г./

подпись

