

Инструкция

НАЗНАЧЕНИЕ , КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

SF Одноразовые медицинские изделия являются важнейшим элементом противоэпидемического режима, который позволяет эффективно предупреждать распространение возбудителей инфекционных болезней в процессе оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, прежде всего, хирургического характера. Поддержание противоэпидемического режима особенно важно в специализированных инфекционных стационарах, где возбудители инфекционных болезней представляют постоянную угрозу, как для госпитализированных больных, так и для медицинского персонала. Наряду с этим, потенциальная угроза биотеррористических актов и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с биологическими патогенными агентами, определяет необходимость современного материально-технического обеспечения медицинской службы для эффективной и безопасной работы в экстремальных ситуациях.

SF Медицинские изделия однократного применения полностью соответствуют всем международным гигиеническим и санитарным требованиям предъявляемым к данному виду продукции.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья должны использоваться материалы, обладающие достаточными барьерными свойствами для проникновения микроорганизмов (бактериальная проницаемость не более 3-5%), а также отвечающие ряду требований: - воздухопроницаемость - сочетание прочности и тонкости материала - устойчивость на разрыв - высокая сопротивляемость влаге - мягкость при касании - приятный контакт с телом и отсутствие побочных эффектов (раздражение, потертости, опрелости, аллергические реакции и пр.) - хорошая драпируемость (способность собираться в складки)

Большинству указанных требований отвечают многослойные нетканые материалы, а также материалы на основе целлюлозного волокна, полиэтиленовых и полипропиленовых волокон. При производстве одноразовой медицинской одежды и белья с достаточными барьерными свойствами используются следующие нетканые материалы.

- Многослойный нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) – является воздухопроницаемым трехслойным нетканым материалом. Мельтблаун (средний слой) обладает фильтрующими свойствами и придает материалу повышенную прочность, лучшие барьерные свойства и по тактильным ощущениям приближается к хлопчатобумажным тканям. Наличие фильтрующего слоя, размеры пор которого существенно меньше, чем размеры пор спанбонда, позволяет в 10 раз повысить барьерные свойства этого материала по сравнению со спанбондом, сохраняя при этом хорошую воздухопроницаемость.
- Спанбонд – нетканый термоскрепленный материал на основе полипропилена, который формируется из непрерывных нитей (филаментов), полученных из расплава полимера. Для данного материала характерны высокие защитные и прочностные качества, а также хорошая комфортность.
- Нейлон, полиэстер – это широко известные и широко применяемые не только в медицине материалы, из которых изготовлены головные уборы различных фасонов для медперсонала, пациентов и посетителей.

Одежда медицинская SF:

1. **Халаты медицинские различных размеров, типов и покроя** произведенные из различных гипоаллергенных синтетических и нетканых материалов (вискозы, полиэфира, спанбонда, SMS, PP, PE) . Медицинские одноразовые халаты очень практичны в использовании для медицинского персонала, пациентов и посетителей, при проведении

различных медицинских процедур, а также в лабораториях и при производствах высокоточной продукции.

Халат медицинский. Халат приятен на ощупь, не ворсится, не препятствует дыханию кожи, что обеспечивает удобство при проведении длительных манипуляций и хирургических вмешательств.

Упаковка: 10 шт/бокс, 50 шт/Картон.

Каждый халат в индивидуальной стерильной упаковке.

Материал	СМС (спанбонд - мелтблаун – спанбонд)
Размер	универсальный
Длина	110 см
Плотность	25 г/м ²
Стерильность	стерильно

Халат прямого покроя, рукава - без манжет, воротник - стойка, спереди - застежки в виде кнопок. Халат предназначен для использования в лабораториях, а также при проведении медицинских мероприятий: профосмотров, диспансеризаций, приемов в поликлиниках.

Материал	спанбонд
Цвет	белый
Длина	120 см
Ширина	162 см
Размер	универсальный
Плотность	40 г/м ²
Стерильность	нестерильно

Халат прямого покроя, рукава с трикотажными манжетами, фиксируется на теле при помощи завязок и пояса. Халат предназначен для персонала лечебно-профилактических учреждений.

Материал	спанбонд
----------	----------

Цвет	белый
Длина	120 см
Размер	универсальный
Плотность	30 г/м ²
Стерильность	стерильно

2. Головные уборы различных фасонов и размеров для медицинского персонала, пациентов и посетителей произведенные из различных материалов (спанбонда, нейлона, полиэстера), применяются в медицине, косметологии производстве. Не гофрированный берет используется в медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д.

Берет на резинке вшитой по краю, цвет белый.

Материал	спанбонд
Цвет	белый
Размер	диаметр 55 см
Плотность	18 г/м ²
Стерильность	нестерильно

Шапочка нейлоновая. Предназначена для использования в медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д.

Может использоваться, как шапочка для душа.

Материал	нейлон
Цвет	прозрачный
Толщина	25 мкм
Размер	диаметр 55 см
Стерильность	нестерильно

Шапочка-колпак цилиндрической формы, без подворота, цвет голубой. Используется в медицине, косметологии и пищевой

промышленности и т.д.

Размер изделия регулируется завязками сзади.

Материал	спанбонд
Цвет	голубой
Высота	18 см
Плотность	40 г/м ²
Стерильность	нестерильно

Колпак высокий, цилиндрической формы, предназначен для персонала лечебно-профилактических и др. учреждений.

Колпак - без подворота, размер регулируется завязками сзади.

Материал изготовления - спанбонд, рекомендован для применения в медицине: экологически чистый, "дышащий", гипоаллергенный, приятный на ощупь.

Характеристика

Плотность: 40 г/м²

Высота: 23 см

Цвет: по выбору заказчика (голубой, зеленый, белый)

Стерильно

Материал	спанбонд
Цвет	по выбору заказчика (голубой, зеленый, белый)
Высота	23 см
Плотность	40 г/м ²

3. Одежда медицинская различных фасонов и размеров
произведенная из различных материалов (вискозы, полиэфира, спанбонда, SMS, PP, PE, CPE) для персонала, пациентов и посетителей.
Используется при проведении процедурных и хирургических мероприятий. Специальная одноразовая медицинская одежда для медицинских работников и пациентов предназначена в первую очередь

для снижения рисков инфицирования и занесения вредных бактерий в организм.

Брюки хирургические, с завязками, с двумя карманами. Предназначены для использования при проведении осмотров и операций.

Брюки высокого качества изготовления, хорошо комбинируются с хирургическими рубашками.

Упаковка: 10 шт.

Материал	<u>спанбонд</u>
Цвет	темно-синий
Длина	112 см
Ширина	64 см
Плотность	50 г/м ²
Стерильность	нестерильно

Брюки короткие, с вырезом, облегчающим доступ к месту оперативного вмешательства, используются в медицине в качестве операционного белья при проведении проктологических манипуляций.

Упаковка: 10 шт. в компл.

Материал	<u>спанбонд</u>
Цвет	по выбору заказчика (голубой, зеленый, белый)
Размер	50
Плотность	30 г/м ²
Стерильность	стерильно

Брюки хирургические на резинке, один карман. Предназначены для использования при проведении осмотров и операций.

Брюки высокого качества изготовления, хорошо комбинируются с хирургическими рубашками.

Упаковка: 10 шт.

Материал	<u>спанбонд</u>
Цвет	темно-синий

Длина	112 см
Ширина	64 см
Плотность	50 г/м2
Стерильность	нестерильно

Удобная хирургическая рубашка рекомендована для применения при проведении операций.

Высокое качество материала и изготовления обеспечивают комфортные условия в процессе хирургических манипуляций: материал "дышащий", водоотталкивающий - не раздражает кожу; удобный покрой не стесняет движений, надежно фиксирует одежду на теле.

Рубашка хорошо комбинируется с хирургическими брюками.

Упаковка: 10 шт.

Материал	<u>спанбонд</u>
Цвет	темно-синий
Плотность	50 г/м2
Стерильность	нестерильно

Удобная хирургическая рубашка характеризуется высоким качеством изготовления. Хорошо комбинируется с хирургическими брюками.

Упаковка: 10 шт.

Материал	<u>спанбонд</u>
Цвет	темно-синий
Плотность	50 г/м2
Стерильность	нестерильно

Комплект одежды хирургической предназначен для использования при проведении осмотров и операций.

В состав комплекта входят:

Шапочка - колпак: на завязках, пл. 40 - 1 шт.

Рубашка хирургическая: V-обр. вырез, два кармана - 1 шт.

Брюки хирургические: резинка, один карман - 1 шт.

Маска: 3-сл. медицинская, зеленая, на резинке - 1 шт.

Материал	спанбонд
Стерильность	нестерильно

4.Бахилы различных моделей, произведенные из различных материалов (LDPE, SPE, PVC, PPSB) для медицинского персонала, пациентов и посетителей. Применяются для чистых помещений, хирургических отделений и боксов, родильных домов, перевязочных и донорских залов.

Бахилы - с цельной резинкой. Могут использоваться для размеров обуви до 45 включительно.

Материал: гладкий полиэтилен высокого давления.

Размер	39 x 13 см
Материал	полиэтилен
Вес	1.9 г/шт.
Толщина	18 мкм
Поверхность	гладкая
Цвет (для бахил)	голубой
Стерильность	нестерильно

Бахилы среднего класса предназначены для всех размеров обуви.

Материал: текстурированный шероховатый, препятствующий скольжению поливинилхлорид, устойчивый к истиранию и разрыву. Благодаря относительной прочности материала, бахилы могут использоваться в течение длительного времени. Одноразовые.

Размер	39 x 15 см
Материал	поливинилхлорид
Вес	2.0 г/шт.

Толщина	20 мкм
Поверхность	текстурированная
Цвет (для бахил)	голубой
Стерильность	нестерильно

5. Постельные принадлежности, одноразовые простыни, салфетки, произведенные из различных материалов (PE, PP, PPSB) . Применяются в хирургии, акушерстве и в общей медицине, могут быть влагостойкими или впитывающими влагу. Белье медицинское может быть стерильным и не стерильным, обязательно обладает антистатическими качествами и не содержит аллергенных веществ.

Простыни - из ламинированной бумаги используются для покрытия кровати, кушетки, кресла, носилок, стола при проведении медицинских, а также косметических процедур.

Простыни изготовлены из целлюлозы, ламинированной полиэтиленом, - влагонепроницаемы, приятны на ощупь, не раздражают кожу - комфортны в применении.

Материал	бумага ламинированная полиэтиленом 37 г/м2
Цвет	зеленый
Размер	0.40 x 0.50 м
Стерильность	нестерильно

Простыни нетканые предназначены для использования в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях. Могут применяться также в качестве подкладных пеленок.

Материал изготовления - спанбонд - экологически чистый, "дышащий", приятный телу - рекомендован для применения в медицинских целях.

Материал	спанбонд
Цвет	по выбору заказчика (голубой, зеленый, белый)
Размер	0.45 x 0.45 м

Плотность	20 г/м ²
Стерильность	нестерильно

Салфетка желтая. Область применения: косметология, оптика, сфера бытового обслуживания, личная гигиена.

Материал изготовления - спанлейс - экологически чистый; состоит из вискозных и полиэфирных волокон, обладающих большой впитывающей способностью, рекомендован для применения в целях поддержания высокого уровня личной гигиены.

Характеристика

Плотность: 40 г/м²

Размер: 0.35 x 0.30 м

Цвет: желтый (волнообразный рисунок)

Салфетки предназначены для использования в качестве подкладных пеленок в педиатрии, гинекологии, урологии.

Материал	спанлейс
Цвет	по выбору заказчика (голубой, зеленый, белый)
Размер	20 x 20 см
Плотность	40 г/м ²
Стерильность	нестерильно

6. Маски одноразовые трехслойные, произведенные из различных материалов (PP,PPSB) . Используются как защитный биологический барьер при проведении хирургических операций, медицинских осмотров. Маски изготовлены из SMS: 2 наружных слоя - из нетканого материала - спанбонда, внутренний - из мелтблауна - дополнительный фильтрующий слой. SMS - плотный материал, комфортный в использовании: приятный на ощупь, влагонепроницаемый, не вызывает аллергических реакций, не препятствует дыханию кожи в процессе длительной эксплуатации.

Маска обеспечивает 3-х кратное очищение вдыхаемого воздуха с оптимальным коэффициентом фильтрации бактерий (КФБ) - 98%.

Маска закрепляется резинками (заушные петли), носовой фиксатор создает комфортную фиксацию на лице и эксплуатацию.

Цвет	голубой
Стерильность	нестерильно
Коэффициент бактериальной фильтрации	98%

Маски трехслойные медицинские одноразовые из полипропилена рекомендованы для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Маски стерилизованы - предназначены для использования в операционных и "чистых" перевязочных; могут использоваться также в др. областях медицины, косметологии, пищевой промышленности и быту.

Цвет	белый
Стерильность	стерильно
Коэффициент бактериальной фильтрации	98%

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Одноразовая медицинская одежда и белье подвергаются стерилизации радиационным методом. Доза облучения составляет 25 ± 5 килотрей. На упаковке изделий, прошедших стерилизацию, должна быть отметка о стерильности. Срок сохранения стерильности составляет 3 года. Проверку стерильности проводят в соответствии с методиками контроля стерильности изделий медицинского назначения, утвержденными в установленном порядке.

Одноразовая медицинская одежда и белье хранятся в герметичной упаковке в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Нарушение целостности упаковки свидетельствует о нарушении стерильности .

Одноразовая медицинская одежда и белье могут выпускаться в нестерильном варианте. В этом случае хранение осуществляется также в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную грязную бельевую.

Временное хранение (не более 12 часов) использованной одноразовой медицинской одежды и белья грязного белья в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции).

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, не загрязненные биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергается обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем

полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. При дезинфекции использованной одноразовой медицинской одежды и белья одноразового применения в паровых стерилизаторах или в дезинфекционных камерах, она собирается в биксы или в камерные мешки.

Прошито и
проткнуто
12 (тринадцать) листов
Сорокин И.В. 