



Генеральный директор


ООО «ГОРДИЗ»

Леонов С.Н.

« 01 » 07 2019 г.

**Фотографические изображения общего вида
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для ПЦР-диагностики микросателлитной
нестабильности генома человека с детекцией результата
методом капиллярного электрофореза «COrDIS MSI»**

для диагностики in vitro «COrDIS MSI».
 Фото 1. Набор реагентов «COrDIS MSI». Потребительская упаковка.



фотографии реальных изображений образца в виде медицинского изделия
 для диагностики in vitro «CORDIS MSI».
 Фото 2. Набор реагентов «CORDIS MSI». Состав набора.





Фототриплексное изображение общего вида медицинского изделия

для диагностики in vitro «COrDIS MSI».

Фото 4. Набор реагентов «COrDIS MSI». Состав комплекта для амплификации.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro «CoRDIS MSI».

Фото 5. Набор реагентов «CoRDIS MSI». Комплект контрольных образцов.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

для диагностики in vitro «COrDIS MSI».

Фото 6. Набор реагентов «COrDIS MSI». Состав комплекта контрольных образцов.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro «COrDIS MSI».
Фото 7. Набор реагентов «COrDIS MSI». Комплект для электрофореза.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro «COrDIS MSI».
Фото 8. Набор реагентов «COrDIS MSI». Состав комплекта для электрофореза.



ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 9 ЛИСТО.
«01» 07 2019 год

Ген. Директор



ООО «ГОРДИЗ»
Леонов С.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ГОРДИЗ»
Леонов С.Н.
15 апреля 2020 г



ООО «ГОРДИЗ»
Образцы маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для ПЦР-диагностики микросателлитной нестабильности генома человека с детекцией результата методом капиллярного электрофореза «CoRDIS MSI».

Потребительская упаковка

Набор реагентов для ПЦР-диагностики микросателлитной нестабильности генома человека с детекцией результата методом капиллярного электрофореза

«CoRDIS MSI»

Компоненты набора:
1. Комплект для амплификации
2. Комплект контрольных образцов
3. Комплект для электрофореза

100 реакций

ООО «ГОРДИЗ»
Только для in vitro диагностики
ТУ 21.20.25-002-8581612-2019
№ ФСР 3333/00001

Морозов, Владимир Иванович
ул. Ватулинецкая, д.42, стр. 1, этаж 317,
надрес-производство, г. Морозов, научный проезд, д.20, стр. 2

MSI19051
01.05.2019
01.11.2020

Комплекты реагентов

«CoRDIS MSI»
Комплект контрольных образцов

Отрицательный контроль 1 пробирка, 20 мкл
Положительный контроль 1 пробирка, 20 мкл

2020-11 -20...-25°C
MSI19051

Только для in vitro диагностики

CoRDIS MSI
Отрицательный контроль

Объем 20 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»

CoRDIS MSI
Положительный контроль

Объем 20 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»

«CoRDIS MSI»
Комплект для электрофореза

Размерный стандарт S550 1 пробирка, 120 мкл

2020-11 -20...-25°C
MSI19051

Только для in vitro диагностики

CoRDIS MSI
Размерный стандарт S550

Объем 120 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»

«CoRDIS MSI»
Комплект для амплификации

Реакционная смесь 1 пробирка, 500 мкл
Раствор активатора 1 пробирка, 500 мкл
Деионизованная вода 1 пробирка, 1,7 мл

2020-11 -20...-25°C
MSI19051

Только для in vitro диагностики

CoRDIS MSI
Активатор

Объем 500 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»

CoRDIS MSI
Реакционная смесь

Объем 500 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»

CoRDIS MSI
Деионизованная вода

Объем 1,700 мкл
Серия MSI19051
Гроктодосли 2620-11
Хранение 20...-25°C
Примечание: only «GORDIZ»