

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Денситометр рентгеновский костный
полноформатный Prodigy с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Ю.Н.Дорофеева

«*Сентябрь*» 2020 г.

Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями:




 	Производитель: GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC. 3030 Ohmeda Drive Madison, Wisconsin 53718 USA	100-240V ~ 100-120V ~ (USA, Canada) 50-60 Hz 600VA
	Место производства: GE Medical Systems Monterrey México, S.A. de C.V. España 300 Parque Industrial Huinalá 66645. Apodaca, N.L., México	
REF	PRODIGY	
SN	 (serial number)	
	(format YYYY-MM)	
		EAC
		
		
Собрано в Мексике		

LU450-03 rev 1


4
I.Основной состав: 1.Стол для пациента полноразмерный (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




2.Трубка рентгеновская (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




3.К-контурный фильтр (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




4. Детектор цифровой (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




5. Устройство питающее (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



6. Программное обеспечение для денситометрии (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



7.Фантом для калибровки (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



8. Станция компьютерная рабочая (при необходимости): — Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук). — Клавиатура. — Компьютерная «мышь» (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



8. Станция компьютерная рабочая (при необходимости): — Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук). — Клавиатура. — Компьютерная «мышь» (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



8. Станция компьютерная рабочая (при необходимости): — Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук). — Клавиатура.
—Компьютерная «мышь» (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




8. Станция компьютерная рабочая (при необходимости): — Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук). — Клавиатура.
— Компьютерная «мышь» (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).



8. Станция компьютерная рабочая (при необходимости): — Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук). — Клавиатура.



9. Дополнительные программные обеспечения для денситометрии (не более 15 шт.) (при необходимости) (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).




10. Программа для оценки состояния микроархитектоники костной ткани (при необходимости) (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).

SPINE TBS REPORT


TBS reference graph

Reference population: USA (NHANES - Medimap)


TBS L1-L4: 1.415



TBS Mapping



11. Рентгенозащитная ширма (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo).





GE Healthcare

Prodigy Service Manual



GE Healthcare

Рентгеновскому костному денситометру с программным обеспечением enCORE версии 18 - Руководство пользователя

Это руководство относится к следующим системам:
Lunar iDXA Series, Lunar Prodigy Series




Рентгеновскому костному денситометру с
программным обеспечением enCORE версии
18 - Руководство пользователя


LU46000RU-2RU, редакция 1 (январь
2019 г.)

© 2019 GE Healthcare

II. Принадлежности (для вариантов исполнения: Prodigy, Prodigy Pro, Prodigy Advance, Prodigy Primo): 1. Принтер настольный.



1. Принтер настольный.



2. Стол компьютерный.




3.Кабели (не более 10 штук).



4. Устройства для позиционирования пациента (от 1 до 5 шт.).



5. Дополнительные фантомы (не более 2 шт.).



6.Интерфейс HL7.

Launcher iDXA - iDXA Infant - 4:03:43 PM

File Directory Measure Analyze QA Composer Tools Window Help

Directory Measure Analyze QA

Imaging ROIs Points Copy Finish Reports Save Close

iDXA, Infant
Born 11/1/2012 (7 years 5 months) 65.0 in 17.9 lbs White Female
123456

AP Spine Dual Femur

Zoom 103%

Report Delivery
Fax
Email
DICOM
HL7
Support

Ambassador
Stop Start

☐ Display Errors
☐ Directory in Worklist Mode
Worklist Settings...

☒ Use TCP/IP
Local Receiving Port: 3773
Local Sending Port: 3774
Message Header Settings
Reporting

OK Cancel

chart: No reference data for Pediatric DualFemur [Total] region
pediatric DualFemur support disabled

Subs

Densitometry		
	BMD (g/cm ³)	AM Z-score
	1.164	
Shaft Mean	1.152	
Shaft DI	0.025	
Total Left	0.940	
Total Right	0.980	
Total Mean	0.960	

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Интерфейс DICOM

Lunar iDXA iDXA Infant 4/8/2012 4:36 PM

File Directory Measure Analyze QA Composer Tools Window Help

Directory Measure Analyze QA

Imaging ROIs Points Copy Finish Reports Save Close

iDXA, Infant
Born 11/1/2012 (7 years 5 months) 65.0 in 17.9 lbs White Female
123456

Connectivity Options

Report Delivery

Fax
Email
DICOM
HL7
Support

DICOM Store

Store image
Store structured report
Store dose structured report
Store report
Encapsulated PDF
Secondary Capture
Gray background
Store report graphics only

Include XML tags
Unique Composer series
Update UIDs when reanalyze
Include ROIs
Restrict IP Type to IPv4

Store Folder
C:\Program Files (x86)\Lunar\DXA\Reports

English strings
100 Image DPI

DICOM Print

Send image to DICOM printer

Print Folder
C:\Program Files (x86)\Lunar\DXA\LunarImages

DICOM Worklist

Directory in Worklist Mode

Active Query
Today's Patients

Show option for Group Case

Configure Connections
Configure Attributes
Configure Queries

OK Cancel

Zoom 103%

AP Spine DualFemur

Chart: No reference data for Pediatric DualFemur [Total] region. Pediatric DualFemur support disabled.

Densitometry		
	BMD (g/cm ³)	AM Z-score
	1.164	
Shaft Mean	1.152	
Shaft Diff.	0.025	
Total Left	0.940	
Total Right	0.980	
Total Mean	0.960	

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Image for demonstration only


8. Источник бесперебойного питания.



9. Щит электрораспределительный




10. Внешний жесткий диск.



11. Реле для подключения световой индикации.



12. Внешний CD/DVD привод.





ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 33 л.

