


Фотографические изображения медицинского изделия «Консоль Link+ Agilia для объединения инфузионных насосов Agilia, с принадлежностями», производства «Фрезениус Каби АГ», Германия («Fresenius Kabi AG», Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany. Тел.: +49 6172 686 0. Факс: +49 6172 686 2628. E-mail: communication@fresenius-kabi.com)

1. Консоль Link 4+ Agilia





LINK 4+ AGILIA RU



REF Z074656

SN 24006226



(01)04052882028717
(21)24006226
(11)181121
(240)Z074656



GOST Registration [Pending]

~ 100 - 240 V 50 / 60 Hz 45-70 VA

2 x T 2A H 250 V

4 x 100-240 V ~ 50/60 Hz 10-15 VA



IP 22



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg, Germany
www.fresenius-kabi.com


2018-11-21



Fresenius Vial S.A.S.
Le Grand Chemin,
38590 Brézins, FRANCE

MADE IN FRANCE

EP14083-0



- Кабель питания – 1 шт.;



- Кабель Ethernet сетевой перекрестный – 1 шт.;



- Фиксатор для монтажа и закрепления консоли Link+ Agilia на штативе – 2 шт.;



- Инструмент для затягивания фиксаторов на консоли Link+ Agilia – 1 шт.;



MEDICAL DEVICES

agilia

Link+ Agilia

Консоль

(Программное обеспечение версии 3)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





**FRESENIUS
KABI**

caring for life

2. Консоль Link 6+ Agilia







LINK 6+ AGILIA RU



REF Z076656

SN 24006227



(01)04062882028724
(21)24006227
(11)181121
(240)2076656



GOST Registration [Pending]

~ 100 - 240 V 50 / 60 Hz 60-90 VA

2 x T 2A H 250 V

6 x 100-240 V ~ 50/60 Hz 10-15 VA



IP 22



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg, Germany
www.fresenius-kabi.com


2018-11-21



Fresenius Vial S.A.S.
Le Grand Chemin,
38590 Brézins, FRANCE

MADE IN FRANCE

EP14083-0



- Кабель питания – 1 шт.;



- Кабель Ethernet сетевой перекрестный – 1 шт.;



- Фиксатор для монтажа и закрепления консоли Link+ Agilia на штативе – 2 шт.;



- Инструмент для затягивания фиксаторов на консоли Link+ Agilia – 1 шт.;



MEDICAL DEVICES

agilia

Link+ Agilia

Консоль

(Программное обеспечение версии 3)




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





**FRESENIUS
KABI**


caring for life

3. Консоль Link 8+ Agilia









LINK 8+ AGILIA RU



REF Z078656

SN 24006228



(01)04052082028731
(21)24006228
(11)181121
(240)Z078656



GOST Registration [Pending]

⊕ ~ 100 - 240 V 50 / 60 Hz 67-101 VA

⊞ 2 x T 2A H 250 V

⊕ 8 x 100-240 V ~ 50/60 Hz 10-15 VA



IP 22



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg, Germany
www.fresenius-kabi.com

2018-11-21



Fresenius Vial S.A.S.
Le Grand Chemin,
38590 Brézins, FRANCE

MADE IN FRANCE

EP14083-0


- Кабель питания – 1 шт.;



- Кабель Ethernet сетевой перекрестный – 1шт.;



- Фиксатор для монтажа и закрепления консоли Link+ Agilia на штативе – 2 шт.;



- Инструмент для затягивания фиксаторов на консоли Link+ Agilia – 1 шт.;




MEDICAL DEVICES

agilia

Link+ Agilia

Консоль

(Программное обеспечение версии 3)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

II. Принадлежности:
- Кабель Link+ Agilia RS232 – не более 3 шт.;

A black SCSI cable is coiled on a light-colored wooden surface. The cable features a 68-pin connector on the left and a 34-pin connector on the right. Two white labels are attached to the cable: one near the 68-pin connector with the text '65045' and '50112285', and another near the 34-pin connector with the text 'FT1'. The cable is marked with '68-pin' and '34-pin' along its length.

- Кабель вызова медсестры Link+ Agilia – не более 3 шт.;



- USB-кабель Link+ Agilia – не более 3 шт.



Генеральный директор
ООО «Фрезениус Каби»

Александр Магл

Прочито и пронумеровано 33 (тридцать три) лист

