

ООО «Асвомед»
Генеральный директор
Стройков С.П.



М.П.

(Подпись)

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Аппарат для ударно-волновой терапии MASTERPULS MP100 с принадлежностями



г. Москва, 2020

1. Аппарат для ударно-волновой терапии MASTERPULS MP100, в составе:

1. Блок аппарата основной.
2. Шнур сетевой.
3. Наклейка декоративная.
4. Монитор управления, в составе:
 - кабель соединительный USB 2.0;
 - адаптер сетевой с проводом соединительным;
 - шнур сетевой адаптера;
 - переходник USB 2.0 - USB 2.0 micro;
 - кабель соединительный USB 2.0 - USB 2.0 micro;
 - стилус.
5. Подставка под монитор управления.
6. Коврик противоскользящий.
7. Держатель аппликатора.
8. Аппликатор.
9. Ключ аппликатора рожковый (22 мм).
10. Ключ аппликатора шестигранный (2,5 мм).
11. Трубка направляющая.
12. Сердечник ударный.
13. Набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере: - Ø 11 мм, - Ø 12 мм, - Ø 13 мм, - Ø 14,5 мм, - Ø 24 мм.
14. Ёршик.
15. Гель контактный.
16. Руководство по эксплуатации MASTERPULS MP100.
17. Аппликатор сменный.
18. Головка Ø 6 мм.
19. Головка Ø 10 мм.
20. Головка Ø 15 мм.
21. Головка Ø 15 мм керамическая.
22. Головка Ø 15 мм коническая.
23. Головка Ø 15 мм полусферическая.
24. Головка Ø 15 мм эллиптическая.
25. Головка Ø 15 мм вогнутая.
26. Головка Ø 15 мм выпуклая.
27. Головка Ø 20 мм.
28. Головка Ø 20 мм усиленная.
29. Головка Ø 25 мм.
30. Головка Ø 25 мм полусферическая.
31. Головка Ø 35 мм.
32. Головка Ø 40 мм.
33. Фиксатор головок сменный.
34. Фиксатор головок большой сменный.
35. Фиксатор головок двойной малый сменный.
36. Фиксатор головок двойной средний сменный.
37. Фиксатор головок двойной большой сменный.
38. Фиксатор насадок.
39. Прокладка разрезная сменная.
40. Демпфер малый сменный.
41. Демпфер большой сменный.
42. Подставка настольная под головки и насадки.
43. Подставка настольная под головки и гель.
44. Виброаппликатор.
45. Держатель виброаппликатора.

46. Насадка дугообразная малая.
47. Насадка дугообразная средняя.
48. Насадка дугообразная большая.
49. Насадка - уголок.
50. Насадка - лопатка.
51. Насадка – полусфера.
52. Насадка – полувалик.
53. Комплект насадок для лечения спины:
 - фиксатор насадок;
 - насадка дугообразная малая;
 - насадка дугообразная средняя;
 - насадка дугообразная большая;
 - коробка - укладка.
54. Комплект насадок для работы с фасциями:
 - фиксатор насадок;
 - насадка - уголок;
 - насадка - лопатка;
 - насадка - полусфера;
 - насадка - полувалик;
 - коробка - укладка.
55. Комплект головок:
 - головка Ø 6 мм;
 - головка Ø 10 мм;
 - головка Ø 15 мм;
 - головка Ø 15 мм;
 - головка Ø 15 мм;
 - головка Ø 15 мм выпуклая;
 - головка Ø 20 мм;
 - головка Ø 20 мм усиленная;
 - головка Ø 35 мм;
 - коробка-укладка.
56. Комплект сменных частей аппликатора:
 - трубка направляющая;
 - сердечник ударный;
 - набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере: - Ø11 мм, - Ø12 мм, - Ø13 мм, - Ø14,5 мм, - Ø24 мм.
57. Рукоятка аппликатора с кабелем сменная.
58. Ловушка сердечника ударного сменная.
59. Уплотнитель кольцевой ловушки сердечника ударного.
60. Амортизатор ствола с кольцевым упором сменный.
61. Тележка аппаратная.
62. Тележка аппаратная с выдвижным ящиком.
63. Дополнительная полка под принадлежности для тележки аппаратной.
64. Держатель геля для тележки аппаратной.

2. Принадлежности:


1. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой для блока аппарата основного.
2. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой для комплектующих.
3. Сумка транспортировочная для блока аппарата основного и аппликатора.
4. Кейс для аппликатора.
5. Кейс для виброаппликатора.




1. Блок аппарата основной.



2. Шнур сетевой.




3. Наклейка декоративная.



4. Монитор управления. кабель соединительный USB 2.0; адаптер сетевой с проводом соединительным; шнур сетевой адаптера; переходник USB 2.0; USB 2.0 micro; кабель соединительный USB 2.0; USB 2.0 micro; стилус.




5. Подставка под монитор управления.





7. Держатель аппликатора.




8. Аппликатор.




9. Ключ аппликатора рожковый (22 мм)



10. Ключ аппликатора шестигранный (2,5 мм).



11. Трубка направляющая.





12. Сердечник ударный.



13. Набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере: - Ø 11 мм, - Ø 12 мм, - Ø 13 мм, - Ø 14,5 мм, - Ø 24 мм.








16. Руководство по эксплуатации MASTERPULS MP100.




17. Аппликатор сменный.




18. Головка Ø 6 мм.



19. Головка Ø 10 мм.






21. Головка Ø 15 мм керамическая





23. Головка Ø 15 мм полусферическая.






26.Головка Ø 15 мм вогнутая.



26. Головка Ø 15 мм выпуклая.





27. Головка Ø 20 мм.



28. Головка Ø 20 мм усиленная.




29. Головка Ø 25 мм.




30. Головка Ø 25 мм полусферическая.




31. Головка Ø 35 мм.



32. Головка Ø 40 мм.




33. Фиксатор головок сменный.



34. Фиксатор головок большой сальниковый.




35. Фиксатор головок двойной манометрический сменный.



36. Фиксатор головок двойной срезной сменный.




37. Фиксатор головок двойной боковой сменный.



38. Фиксатор насадок.



39. Прокладка разрезная сменная




40. Демпфер малый сменный.




41. Демпфер большой сменный.





43. Подставка настольная под головки и гель.



44. Виброаппликатор.



45. Держатель виброаппликатора




46. Насадка дугообразная малая.




47. Насадка дугообразная средняя



48. Насадка дугообразная больша




49. Насадка - уголок.




50. Насадка - лопатка.



51. Насадка – полусфера.




52. Насадка – полувалик.




53. Комплект насадок для лечения спины:- фиксатор насадок; насадка дугообразная малая; насадка дугообразная средняя;- насадка дугообразная большая; коробка - укладка.



54. Комплект насадок для работы фрезями: - фиксатор насадок; насадка - уголок; насадка - лопатка; насадка - полусфера - 1; насадка - полувалик; коробка - укладка.



55. Комплект головок:- головка Ø 8 мм; головка Ø 10 мм; головка Ø 15 мм; головка Ø 15 мм керамическая; головка Ø 15 мм эллиптическая;- головка Ø 15 мм выпуклая; головка Ø 20 мм; головка Ø 20 мм усиленная; головка Ø 35 мм; коробка-укладка.




56. Комплект сменных частей аппарата: трубка направляющая; сердечник ударный; набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере: - Ø11 мм, - Ø12 мм, - Ø13 мм - 1, - Ø14,5 мм, - Ø24 мм.



57. Рукоятка аппликатора с кабелем сменная.



58. Ловушка сердечника ударно-молотковая.




59. Уплотнитель кольцевой ловушки и сердечника ударного.



60. Амортизатор ствола с кольцевым упором сменный.




61. Тележка аппаратная.




62. Тележка аппаратная с выдвижным ящиком.



63. Дополнительная полка под принадлежности для тележки аппаратной.



64. Держатель геля для тележки рентгеновской аппаратурной.



Принадлежности:

1. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой для блока аппарата основного.




2. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой для комплектов.



3. Сумка транспортировочная для блока аппарата основного и аппликатора



4. Кейс для аппликатора.



5. Кейс для виброаппликатора.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 73 листов

Генеральный директор
ООО «Асвомед»

 Стройков С.И.

