



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Окей Вижн Ритейл»

А.В. Мягков

Фотографические изображения

«Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP, в составе:

1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP во флаконах 120 мл, 360 мл.
2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
3. Картонная упаковка – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.»

производства
«Оу Финнсусп АБ», Финляндия

«Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP, в составе:

1. Раствор для ухода и хранения линз OKVision ONE STEP во флаконах 120 мл, 360 мл.
2. Контейнер – 1 шт., в составе:
 - крышка;
 - уплотнительное кольцо;
 - держатели для линз;
 - диск-нейтрализатор;
 - контейнер.
3. Картонная упаковка – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.»

1. Упаковка



2. Макет этикетки на флаконе



Preservative-free hydrogen peroxide system for cleaning, disinfection, neutralising and storing all types of contact lenses.

Important!

1. Read carefully instructions before use. Keep away from children.
2. Never put unneutralized solution directly in the eye.
3. Remove lenses and place them in lens holder. Fill OneStep lens case to line with OneStep solution, don't overfill (see picture). Put lens holder in OneStep lens case and close carefully.
4. Always use the OneStep lens case.
5. Soak the lenses for a minimum of 6 hours to neutralize the solution.
6. Do not rinse the lenses with OneStep before use. If needed, use saline solution.

Ingredients: 3% Hydrogen peroxide (H_2O_2), EDTA and PVP in phosphate buffered saline.

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY!


Пероксидная система для эффективной очистки, дезинфекции, нейтрализации и хранения всех типов контактных линз. Не содержит консервантов.

Важно!

1. Внимательно прочитайте инструкции перед использованием. Держать вдали от детей.
2. Никогда не наносите не нейтрализованный (активный) раствор прямо на глаза.
3. Снимите контактные линзы и поместите их в держатель контейнера. Заполните контейнер OneStep раствором OneStep до линии на контейнере, не переполняйте его (см. изображение). Поместите держатель и аккуратно закройте его.
4. Всегда используйте только контейнер OneStep.
5. Держите линзы в растворе не менее 6 часов для нейтрализации раствора.
6. Не используйте раствор OneStep для споласкивания линз перед использованием. При необходимости используйте для споласкивания стерильный физраствор.

Состав: 3% перекиси водорода (H_2O_2), ЭДТА и ПВП в фосфатно-солевом растворе.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!



Finnsusp Oy
Pääskykalentie 5
FI-21420 Lieto, Finland
www.finnsusp.fi

CE 0537
472-3
STERILE A

Дистрибутор в России:
ООО «Опал Визн Ритейл» 125438 г. Москва, ул. Мухоморова, д. 6/38 стр. 4
office@okvision.ru, тел: (495) 8820551, www.okvision.ru
Регистрационное удостоверение
ФСЗ 2012/10780 от 14.10.2011.


Флакон




Наконечник



Крышка



3. Контейнер




- 01 – крышка;
- 02 - уплотнительное кольцо;
- 03, 04, 05 – держатели для линз;
- 06 – диск-нейтрализатор;
- 07 – контейнер.




Держатель для линз






Крышка с держателем




Крышки держателя

R-для правой линзы

L-для левой линзы



Диск-нейтрализатор



Уплотнительное кольцо



Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 8 (*восемь*) листов

Генеральный директор

ООО «Окей Вижен Ритейл»

Ан Мягков А.В.

КОПИЯ
ВЕРНА

