

Фотографии общего вида

медицинского изделия:

«Дозатор пипеточный электронный одноканальный и многоканальный Sartorius с принадлежностями, в вариантах исполнения»

производства

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy (Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой), Финляндия

Дозатор электронный 1 и 8-канальные Pícus с варьируемым объемом дозирования



Дозатор электронный 1-канальный Picus NxT с варьируемым объемом дозирования





Дозатор электронный 12-канальный Pícus с варьируемым объемом дозирования




Дозатор электронный 12-канальный Pícus NxT с варьируемым объемом дозирования





Picus & Picus NxT Electronic Pipette
Электронные дозаторы Picus и Picus NxT

User Manual
Инструкция по эксплуатации





sartorius

ООО "Сарториус РУС"

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU 311457

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 137553

Действительно до:

24 ноября 2020 г.

Средство измерений:

Дозатор электронный 1-канальный варьированного объема, 5-120 мкл BIONIT, регистрационный номер в Госреестре средств измерений 36152-12

Заводской номер: 17 044 738

Состав СИ: -----

Номер знака предыдущей поверки: -----

Поверено: в полном объеме

Поверен в соответствии с:

МГ 56-241-2012 «ГСИ. Дозаторы автоматические и механические одноканальные и многоканальные BIONIT. Методика поверки», утвержденная ФГУП «УНИИМ» в 2012 г.

с применением эталонов

№ 3.2.ВСЯ.0001.2015, Эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений от 1 мг до 220 г - Вось электронные Sartorius CP225D (заводской номер 15905125) (КТ специальный I)

при следующих значениях влияющих факторов

Температура 22,0° С, относительная влажность 39%, атмосферное давление 101,3 кПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки



Руководитель сервисного отдела

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки: 25 ноября 2019 г.

подпись

подпись

Скачков Сергей Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Жуков Александр Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Cat.No. 721006


Safe-Cone Filter(Std),50pcs


Ø 5.33mm



Lot.No.201508




















Линейная стойка-штатив







Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 листов.

Генеральный директор
ООО "Сарториус РУС"
Шохин Е.В.

