

"УТВЕРЖДАЮ"
Менеджер по регистрации медицинских изделий

Филиппова Н.А



"13" марта 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Система офтальмологическая лазерная LenSx с принадлежностями»,
производства «Алкон Лабораториз, Инк.», США (Alcon Laboratories, Inc., USA).

2020 г.

Базовая комплектация:


1. Консоль лазера



2. Компьютеризированная станция управления




3. Система видео – визуализации и 4. Система опико-когерентной томографической визуализации.




5. Ножная педаль (при необходимости)



6. Документация по эксплуатации.




7. Интерфейс пациента LenSx (при необходимости)






(эрипловая улаковка интерфейса пациента LenSx)


8. Интерфейс пациента LenSx SoftFit (при необходимости) в составе:
- Интерфейс пациента LenSx SoftFit;



- флакон с контактной линзой для любой кривизны роговицы.




(групповая упаковка интерфейсов пациента)



(групповая упаковка флаконов с контактной линзой)



9. Интерфейс пациента LenSx SoftFit Flat (при необходимости) в составе:
- интерфейс пациента LenSx SoftFit;



- флакон с контактной линзой для средней кривизны роговицы при менее 41 дптр.



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Houston, TX 77056-4000 USA
Made in USA with Global Materials

Alcon Laboratoires Belgium BVBA
Rue de la Woluwe 62
1200 Brussels
Belgium

LenSx LASER

SoftFit Patient Interface

Interface Patient SoftFit
SoftFit Patient Interface
Interface do Paciente SoftFit
Interface del Paciente SoftFit
SoftFit Patientinterface
SoftFit Wirtspatientinterface

CE0123 Rx only

STERILE IN

316-3515-503
LOT 223275041
EXP 2020-11-30
MFG 2018-12-12

0437

CONTENTS 1

U.S. Pat. www.alconpatents.com
©2019 Novartis
a trademark of Novartis

123-0002-001 Rev. A


10. Интерфейс пациента LenSx SoftFit Nominal (при необходимости) в составе:
- интерфейс пациента LenSx SoftFit;



- флакон с контактной линзой для любой кривизны роговицы.




(групповая упаковка для интерфейса пациента LenSx SoftFit Nominal)




11. Интерфейс пациента LenSx SoftFit Steep (при необходимости) в составе:
- интерфейс пациента LenSx SoftFit;



- флакон с контактной линзой для средней кривизны роговицы при более 46 дптр.




(групповая упаковка для интерфейса пациента LenSx SoftFit Steep)



12. Принтер (при необходимости)



13. Дополнительное программное обеспечение на электронном носителе (при необходимости)




14. Источник бесперебойного питания (при необходимости).




15. Кабель для источника бесперебойного питания (при необходимости).



16. Ключ-выключатель.



17. Кабель питания.



Принадлежности:

1. Охлаждающая жидкость



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТА(ОВ)

