

Принадлежности	Количество
Собираательные пробирки	200 шт.



ЭкстрактДНК FFPE

Набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики *in vitro*, с принадлежностями. Транспортировать в пенопластовых контейнерах с гелевыми хладагентами при температуре от 0 до +8 °C в течение 5 суток. Разуклоплектовать при хранении.

Компоненты набора	Объем / Количество	Температура хранения
Раствор ДПП	7.5 мл (5 x 1.5 мл)	от -25 до -15 °C
Лизирующий раствор М	12 мл	
Связывающий раствор М	25 мл	
Промывочный раствор (концентрат)	22 мл	
Элюирующий раствор	6 мл (4 x 1.5 мл)	от +15 до +25 °C
Микроцентрифужные колонки	50 шт.	
Принадлежности	200 шт.	
Собираательные пробирки	200 шт.	

Серия: 10351060267
ТУ 9398-001-11248074-2017
РЭН № XXXX / XXXX от XXXX-XX-XX
И изготовитель: ООО «НОМОТЕК», Страна производства: Россия
Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Тех. поддержка: md-support@nomotech.ru



ЭкстрактДНК FFPE
Раствор ДПП
Объем: 7.5 мл (5 x 1.5 мл)
Хранение: от -25 до -15 °C
Серия: 10351060267
И изготовитель: ООО «НОМОТЕК», Страна производства: Россия
Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10



[Handwritten signature] 02 июня 2017

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Экстракт ДНК FFPE набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики *in vitro*»
по ТУ 9398-001-11248074-2017

Генеральный директор
ООО «НОМОТЕК»

М.П.



(Пономарев Р.В.)

"10" сентября 2019 г.

ЭкстрактДНК FFPE

Набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики *in vitro*.

Транспортировать в пенопластовых контейнерах с гелевыми хладагентами при температуре от 0 до +8 °C в течение 5 суток.

Разукомплектовать при хранении.

Компоненты набора	Объем / Количество	Температура хранения
Раствор ДПП	7.5 мл (5 x 1.5 мл)	от -25 до -15 °C
Лизирующий раствор М	12 мл	от +15 до +25 °C
Связывающий раствор М	25 мл	
Промывочный раствор (концентрат)	22 мл	
Элюирующий раствор	6 мл (4 x 1.5 мл)	
Микроцентрифужные колонки	50 шт.	
Собираемые пробирки	200 шт.	



REF BM203

2017-02-06

2018-02-06



Серия: 10351060267

ТУ 9398-001-11248074-2017

РЗН № XXXX / XXXX от XXXX-XX-XX

Изготовитель: ООО «НОМОТЕК» Страна производства: Россия

Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

Тех. поддержка: md-support@nomotech.ru


Маркировка пакетов

ЭкстрактДНК FFPE

Раствор ДПП

Объем: 7.5 мл (5 x 1.5 мл)

Хранение: от -25 до -15 °C



REF BM203

2017-02-06

2018-02-06

Серия: 10351060267

Изготовитель: ООО «НОМОТЕК» Страна производства: Россия

Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

ЭкстрактДНК FFPE

Собираемые пробирки

Количество: 200 шт.

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



ЭкстрактДНК FFPE

Микроцентрифужные колонки

Количество: 50 шт.

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



Маркировка флаконов и пробирок

ЭкстрактДНК FFPE

Элюирующий раствор

Объем: 1.5 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



ЭкстрактДНК FFPE

Промывочный раствор (концентрат)

Объем: 22 мл

Перед использованием добавить 75 мл этилового спирта (96%)

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



ЭкстрактДНК FFPE

Связывающий раствор М

Объем: 25 мл

Хранить в темноте

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



ЭкстрактДНК FFPE

Раствор ДПП

Объем: 1.5 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от -25 до -15 °C



этиловый спирт
добавлен



ЭкстрактДНК FFPE

Лизирующий раствор М

Объем: 12 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 листов.

Генеральный директор ООО «НОМОТЕК»

Пономарев Р.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Экстракт ДНК FFPE набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики *in vitro*»
по ТУ 9398-001-11248074-2017

Генеральный директор
ООО «НОМОТЕК»

"10" сентября 2019 г.

М.П.



(Пономарев Р.В.)

НОМОТЕК

Экстракт ДНК FFPE

Набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики in vitro.
Транспортировать в пенопластовых контейнерах с гелевыми пакетами при температуре от 0 до +8 °C в течение 5 суток. Разукомплектовать при хранении.

Компоненты набора	Объем / Количество	Температура хранения
Раствор ДПП	7,5 мл (5 x 1,5 мл)	от -25 до -15 °C
Лизерущий раствор М	12 мл	
Секвирующий раствор М	25 мл	
Промывочный раствор (этиловый спирт)	22 мл	
Защитный раствор	6 мл (4 x 1,5 мл)	от -15 до +25 °C
Микроцентрифужные колонки	50 шт.	
Собирающие пробирки	200 шт.	

Серия: M1001004

75-0398-001-11748074-2017
РЭН № XXXX / XXXX от XXXX-XX-XX
Импортер: ООО «НОМОТЕК» Страна происхождения: Россия
Адрес импортера: 117997 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16/10
Тек. поддержка: info-support@nomotek.ru

IVD

REF

BM203

2019-08-28

2020-08-28

1

Экстракт ДНК FFPE
Собирающие пробирки
Серия: M1001004
Год изг.: 2020-08-28
Хранение: от -15 до +25 °C

Экстракт ДНК FFPE
Микроцентрифужные колонки
Количество: 50 шт.
Серия: M1001004
Год изг.: 2020-08-28
Хранение: от -15 до +25 °C

НОМОТЕК

Экстракт ДНК FFPE

Раствор ДПП

Объем: 7,5 мл (5 x 1,5 мл)
Хранение: от -25 до -15 °C

Серия: M1001004

Импортер: ООО «НОМОТЕК» Страна происхождения: Россия
Адрес импортера: 117997 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16/10

IVD

REF

BM203

2019-08-28

2020-08-28

1

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 листов.

Генеральный директор ООО «НОМОТЕК»

Пономарев Р.В.



Этикетки

Набор реагентов "ЭкстрактДНК-FFPE"

Потребительская упаковка

ЭкстрактДНК FFPE

Набор реагентов для выделения ДНК человека из срезов с FFPE-блоков для диагностики *in vitro*, с принадлежностями.

Транспортировать в пенопластовых контейнерах с гелевыми хладагентами при температуре от 0 до +8 °C в течение 5 суток.

Разукомплектовать при хранении.

IVD



REF BM203



2017-02-06



2018-02-06

Компоненты набора	Объем / Количество	Температура хранения
Раствор ДПП	7.5 мл (5 x 1.5 мл)	от -25 до -15 °C
Лизирующий раствор М	12 мл	от +15 до +25 °C
Связывающий раствор М	25 мл	
Промывочный раствор (концентрат)	22 мл	
Элюирующий раствор	6 мл (4 x 1.5 мл)	
Микроцентрифужные колонки	50 шт.	
Принадлежности	Количество	
Собираательные пробирки	200 шт.	

Серия: 10351060267

ТУ 9398-001-11248074-2017

РЗН № XXXX / XXXX от XXXX-XX-XX

Изготовитель: ООО «НОМОТЕК» Страна производства: Россия

Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

Тех. поддержка: md-support@nomotech.ru

Маркировка пакетов

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Раствор ДПП

Объем: 7.5 мл (5 x 1.5 мл)

Хранение: от -25 до -15 °C

Серия: 10351060267

Изготовитель: ООО «НОМОТЕК» Страна производства: Россия
Адрес изготовителя: 117997 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

IVD

REF BM203

2017-02-06

2018-02-06

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Собираательные пробирки

Количество: 200 шт.

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Микроцентрифужные колонки

Количество: 50 шт.

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

Маркировка флаконов и пробирок

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Элюирующий раствор

Объем: 1.5 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Промывочный раствор (концентрат)

Объем: 22 мл

Перед использованием добавить 75 мл этилового спирта (96%)

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Связывающий раствор М

Объем: 25 мл

Хранить в темноте

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Раствор ДПП


Объем: 1.5 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от -25 до -15 °C

IVD



НОМОТЕК

ЭкстрактДНК FFPE

Лизирующий раствор М

Объем: 12 мл

Серия: 10351060267

Годен до: 2018-02-06

Хранение: от +15 до +25 °C

IVD

02 июня 2017