




Фото 1. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018

1 – прибор (генератор импульсов) «Уролит», 2 – шнур электропитания, 3 – передающий кабель, 4 – зонд для литотрипсии, 5 – нитиновый литоэкстрактор, 6 – педаль управления.



Фото 2. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
прибор (генератор импульсов) «Уролит»



**Фото 3. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
шнур электропитания**



Фото 4. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
передающий кабель



Фото 5. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
педаль управления




Фото 6. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
нитиноловый литоэкстрактор





Фото 7. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии (все размеры)



**Фото 8. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 0,7 мм (2,0Fr); серый**





Фото 9. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 0,8 мм (2,4Fr), зеленый



**Фото 10. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 0,9 мм³(2,7Fr), красный**




Фото 11. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 1,0 мм (3,0Fr), фиолетовый




Фото 12. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 1,1 мм (3,3Fr), черный




Фото 13. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 1,2 мм (3,6Fr), желтый




Фото 14. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 1,5 мм (4,5Fr), белый





Фото 15. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 2,0 мм (6,0Fr), синий



**Фото 16. Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии "УРОЛИТ" по ТУ 26.60.12-001-76648092-2018
зонд для литотрипсии диаметр 2,7 мм.(8,0 Fr), коричневый**

Сшито и заверено печатью 16
(шестнадцать) лист 26

Организация
Должность
ФИО



ООО «Мигра»
директор
Мухомасов С.В.