

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСВАТА»

(ООО «РУСВАТА»)

390044 г. Рязань, 2-й Мервинский проезд, 8; тел/факс (4912)34-18-94, (49142)2-64-83, 2-66-51

№ _____

на № _____ от _____

ПАМЯТКА

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая глазная нестерильная

Вата глазная гигроскопическая нестерильная используется в медицинских целях в глазных, стоматологических, косметологических и других клиниках и медицинских учреждениях, где предъявляются самые высокие требования к чистоте, однородности, гигроскопичности.

Глазная гигроскопическая нестерильная вата используется также в технических целях при создании оптических, оптико-механических и оптоэлектронных приборов.

Фасованная и кипная глазная нестерильная вата хранится на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609-2000.

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556-81.

Гарантийный срок хранения ваты медицинской гигроскопической глазной нестерильной не менее 5 лет со дня изготовления.

Директор ООО «Русвата»



Крейтин Н.В.