


Фотографические изображения

1.1. Система рентгеновская дентальная панорамная, цефалометрическая и томографическая New Tom GIANO HR, в составе, с принадлежностями




Основные компоненты

- 1 - Детектор конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), встроенный
- 2 - Датчик Pan Sensor для системы New Tom GIANO HR (PAN SENSOR), двухмерный датчик для панорамных изображений
- 3 - Краниостат*
- 4 - Пульт управления*
- 5 - Штатив телерентгенографический с цефалостатом (левосторонний или правосторонний)
- 6 - Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы New Tom GIANO HR (PAN - CEPH SENSOR), двухмерный датчик для телерентгенографических обследований
- 7 - Блок указателей лазерного позиционирования пациента*
- 8 - Источник рентгеновского излучения
- 9 - Колонна телескопическая
- 10 - Цефалостат
- 11 - Поручень для поддержки пациента

*Позиции 1, 3, 4 детально показаны на следующей странице

1.2 Детектор КЛКТ, Пульт управления, краниостат системы рентгеновской дентальной панорамной, цефалометрической и томографической New Tom GIANO HR



Крепление дополнительное для
монтажа системы (ADDITIONAL BRACKET)

8

4

3

1

NewTom


2. Датчик Pan Sensor для системы New Tom GiANO HR (PAN SENSOR)




3. Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы New Tom GiANO HR (PAN - CEPH SENSOR)



4. Штатив телерадиографический с цефалостатом, правосторонний (RIGHT
TELERADIOGRAPHY ARM)



5. Штатив телерадиографический с цефалостатом, левосторонний (LEFT TELERADIOGRAPHY ARM)




6. Упор для подбородка моторизованный для модернизации (MOTORIZED UPGRADE CHINREST)



7. Основание напольное для базового блока, стандартное (STANDARD FREESTANDING BASE)




8. Основание напольное для базового блока, «EASY-ACCESS» (EASY-ACCESS
FREESTANDING BASE)




9. Комплект пользовательской документации системы New Tom GiANO HR:
- USB-Носитель с Руководством пользователя в электронном виде;
 - USB-Носитель с программным обеспечением iRYS и Лицензией пользователя.

USB-Носитель с Руководством
пользователя в электронном виде




USB-Носитель с программным
обеспечением iRYS и Лицензией
пользователя.

10. Рабочая станция для обработки 2D изображений (WORKSTATION 2D ENG)



11. Рабочая станция для обработки 3D изображений (WORKSTATION 3D ENG)




12. Выносная кнопка экспозиции (REMOTE X-RAY BUTTON)




13. Кнопка аварийной остановки (EMERGENCY BUTTON).




14. Крепление угловое 45° для монтажа системы (45° ANGULAR BRACKET)




15. Крепление дополнительное для монтажа системы (ADDITIONAL BRACKET)



16. Крепление для монтажа системы 16" (BRACKET FOR SINGLE STUD-16")



17. Пластина для поддержки запястья (X-RAY WRIST SUPPORT)




Пластина для поддержки запястья
(X-RAY WRIST SUPPORT)

18. Кожух цефалостата внешний, в сборе, белого цвета (POCKET-NO CONS.PAN WHITE VERS)
(при необходимости)




Кожух цефалостата в сборе

19. Комплект внешних кожных цефалостата (POCKET-NO CONS.PAN VERS.) (при необходимости)




Комплект внешних
кожных цефалостата

20. Кожух цефалостата внешний, в сборе, белого цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРН WHITE VERS), (при необходимости).




Кожух цефалостата
внешний, в сборе

21. Комплект внешних кожных цефалостата, сиреневого цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРН GLICINE VERS.)



Комплект внешних
кожных цефалостата

22. Упор для подбородка фиксированный (FIXED CHINREST)



23. Упор для подбородка моторизованный, в сборе (MOBILE CHINREST).



24. Подставка для сканирования протезов (3D SCAN SUPPORT)




25. Кабель соединительный, 5 м.




26. Вилки прикусные, 3 шт.






28. Позиционер для цефалостата



29. Фантом СВЗД для контроля качества (CB3D QUALITY CONTROL)





31. Стул для пациента (NEW TOM PATIENT SEAT)







33. Монитор BARCO, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" BARCO MONITOR)




34. Монитор BARCO, размер экрана 24 дюйма (LCD 24" BARCO MONITOR)



35. Фантом TIN (CB3D CALIBRATION)



36. Педиатрический позиционер для цефалостата с 10 насадками, 2 шт. (LONG STICKS FOR CEPH VERS.)



Принадлежности

1. USB-Носитель с Лицензией на одного пользователя (USB DONGLE ADDIT. SINGLE USER)
(при необходимости).




Следующие позиции выглядят одинаково:

2. USB-Носитель с Лицензией на 5 пользователей (MULTI USER DONGLE 5 USER) (при необходимости).
3. USB-Носитель с Лицензией на 10 пользователей (MULTI USER DONGLE 10 USER) (при необходимости).
4. USB-Носитель с Лицензией на двадцать 25 пользователей (MULTI USER DONGLE 25 USER) (при необходимости).
5. USB-Носитель с Лицензией на 50 пользователей (MULTI USER DONGLE 50 USER) (при необходимости).
6. USB-Носитель с Лицензией на 250 пользователей (MULTI USER DONGLE 250 USER) (при необходимости).




7. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN WHITE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожуки внешние белого цвета, 2 шт.




8. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние, 2 шт.




9. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/CEPH WHITE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние белого цвета, 2 шт.




10. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/СЕРН GLICINE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние, 2 шт.



11. Комплект для модернизации цефалостата, белого цвета (WHITE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата




Панель управления (кнопочная)

Крышка цефалостата
(крышка всего блока)

12. Комплект для модернизации цефалостата, сиреневого цвета (GLICINE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата



13. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, цвет белый (FULL TOUCH CONSOLE - PAN WHITE) (при необходимости).



14. Комплект для модернизации с сенсорной консолью (FULL TOUCH CONSOLE - PAN GLICI)
(при необходимости).




15. Комплект для модернизации системы с 2D до 3D (UPGRADE FROM 2D TO 3D VERS.) в составе, (при необходимости):

- 3D панель;
- Коллиматор;
- Наклейка;
- винты (не более 10 штук)
- плата управления;
- вставка металлическая.



16. Полный комплект для модернизации цефалостата (CEPH READY COMPLETION KIT) в составе, (при необходимости):

- плата управления;
- вставка металлическая;
- болты крепежные (10 шт);
- блок сопряжения;
- кабель соединительный.




17. Комплект для модернизации функции CB3D (CB3D COMPLETION KIT) в составе (при необходимости):

- крышка пластиковая;
- опорная стойка краниостата;
- крепёж;
- вставка металлическая;
- электродвигатель;
- вставка металлическая;
- кабель соединительный;
- 3D сенсор;
- наклейка.




18. Насадки ушные одноразовые для цефалостата (не более 40 штук) (при необходимости).



19. Чехлы гигиенические для прикусной вилки, не более 500 шт. (при необходимости).



20. Вставка полимерная для прикусной вилки, не более 200 шт. (при необходимости).



21. Вставки для краниостата (HEADREST CUSHION INSERTS), не более 10 шт. (при необходимости).






Данные позиции представляют собой гиперссылки на объект, расположенный на сервере компании CEFLA S.C.:


35. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 10x8 (BASIC 3D FUNCT.UP TO 10X8) (при необходимости).
36. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 13x16 (ADV.3D FUNCT. UP TO 13X16) (при необходимости).
37. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 16x18 (3D MAX FUNCT. UP TO 16X18) (при необходимости).
38. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией пакета XF (XF PACK LIC. FOR ADDIT.FOV) (при необходимости).
39. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией 3D MAR (3D MAR LICENSE (METAL ART.RED.) (при необходимости).
40. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide (REALGUIDE DESIGN LICENCE) (при необходимости).
41. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide PRO (REALGUIDE PRO LICENCE) (при необходимости).
42. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 1 год (DI.VA LICENCE - 1 YEAR) (при необходимости).
43. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 3 года (DI.VA LICENCE - 3 YEARS) (при необходимости).
44. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 4 года (DI.VA LICENCE - 4 YEARS) (при необходимости).
45. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 5 лет (DI.VA LICENCE - 5 YEARS) (при необходимости).

46. Комплект для модернизации консоли (FULL TOUCH CONSOLE COMPLET. KIT), в составе, (при необходимости):


- плата электронная
- чувствительный элемент
- блок перемещения




47. Краниостат (Craniostat) (при необходимости).




ПРИЛОЖЕНИЕ «А» к фотографическим изображениям
1. Места нанесения основной маркировки изделия



Отображение основной маркировки изделия и мест(а) нанесения основной маркировки



Отображение маркировки излучателя



CEPLA S.C. VIA SELICE PROV. LE 23/A-40026 IMOLA (BO) ITALY
PLANT: VIA BICOCCA 34/C - 40026 IMOLA (BO) ITALY

X - RAY TUBE

Complies with DHHS radiation
performance standards
21CFR Subchapter J.

TOSHIBA D-0545B

7G06600-H0556A3



CEPLA S.C. VIA SELICE PROV. LE 23/A-40026 IMOLA (BO) ITALY
PLANT: VIA BICOCCA 34/C - 40026 IMOLA (BO) ITALY

REF TYPE 97750204

90 kVp / 10 mA max
FOCAL SPOT 0.5 / IEC336
Total Filtration @85 kVp :
2D mode 3.2mA1 - CBCT 6.2mA1

SN 70A3PA10

2018-02-22

Отображение кнопки аварийного отключения:



Прошнуровано,
пронумеровано
63 лист(ов)

Ген.директор ООО Зенит Р.С.
Аладина Е.А

