



Общий вид аппарата

Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью



Воротник №3(по Щербаку) 250х440 мм

Прямоугольные:

- 40х50 мм
- 50х100 мм
- 90х140 мм
- 130х190 мм



Трехлопастный
160х190 мм



Ушной
110х130 мм




Круглый
Ф50 мм




Горловой
100х150 мм



Жгут фиксирующий: 60x1000 мм; 60x600 мм; 60x400 мм



Электроды силиконовые электропроводящие:
100 x 120 мм; 55 x 80 мм; 25 x 30 мм;



Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» L=2,0 м
Кабель соединительный раздвоенный с наконечником L=2,0 м
Кабель соединительный с наконечником L=2,0 м
Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» L=2,0 м

Прошито и пронумеровано

4

листов

М.П.



МАРКИРОВКА

медицинского изделия: Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза «ФОРЕЗ – Мед ТеКо»

Шильдик

АППАРАТ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

«ФОРЕЗ - Мед ТеКо»

ТУ 26.60.13-029-56812193-2017

№ _____ Дата изгот. _____



220 В, 50 Гц, 15 В·А



ООО «Мед ТеКо»

г. Мытищи, Московская обл., РФ

Общий предупреждающий знак безопасности

(расположен возле гнезд для подключения электродов)

