

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики, биохимия
и портативные системы в диагностике



Тышкунова Е.С.


« 16 » февраля 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Дилуэнт проверочный IMT для анализаторов биохимических серии Atellica
(A-LYTE IMT Dilution Check (IMT Dilution Check))

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH



A-LYTE™ IMT Dilution Check

6 x 2.0 mL



IVD



siemens.com/eifu

REF

11099325

2°C



For USA

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use to monitor and adjust the dilution ratio for the A-LYTE™ IMT Na K Cl assays on the Atellica® CH Analyzer.

For Professional Use.

Contains: Sodium chloride (0.63%); potassium chloride (0.03%); sodium bicarbonate (0.15%); sodium carbonate (0.07%)

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH

A-LYTE™ IMT Dilution Check 6 x 2.0 mL



Рисунок 4. Дилуэнт проверочный IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Dilution Check (IMT Dilution Check)): вид сзади

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH

A-LYTE™ IMT Dilution Check

A-LYTE™
IMT Dilution Check

2.0 mL

IVD

2°C

30°C

LOT AC18-102

11099325

Дилуэнт проверочный IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Dilution Check (IMT Dilution Check))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/11480 от 30.07.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7. Дилуэнт проверочный IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Dilution Check (IMT Dilution Check)):
макет маркировки для Российской Федерации



Всего прошито и пронумеровано
8 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

