



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Генотек»

Ильинский В.В.


«11» сентября 2020 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ


Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией
«COVID-19 OneStep»

1. Макет маркировки МИ - Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - раскладка.



2. Макет маркировки МИ - Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - общая этикетка.

ТУ 21.20.23.-001-69703904-2020



COVID-19 OneStep

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией

СОСТАВ:

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР

	мкл	пробирок
Реагент 1	1150	1
Реагент 2	125	1

Комплект контрольных образцов

	мкл	пробирок
ПКО	120	1
ОКО	120	1

Инструкция по применению, вкладыш



2020-09-х



2020-09




2021-09




ООО «Генотек» 105120, г. Москва, Наставнический пер., д. 17, стр. 1, пом. I, ком. 9

РУ № РЗН 2020/10216 от 30.04.2020


3. Макет маркировки компонента МИ – Реагент 1.




4. Макет маркировки компонента МИ – Реагент 2.



5. Макет маркировки компонента МИ – ПКО.



6. Макет маркировки компонента МИ – ОКО.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «Генотек»
Ильинский В.В. 

«11» сентября 2020 г.





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Генотек»

Ильинский В.В.


«11» сентября 2020 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для выявления РНК-коронавируса SARS-CoV-2
методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией
«COVID-19 OneStep»


1. Общий вид - Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 1.



2. Общий вид (маркировка потребительской упаковки) - Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 2.




3. Составляющие Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 3/1.





4. Составляющие Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 3/2.



5. Составляющие Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 4/1.



6. Составляющие Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep» - Фото 4/2.



ВКЛАДЫШ
в набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «COVID-19 OneStep»

Серия: 2020-01-1

Программа амплификации:

Этап	Темп	Время	Этап 2	Темп	Время
Этап 1	95 °C	30 сек	Этап 2	40 °C	30 сек
Этап 3	72 °C	1 мин	Этап 4	72 °C	1 мин


Интерпретация результатов:

Результат	Интерпретация
Сильная флуоресценция	Обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2
Слабая флуоресценция	Обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2
Отсутствие флуоресценции	Обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2


Генотек, Россия



7. Комплект реагентов для ОТ-ПЦР и Комплект контрольных образцов –
Фото 5/1.



8. Комплект реагентов для ОТ-ПЦР и Комплект контрольных образцов – Фото 5/2.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девятъ) листа
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «Генотек»
Ильинский В.В. 

«14» апреля 2020 г.

