

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения прогестерона
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Прогестерон Контрольные материалы (Alinity i Progesterone Controls)»**



REF

08P3610

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом

в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Прогестерон Контрольные материалы (Alinity i Progesterone Controls)».

В составе: Контроль L (Alinity i Progesterone Control L) – 1 флакон х 4,0 мл; Контроль М (Alinity i Progesterone Control M) – 1 флакон х 4,0 мл; Контроль Н (Alinity i Progesterone Control H) – 1 флакон х 4,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции /

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка МИ «Прогестерон Контрольные материалы (Alinity i Progesterone Controls)»

08P3610

LOT

REF

www.abbottdiagnostics.com/IFU

Progest Ctrls

Alinity i Progesterone Controls

Abbott

Progest Ctrls

		ng/mL		nmol/L	
		CONC	RANGE	CONC	RANGE
CONTROL L	1 x 4.0 mL	0.9	0.6 - 1.2	2.9	1.9 - 3.8
CONTROL M	1 x 4.0 mL	5.0	3.7 - 6.3	15.9	11.8 - 20.0
CONTROL H	1 x 4.0 mL	21.7	16.1 - 27.3	69.0	51.2 - 86.8



CONTAINS AZIDE

-10°C
UNTIL FIRST USE
-8°C
AFTER THAW
2°C

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353 43 3301000



PRODUCT OF IRELAND

Progest Ctrls

-10°C
UNTIL FIRST USE
-8°C
AFTER THAW
2°C

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль L (Alinity i Progesterone Control L)



- Контроль M (Alinity i Progesterone Control M)



- Контроль H (Alinity i Progesterone Control H)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

