

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики
Иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»

Денисенко Е.А.

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II Quality Control (Atellica IM HBsII QC))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

2024




Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II Quality Control (Atellica IM HBsII QC)). Общий вид




Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II Quality Control (Atellica IM HBsII QC)). Общий вид



Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (Assembled into packets of Surface Antigen II Quality Control (Atellica IM HBsII QC)). Общий вид




Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
(Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II Quality Control (Atellica IM HBsII QC)). Общий вид

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

HBsII QC



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA
siemens-healthineers.com

EC REP

Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区大崎1-11-1

輸入





Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II для анализаторов иммунохимических серии Atellica



Рисунок 7. Контрольный материал отрицательный Atellica IM HBsII QC CONTROL – и Контрольный материал положительный Atellica IM HBsII QC CONTROL +






Рисунок 9. Контрольный материал отрицательный Atellica IM HBsII QC CONTROL – и Контрольный материал положительный Atellica IM HBsII QC CONTROL +

SIEMENS
Healthineers

Atellica™ IM

QC

CONTROL NAME HBsIINEG631

CONTROL -
陰性コントロール

CONTROL TYPE kit

CHECKSUM 89831533

LOT 6325291

製造番号

2019-09-09

使用期限

siemens.com/document-library

CONTROL LOT VAL

← → 0.0 - 0.99

10997638 Rev. 01

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

QC

CONTROL NAME HBsIIP0S632

CONTROL +

CONTROL TYPE kit

CHECKSUM 870dd719

LOT 6325292

製造番号

2019-09-09

使用期限

siemens.com/document-library

CONTROL LOT VAL

← → 2.0 - 9.0

11199954 Rev. 02

Рисунок 10. Лист значений параметров серии контрольных материалов

10995605

Набор контрольных материалов для определения
поверхностного антигена вируса гепатита В II для
анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica
IM Hepatitis B surface Antigen II Quality Control (Atellica IM
HBsII QC))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12184 от 07.10.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
12 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

