



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БАТЕК КОРП.»

Ким Хёнхи


«21» апреля 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ


медицинского изделия

«Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный
«VEX - S300W» с принадлежностями»

Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный EzRay Air Wall, модель «VEX - S300W» с принадлежностями общий вид.



1. Генератор рентгеновского излучения в сборе.



2. Панель управления генератора рентгеновского излучения в сборе



3.Маркировка генератора рентгеновского излучения в сборе

CAUTION (PRUDENCE)
X-RAY / ATTENTION (X-RAY / ATTENTION)
X-RAY ON WHEN EQUIPMENT IN OPERATION
(X-RAY ACTIVE LORSQUE L'EQUIPEMENT EST EN FONCTIONNEMENT)

X-RAY GENERATOR
Model : DG-S0102V1
X-Ray tube Model : V1-650304
Focal Spot : 0.4 mm IEC 60336


Output : Max. 65 kV, Max. 3 mA
Inherent Filtration : Min. 1.5 mm Al
Total Filtration : 1.8 mm Al / 65 kV

VATECH Co., Ltd.
13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, KOREA


2017-10 TUBE **SN** M5700
X-ray Generator **SN** 6CE080000445




4. Крышка рычага генератора рентгеновского излучения.



5. Рычаг горизонтальный 450 мм/600 мм/900 мм (при необходимости).




6. Крышка кабельного канала рычага горизонтального.




7. Крышка рамы рычага горизонтального - 2шт.




8. Плечо пантографическое.



9. Блок питания (включая крышку блока питания).




10. Маркировка блока питания




2017-10-20

SN 071-000462

11. Накладка блока питания декоративная.



12. Кнопка включения экспозиции.




13. Кабель питания.



14. Комплект монтажный:
–Руководство по монтажу

VATECH



Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный
«VEX-S300W» с принадлежностями
Руководство по монтажу | Версия 1.5

Русский язык

**I hereby certify accuracy,
correctness and reliability
of this document
translated into Russian**
*«Подтверждаю точность,
правильность и достоверность
содержания текста перевода на
русский язык»*

УТВЕРЖДАЮ/“APPROVE”
VATECH Co., Ltd.


(должность/position)

(имя/name)

(подпись/signature)


М.П. / Stamp

15. Пластина двойная крепежная




16. - Крышка двойной крепежной пластины (левая)


- Крышка двойной крепежной пластины (правая)





17.

Винт держателя кнопки экспозиции










- Шайба

- Шуруп (M8)




22. Перчатки антистатические










Наклейка для держателя кнопки экспозиции



27. Руководство по эксплуатации.

VATECH



Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный
«VEX-S300W» с принадлежностями
Руководство по эксплуатации | Версия 1.3

Русский язык

**I hereby certify accuracy,
correctness and reliability
of this document
translated into Russian**

*«Подтверждаю точность,
правильность и достоверность
содержания текста перевода на
русский язык.»*

УТВЕРЖДАЮ/“APPROVE”

VATECH Co., Ltd.

(должность/position)


(имя/name)

(подпись/signature)


М.П. / Stamp

II. Принадлежности:


1. Крышка прямоугольная (4х3)




2. Крышка прямоугольная (2х3)




3. Кнопка удаленной активации экспозиции




4. Кабель для кнопки удаленной активации экспозиции




5. Кабель блокировки двери



6. Кнопка включения экспозиции



7. Держатель настенный для кнопки включения экспозиции



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 37
листов.

Генеральный Директор

/

