


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РеалБест-Генетика СНЕК2”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 20 19 г.



ВЕКТОР БЕСТ

Набор реагентов для определения мутаций 1100aс и IVS2 +1G>A в гене СНЕК2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РеалБест-Генетика СНЕК2

ВЕКТОР БЕСТ

Набор реагентов для определения мутаций 1100aс и IVS2 +1G>A в гене СНЕК2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

X-XXXX

РеалБест-Генетика СНЕК2

Состав

ТУ 21.35.21.665.2354N173-2019

АО «Вектор-Бест»

РеалБест-Генетика СНЕК2

ГРС готовая реакционная смесь для ПЦР (на пробу)

LOT 3 2021-08



Рассылка 830539. Наименование: АО «Вектор-Бест», ул. Коммунальная, 1100aс и IVS2 +1G>A в гене СНЕК2. Метод: полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с детекцией кривых плавления.

ПАСПОРТ № 66-16

РеалБест-Генетика СНЕК2

Набор реагентов для определения мутаций 1100aс и IVS2 +1G>A в гене СНЕК2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

ТУ 21.35.21.665.2354N173-2019

Модель: серия 3

Дата изготовления: 2019-03-29

Дата выдачи паспорта: 2019-03-29

Срок годности набора: до 2024-03-29

Хранить при температуре (2-8)°C. Транспортировать при температуре 12-18°C. Допускается транспортирование при температуре до 26°C не более 10 суток.

Состав набора	Характеристика и нормы	Факты контроля
Контрольный образец «Нормальный прообраз» (KO1), серия 3	Бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл	Бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Контрольный образец «Мутантный прообраз» (KO2), серия 3	Бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл	Бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 3	Амбипная масса белого цвета, 48 пробирок	Амбипная масса белого цвета, 48 пробирок (соответствует)
Эмульгирующий раствор «Генетика», серия 35	Бесцветная жидкость, 1 флакон по 12,0 мл	Бесцветная жидкость, 1 флакон по 12,0 мл (соответствует)
Оптическая плёнка	Прозрачная бесцветная плёнка на полимерной основе, 1 рулон	Прозрачная бесцветная плёнка на полимерной основе, 1 рулон (соответствует)
Выкладки с информацией о диапазонах температур плавления для KO1 и KO2, 1 шт.	Бумажный лист с информацией о диапазонах температур плавления для KO1 и KO2, 1 шт.	Бумажный лист с информацией о диапазонах температур плавления для KO1 и KO2, 1 шт. (соответствует)

Технические характеристики		
Температура плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO1	Находится в диапазоне температур для KO1, указанным во вкладыше к наборам реагентов	43°C по кривой плавления
Температура плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO2	Находится в диапазоне температур для KO2, указанным во вкладыше к наборам реагентов	45°C по кривой плавления
Специфичность: определения генотипов по мутациям 1100aс и IVS2 +1G>A в гене СНЕК2 (СОН 05-2-811), %	100	100

Дополнительная информация:
 Диапазон температур плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO1, °C
 Диапазон температур плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO2, °C

РеалБест-Генетика СНЕК2

Объект: 1100aс и IVS2 +1G>A

Флуор. канал: HEX/ROX

Протокол: ПЦР и плавление

Серия набора: 3


Штрих-код набора: X-XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Диапазон температур плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO1, °C


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика СНЕК2" № 1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" 08/2019 г.
М.Д.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
РеалБест-Генетика СНЕК2 № 2
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«30» 08 2019 г.
М.П.




ографическое изображение компонентов медицинского изделия
еалБест-Генетика СНЕК2" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
20 19 г.




Графическое изображение компонентов медицинского изделия
«Вектор-Бест-Генетика СНЕК2» № 4
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2019 г.



Графическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика СНЕК2" № 1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
20 19 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

Набор реагентов для определения мутаций
1100delC и IVS2 +1G>A в гене
СНЕК2 методом полимеразной
цепной реакции в режиме
реального времени
с детекцией кривых плавления

РеалБест-Генетика СНЕК2

LOT 3

СОСТАВ:

LOT

1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (KO1)	1 пр.	1 мл	3
2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (KO2)	1 пр.	1 мл	3
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	48 гр.		3
4. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл		25
5. Оптическая пленка		1 лист	
6. Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для KO1 и KO2		1 шт.	

ТУ 21.20.23-065-23548172-2019
РУ

Графическое изображение упаковки медицинского изделия
«РеалБест-Генетика СНЕК2» № 2
Лист 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2019 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF **X-XXXX** LOT **3**
2 8
°C IVD Σ 48 2019-08-29
2020-08-29

**РеалБест-Генетика
СНЕК2**



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика СНЕК2" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов

2019 г.




АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52



E-mail: vbmarket@vector-best.ru

[www. vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)



“РеалБест-Генетика СНЕК2” № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



РеалБест-Генетика СНЕК2

Объем: 110000dC1V52 + 10-A

Фактор разбавления: НЕХ/ROX


Протокол: ПЦР и клонирование



Серия набора: 4


Штрих-код набора: X-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

		Диапазон температур плавления дуплексов специфичности ДНК-полимеразы и продукта амплификации, °C	
	серия	НЕХ	ROX
W01	4	(43 ± 3) °C	(40 ± 3) °C
K02	4	(51 ± 3) °C	(51 ± 3) °C








БЕКТОР
БЕСТ


REF Набор реагентов для определения мутаций
1100delC и IVS2 +1G>A в гене
X-XXXX СНЕК2 методом полимеразной
цепной реакции в режиме
реального времени
с детекцией кривых плавления

РеалБест-Генетика СНЕК2

LOT 4	СОСТАВ:	LOT
1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (KO1)	1 гр. 1 мл	4
2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (KO2)	1 гр. 1 мл	4
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	48 гр.	4
4. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл	25
5. Оптическая пленка	1 лист	
6. Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для KO1 и KO2	1 шт.	

ТУ 21.20.23-065-23548172-2019
РУ





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru