

Фотографические изображения

1.1. Система рентгеновская дентальная панорамная, цефалометрическая и томографическая CASTELLINI X-RADiUS TRiO PLUS, в составе, с принадлежностями



Основные компоненты

- 1 - Детектор конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), встроенный
- 2 - Датчик Pan Sensor для системы CASTELLINI X-RADiUS TRiO PLUS (PAN SENSOR), двухмерный датчик для панорамных изображений
- 3 - Краниостат
- 4 - Пульт управления
- 5 - Штатив телерентгенографический с цефалостатом (левосторонний или правосторонний)
- 6 - Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы CASTELLINI X-RADiUS TRiO PLUS (PAN - CEPH SENSOR), двухмерный датчик для телерентгенографических обследований
- 7 - Блок указателей лазерного позиционирования пациента
- 8 - Источник рентгеновского излучения
- 9 - Колонна телескопическая
- 10 - Цефалостат
- 11 - Поручень для поддержки пациента


2. Датчик Pan Sensor для системы CASTELLINI X-RADiUS TRiO PLUS (PAN SENSOR)




3. Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы CASTELLINI X-RADIUS TRiO PLUS (PAN - CEPH SENSOR)



4. Штатив телерадиографический с цефалостатом, правосторонний (RIGHT TELERADIOGRAPHY ARM)




5. Штатив телерадиографический с цефалостатом, левосторонний (LEFT TELERADIOGRAPHY ARM)



6. Упор для подбородка моторизованный для модернизации (MOTORIZED UPGRADE CHINREST)




7. Основание напольное для базового блока, стандартное (STANDARD FREESTANDING BASE)




8. Основание напольное для базового блока, «EASY-ACCESS» (EASY-ACCESS
FREESTANDING BASE)




USB-Носитель с Руководством
пользователя в электронном виде



USB-Носитель с программным
обеспечением iRYS и Лицензией
пользователя.






12. Выносная кнопка экспозиции (REMOTE X-RAY BUTTON)



13. Кнопка аварийной остановки (EMERGENCY BUTTON).




14. Крепление угловое 45° для монтажа системы (45° ANGULAR BRACKET)





16. Крепление для монтажа системы 16" (BRACKET FOR SINGLE STUD-16")




17. Пластина для поддержки запястья (X-RAY WRIST SUPPORT)




Пластина для поддержки запястья
(X-RAY WRIST SUPPORT)

18. Кожух цефалостата внешний, в сборе, золотистого цвета (POCKET-NO CONS.PAN GOLD VERS) (при необходимости)




Кожух цефалостата в сборе

19. Комплект внешних кожных цефалостата, синего цвета (POCKET-NO CONS.PAN BLUE VERS.) (при необходимости)



Комплект внешних
кожных цефалостата

20. Кожух цефалостата внешний, в сборе, золотистого цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРН GOLD VERS); (при необходимости).




Кожух цефалостата
внешний, в сборе

21. Комплект внешних кожных цефалостата, синего цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРН BLUE VERS.), (при необходимости).




Комплект внешних
кожных цефалостата


22. Упор для подбородка фиксированный (FIXED CHINREST)



Упор для подбородка,
установленный на краниостат








26. Вилки прикусные, 3 шт.












31. Стул для пациента (NEW TOM PATIENT SEAT)




32. Монитор FUJITSU, стандартный, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" STANDARD MONITOR)




33. Монитор BARCO, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" BARCO MONITOR)



34. Монитор BARCO, размер экрана 24 дюйма (LCD 24" BARCO MONITOR)





36. Педиатрический позиционер для цефалостата с 10 насадками, 2 шт. (LONG STICKS FOR CEPH VERS.)



Принадлежности

1. USB-Носитель с Лицензией на одного пользователя (USB DONGLE ADDIT. SINGLE USER)
(при необходимости).




Следующие позиции выглядят одинаково:

2. USB-Носитель с Лицензией на 5 пользователей (MULTI USER DONGLE 5 USER) (при необходимости).
3. USB-Носитель с Лицензией на 10 пользователей (MULTI USER DONGLE 10 USER) (при необходимости).
4. USB-Носитель с Лицензией на двадцать 25 пользователей (MULTI USER DONGLE 25 USER) (при необходимости).
5. USB-Носитель с Лицензией на 50 пользователей (MULTI USER DONGLE 50 USER) (при необходимости).
6. USB-Носитель с Лицензией на 250 пользователей (MULTI USER DONGLE 250 USER) (при необходимости).



7. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CONNS. - PAN GOLD), (при необходимости):


- сенсорная панель;
- кожаные внешние золотистого цвета, 2 шт..



кожаные внешние золотистого цвета


сенсорная
панель

8. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN BLUE), (при необходимости)
- сенсорная панель;
 - кожухи внешние синего цвета, 2 шт.




9. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/CEPH GOLD), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние золотистого цвета, 2 шт.



10. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/CEPH BLUE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние синего цвета, 2 шт.



кожухи внешние синего цвета

сенсорная
панель


11. Комплект для модернизации цефалостата, золотистого цвета (GOLD CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата




12. Комплект для модернизации цефалостата, синего цвета (BLUE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата



Панель управления (кнопочная)



Крышка цефалостата
(крышка всего блока)

13. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, золотистого цвета (FULL TOUCH
-CONSOLE - PAN GOLD) (при необходимости).



14. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, синего цвета (FULL TOUCH CONSOLE - PAN BLUE) (при необходимости).




15. Комплект для модернизации системы с 2D до 3D (UPGRADE FROM 2D TO 3D VERS.) в составе, (при необходимости):

- 3D панель;
- Коллиматор;
- Наклейка;
- винты (не более 10 штук)
- плата управления;
- вставка металлическая.




16. Полный комплект для модернизации цефалостата (CEPH READY COMPLETION KIT) в составе, (при необходимости):


- плата управления;
- вставка металлическая;
- болты крепежные (10 шт);
- блок сопряжения;
- кабель соединительный.



17. Комплект для модернизации функции CB3D (CB3D COMPLETION KIT) в составе (при необходимости):


- крышка пластиковая;
- опорная стойка краниостата;
- крепёж;
- вставка металлическая;
- электродвигатель;
- вставка металлическая;
- кабель соединительный;
- 3D сенсор;
- наклейка.






18. Насадки ушные одноразовые для цефалостата (не более 40 штук) (при необходимости).

19. Чехлы гигиенические для прикусной вилки, не более 500 шт. (при необходимости).



20. Вставка полимерная для прикусной вилки, не более 200 шт. (при необходимости).



21. Вставки для краниостата (HEADREST CUSHION INSERTS), не более 10 шт. (при необходимости).



Данные изделия выглядят одинаково:

22. USB-Носитель с Лицензией DICOM 3D Data Import (DICOM 3D DATA IMPORT LICENCE) (при необходимости).
23. USB-Носитель с Лицензией DICOM MPPS (DICOM MPPS LICENCE) (при необходимости).
24. USB-Носитель с Лицензией DICOM PRINT (DICOM PRINT LICENCE) (при необходимости).
25. USB-Носитель с Лицензией DICOM QUERY/RETRIEVE (DICOM QUERY/RETRIEVE LICENCE) (при необходимости).
26. USB-Носитель с Лицензией DICOM SR DOCUMENT (DICOM SR DOCUMENT LICENCE) (при необходимости).
27. USB-Носитель с Лицензией и соглашением DICOM STORAGE LIC+COMMITMENT (DICOM STORAGE LIC+COMMITMENT) (при необходимости).
28. USB-Носитель с Лицензией DICOM WORKLIST + MPPS LICENCE (DICOM WORKLIST + MPPS LICENCE) (при необходимости).
29. USB-Носитель с Лицензией DICOM 3D DATA IMPORT (DICOM 3D DATA IMPORT LICENCE) (при необходимости).
30. USB-Носитель с Лицензией DTS (DTS LICENCE) (при необходимости).
31. USB-Носитель с Лицензией BASIC 3D NIP (BASIC 3D NIP LICENCE) (при необходимости).
32. USB-Носитель с Лицензией MASTER 3D NIP (MASTER 3D NIP LICENCE) (при необходимости).
33. USB-Носитель с обновлением программного обеспечения до 3D функций (3D FUNCT. UPGRADE KIT FOR 3D) (при необходимости).
34. USB-Носитель с Лицензией DATA GRABBER (DATA GRABBER LICENCE) (при необходимости).

Общее фото для позиций с 22 по 34 приведено на следующей странице.




Данные позиции представляют собой гиперссылки на объект, расположенный на сервере компании CEFLA S.C.:


35. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 10x8 (BASIC 3D FUNCT.UP TO 10X8) (при необходимости).
36. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 13x16 (ADV.3D FUNCT. UP TO 13X16) (при необходимости).
37. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 16x18 (3D MAX FUNCT. UP TO 16X18) (при необходимости).
38. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией пакета XF (XF PACK LIC. FOR ADDIT.FOV) (при необходимости).
39. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией 3D MAR (3D MAR LICENSE (METAL ART.RED.) (при необходимости).
40. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide (REALGUIDE DESIGN LICENCE) (при необходимости).
41. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide PRO (REALGUIDE PRO LICENCE) (при необходимости).
42. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 1 год (DI.VA LICENCE - 1 YEAR) (при необходимости).
43. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 3 года (DI.VA LICENCE - 3 YEARS) (при необходимости).
44. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 4 года (DI.VA LICENCE - 4 YEARS) (при необходимости).
45. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 5 лет (DI.VA LICENCE - 5 YEARS) (при необходимости).

46. Комплект для модернизации консоли (FULL TOUCH CONSOLE COMPLET. KIT), в составе, (при необходимости):

- плата электронная
- чувствительный элемент
- блок перемещения




47. Краниостат (Craniostat) (при необходимости).



ПРИЛОЖЕНИЕ «А» к фотографическим изображениям


1. Расположение маркировки изделия



8/9

- 1 Табличка датчика РАН
- 2 Таблички предупреждения и опасности лазера
- 3 Табличка датчика КЛКТ
- 4 Табличка генератора
- 5 Табличка штатива СЕРН
- 6 Идентификационная табличка датчика СЕРН
- 7 Табличка предупреждения и DHHS
- 8 Главная табличка
- 9 Табличка маркировок

Основная маркировка изделия: главная табличка:



Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Система рентгеновская дентальная панорамная, цефалометрическая и томографическая CASTELLINI X-RADIUS TRIO PLUS

Система используется для рентгеновской визуализации зубов, челюсти, ротовой полости, пазух и/или других челюстно-лицевых структур.

115-240 В~ 50/60 Гц

МАКС. МГНОВЕННАЯ СИЛА ТОКА: 20-12 А

МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: 20 Вт

ПРЕДОХР. 115-180 В~ 20 А

ПРЕДОХР. 180-240 В~ 12 А

Серийный номер и дата выпуска: см. на транспортной упаковке.

Регистрационное удостоверение РЭН УУУУ/ХХХХ от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "Зенит Р.С."

Здание 3, владение 15, ул. Городок-17, пос. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, 143051

Московская обл., РФ

Телефон: +7 (495)980-13-50, +7 (495)787-68-36




Маркировка излучателя (рентгеновской трубки):



Расположение кнопки аварийного отключения



Расположение кнопки аварийного отключения



Прошнуровано,
пронумеровано
63 лист(ов)

Ген.директор ООО Зенит Р.С.
Аладина Е.А.

