

Утверждаю
Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
Генеральный директор
Татаринов А.М.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «ИМПЛАНТАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО
ВВЕДЕНИЯ RENOVİ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ»**

Лицевая сторона пачки из картона

RENOVI
SMILE

Hyaluronic acid

Самоклеящиеся этикетки

RENOVI SMILE
LOT: 33023101
EXP: 20210805
STERILE 1ml

RENOVI SMILE
LOT: 33023101
EXP: 20210805
STERILE 1ml

RENOVI
SMILE

Инструкция по применению

Hyaluronic acid

Блистер со шприцем и иглы 27G

Самоклеящиеся этикетки

Лицевая сторона пачки из картона

RENOVI

VOLUME

Hyaluronic acid

RENOVI VOLUME
LOT: 32923103
EXP: 20210803
STERILE 1ml

RENOVI VOLUME
LOT: 32923103
EXP: 20210803
STERILE 1ml

RENOVI
VOLUME

Инструкция по применению

Блистер со шприцем и иглы 27G

Hyaluronic acid

Вариант исполнения RENOVI SOFT

Лицевая сторона пачки из картона

RENOVI
SOFT

Hyaluronic acid

Самоклеяющиеся этикетки

RENOVI SOFT
LOT: 31923191
EXP: 20210803
STERILE 1 fml
RENOVI SOFT
LOT: 31923191
EXP: 20210803
STERILE 1 fml

RENOVI
SOFT

Инструкция по применению

Блистер со шприцем и иглы 30G

Hyaluronic acid

Вариант исполнения RENOVI INFINITY

Лицевая сторона пачки из картона

RENOVI

INFINITY

Hyaluronic acid

Самоклеющиеся этикетки

RENOVI INFINITY

LOT: 38823119

EXP: 20210630

STERILE 1ml

RENOVI INFINITY

LOT: 38823119

EXP: 20210630

STERILE 1ml

RENOVI
INFINITY

Инструкция по применению


Hyaluronic acid

Блистер со шприцем и иглы 27G


Шприц наполненный и иглы 27G

Шприц наполненный, объем 1 мл


Иглы 27G




Шприц наполненный, иглы 27G и блистер



Шприц наполненный, иглы 30G и блистер





Оборотная сторона пачки из картона с маркировкой на русском языке

RENOVI
SOFT

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI SOFT. Гиалуронат натрия 20 мг/мл. Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI SOFT - для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции тонких линий и морщин, а также лицевых дефектов кожи лица. Инъекции проводятся в поверхностные слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 30Gx1/2" (0,30 x 13 мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5, Тел.: +7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Renovilab LLC
85 Broad Street Fl17, # 036,
NEW YORK, NY 10004, USA
office@renovilab.com

EC REP Renovilab SL
Carrer Arago 366, 08009 Barcelona, Spain

RENOVI 1x1 ml

STERILE

CE
1434

LOT

31923101

Needles 2x30G 1/2"

STERILE R

CE
0086

LOT

20210803

RENOVI
INFINITY

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI INFINITY. Гиалуронат натрия 20 мг/мл. Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI INFINITY - для увеличения объема мягких лицевых тканей. Инъекции проводятся в средние и глубокие слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13 мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5, Тел.: +7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Renovilab LLC
85 Broad Street Fl17, # 036,
NEW YORK, NY 10004, USA
office@renovilab.com

EC REP Renovilab SL
Carrer Arago 366, 08009 Barcelona, Spain

RENOVI 1x1 ml

STERILE

CE
1434

LOT

36923119

Needles 2x27G 1/2"

STERILE EQ

CE
0197

LOT

20210630

RENOVI
VOLUME

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI VOLUME. Гиалуронат натрия 20 мг/мл. Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI VOLUME - для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции скул, подбородка и рубцов. Инъекции проводятся в глубокие слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13 мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5, Тел.: +7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Renovilab LLC
85 Broad Street Fl17, # 036,
NEW YORK, NY 10004, USA
office@renovilab.com

EC REP Renovilab SL
Carrer Arago 366, 08009 Barcelona, Spain

RENOVI 1x1 ml

STERILE

CE
1434

LOT

32923103

Needles 2x30G 1/2"

STERILE R

CE
0123

LOT

20210803

RENOVI
SMILE

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI SMILE. Гиалуронат натрия 20 мг/мл. Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI SMILE - для устранения дефектов на губах или увеличения объемов губ. Инъекции проводятся в средние слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13 мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5, Тел.: +7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Renovilab LLC
85 Broad Street Fl17, # 036,
NEW YORK, NY 10004, USA
office@renovilab.com

EC REP Renovilab SL
Carrer Arago 366, 08009 Barcelona, Spain

RENOVI 1x1 ml

STERILE

CE
1434

LOT

33923101

Needles 2x27G 1/2"

STERILE EQ

CE
0197

LOT

20210805

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов

Генеральный директор

ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



А.М. Татаринов

20 20 г.

**МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ИМПЛАНТАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ RENOVI В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ RENOVI INFINITY»**

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI INFINITY

Гиалуронат натрия 20 мг/мл

Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI INFINITY - для увеличения объема мягких лицевых тканей. Инъекции проводятся в средние и глубокие слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.:+7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

«18» августа 2020 г.



А.М. Татаринов

**МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ИМПЛАНТАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ RENOVI В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ RENOVI SMILE»**

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI SMILE

Гиалуронат натрия 20 мг/мл

Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI SMILE - для устранения дефектов на губах или увеличения объемов губ. Инъекции проводятся в средние слои дермы губ.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.:+7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

«18» августа 2020 г.



А.М. Татаринов

**МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ИМПЛАНТАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ RENOVI В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ RENOVI VOLUME»**

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI VOLUME

Гиалуронат натрия 20 мг/мл

Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI VOLUME - для коррекции скул, подбородка и рубцов. Инъекции проводятся в глубокие слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 27Gx1/2" (0,40x12 мм) или 27Gx1/2" (0,40x13мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.:+7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

«18» августа 2020 г.



А.М. Татаринов

**МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ИМПЛАНТАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ RENOVI В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ RENOVI SOFT»**

Имплантат гиалуроновой кислоты для внутрикожного введения RENOVI в вариантах исполнения RENOVI SOFT

Гиалуронат натрия 20 мг/мл

Предназначен для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи, например морщин. Все исполнения медицинского изделия имеют одинаковую концентрацию гиалуроновой кислоты 20 мг/мл и различаются размером частиц и областью применения.

RENOVI SOFT - для коррекции тонких линий и морщин, а также лицевых дефектов кожи лица. Инъекции проводятся в поверхностные слои дермы.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, инструкцию по применению, 2 этикетки самоклеящиеся и 2 стерильные иглы 30Gx1/2" (0,30x13 мм).

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.: +7-915-125-19-85, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

«18» августа 2020 г.



А.М. Татаринов