

ОКП 93 9814

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2020 г

**Сумка фельдшера войсковая СФВ
СФВ**

ПАСПОРТ

СМАН.030.000.000.000 ПС

Ид. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подп. и дата

1 Основные сведения

Сумки войсковые применяются для оснащения фельдшера или врача при выполнении боевых и учебно-боевых задач в составе подразделения.

Сумка фельдшера войсковая СФВ вариант 1, вариант 2, вариант 3 и вариант 4.

Сумка фельдшера войсковая СФВ (далее – сумка СФВ) применяется для оснащения фельдшера.

Сумка СФВ рассчитана на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи; по расходному медицинскому имуществу - в боевой период на 100 раненых, в межбоевой период - на лечение 50 больных.


Сумка СФВ обеспечивает антидотную терапию; обезболивание при ранениях и ожогах; временную остановку наружного кровотечения, в том числе массивного; профилактику раневой инфекции и поражений биологическими (бактериальными) средствами; профилактику радиационных поражений; наложение первичных асептических и окклюзионных повязок; обработку окружности раны; снятие головной боли; купирование и снятие психических и психомоторных возбуждений и напряжений; профилактику и купирование тошноты и рвоты; промывание слизистых оболочек глаз; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих участков обмундирования; обработку пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах; проведение искусственной вентиляции легких и других медицинских мероприятий.

Область применения – весь спектр общевойсковых подразделений и подразделений ВДВ, ВВС, ВМФ и ВВ.

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

					СМАН.030.000.000.000 ПС			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Сумка фельдшера войсковая СФВ Паспорт	Лит.	Лист.	Листов.
Разработал	Таскин			30.08.20		A	2	58
Проверил	Куриной			30.08.20				
				30.08.20		ООО «Спецмедтехника»		
И	Утвердил	Миляев		30.08.20				

2 Технические данные

2.1 Масса сумки должна быть, кг, не более

СФВ (вариант 1)18,5

СФВ (вариант 2)19,0

СФВ (вариант 3)18,0

СФВ (вариант 4)17,5

2.2 Габаритные размеры сумки должны быть, мм, не более – 650 x 400 x 350.

3 Комплектность

Комплект поставки сумки первой помощи СПП имеет три варианта поставки, комплектация каждого варианта указана в таблице 1.

Таблица 1 Комплект поставки сумки первой помощи СПП

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Сумка фельдшера войсковая СФВ, вариант 1	СМАН.030.000.000.000	шт.	+	-	-	-
Сумка фельдшера войсковая СФВ, вариант 2	СМАН.030.000.000.000-01	шт.	-	+	-	-
Сумка фельдшера войсковая СФВ, вариант 3	СМАН.030.000.000.000-02	шт.	-	-	+	-
Сумка фельдшера войсковая СФВ, вариант 4	СМАН.030.000.000.000-03	шт.	-	-	-	+
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 шт. в упаковке (Латран, таблетки покрытые оболочкой, 4 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ондансетрон, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 4 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001889, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛС-002318, производства ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия	упак.	-	1	-	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

3

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Препарат Б-190 в таблетке, 10 штук в упаковке (Б-190 150 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № Р N002437/02, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	упак.	-	1	-	-
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 шт. в упаковке (Доксициклин, капсулы 100 мг, 10 шт. в упаковке)	РУ № Р N000801/01, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № П N010698, производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь РУ № ЛСР-006131/08, производства ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов», Россия РУ № ЛС-000756, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛС-000168, производства ООО «Озон», Россия	упак.	-	2 (1)*	-	-
(Доксициклин-Ферейн [®] , капсулы 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Ципрофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг, 10 шт. в упаковке) или (Ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин-ЛекТ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке)	РУ № Р N003693/01, производства ЗАО «Брынцалов-А», Россия РУ № Р N003190/01, производства ООО «Озон», Россия РУ ЛП-004999, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛП-001637, производства ОАО «ТХФЗ», Россия					

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

4

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке)	РУ № ЛС-001413, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛС-001800, производства ПАО «Биосинтез», Россия РУ № ЛС-000868, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь					
Тетрациклин мазь глазная (10 000 ЕД в 1 г), 10 г в тубе (Тетрациклин мазь глазная 1%, 10 г в тубе)	РУ № Р N003442/01, производства, АО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № ЛП-000920, производства АО «МПЗ», Россия Выпускается по лицензии 71/146/34, производства АО «Татхимфармпрепараты», Россия	упак.	-	2	-	-
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, 50 штук в упаковке (Феназепам 0,5 мг в таблетке, 50 штук в упаковке) или (Элзепам, таблетки 0,5 мг) или (Транквезипам, таблетки 0,5 мг) или (Фензитат, таблетки	РУ № Р N003672/01, производства АО «Валента Фарм», Россия РУ № ЛП-000853, производства ООО «Эллара», Россия РУ № Р N003747/02, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛСР-007073/08,	упак.	-	1	-	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

5

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
0,5 мг)	производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия					
Диазепам 0,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Сибазон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, по 2 мл в ампуле) или (Сибазон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, по 2 мл в ампуле)	РУ № Р N003867/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № Р N002572/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия	ампула	-	10	-	-
Калия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке (Калия йодид 125мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № Р N003432/01, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛСР-002519/07, производства АО «Медисорб», Россия	упак.	-	5	-	-
Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике (Пеликсим, раствор для внутримышечного введения, по 1 мл в шприц-тюбике)	РУ № Р N002890/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия	шт.	-	20	-	-
Ферроцин 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Ферроцин 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛСР-010485/08, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	упак.	-	1	-	-
Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80 г во флаконе (Средство дезинфицирующее - гель для рук	Свидетельство о гос. регистрации	флакон	2 *(8)	2 *(8)	2 *(8)	2 *(8)

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

6

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
дезинфицирующий торговой марки «Санитель») или (Средство косметическое для ухода за кожей рук: спрей торговой марки «Санитель», по 20 мл во флаконе *(количество флаконов указано в скобках)) или (Средство дезинфицирующее «Изисепт» («EasySept»), 100 мл во флаконе) или (Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Предез бесцветный» («Predes colorless»), 150 мл во флаконе) или (Средство дезинфицирующее «ЭКОБРИЗ антисептик», 100 мл во флаконе)	№ RU.77.99.02.001.E.0449 17.10.11, производства ООО «Бентус лаборатории», Россия ТУ 9158-014-70297148-2010 Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.88.002.E.0032 04.04.13, производства ООО «КилтоКлин», Россия Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.88.002.E.0448 70.10.11, производства ООО «КилтоКлин», Россия или «KiltoClean Oy», Финляндия Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.21.002.E.0019 62.02.11, производства ООО «Мир дезинфекции», Россия					
Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД (Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при	РУ № ФСП 2009/04274 производства ОАО «Оптимед», Россия	набор	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
открытом пневмото- раксе УД) или (Катетер-троакар 1 хо- довой – 2 шт. + Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см – 1 шт. + Набор для дренажа плевральной полости (мешок с дренажной трубкой) – 2 шт. + Гидроколлоидная по- вязка «Грануфлекс су- пертонкий»/Granuflex Extra Thin – 2 шт. + Скальпель хирургиче- ский стерильный одно- кратного применения – 2 шт.	РУ № ФСЗ 2012/12449 производства «Ковиден Ллс», США РУ № ФСЗ 2011/11376, производства «Редакс С.п.а.», Италия РУ № ФСР 2009/05363, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСР 2008/03212, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСЗ 2008/01645, производства ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Рес- публика Беларусь РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия РУ № ФСЗ 2011/10189, производства АО «Фо- ранс Эсти», Эстония РУ № ФСЗ 2008/01442, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР РУ № ФСЗ 2009/05402, производства «Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобри- тания РУ № ФСЗ 2007/00368, производства «Конва- Тек Инк.», США РУ № ФСЗ 2011/10590, производства «Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2007/01159 производства ЗАО «ПТП Киль», Россия РУ № ФСЗ 2012/12251 производства «Хуайинь Медикал Инструментс					

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

8

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
+ Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый изогнутый №2 длиной 160 мм – 1 шт.	Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2012/13462, производства ООО «Полимерные изделия», Россия РУ № РЗН 2017/5689, производства «Хуайинь Медикл Инструментс Ко., Лтд.», КНР РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08119, производства «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
+ Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый прямой №2 длиной 160 мм – 1 шт.	РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08119, производства «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
+ Чехол для инструмента – 1 шт.						
+ Чехол для укладок – 1 шт.)						
Укладка для коникото-		набор	1	1	1	1

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

9

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
мии УК (Укладка для коникотомии УК) или (Набор для минитрахеостомии с канюлей 4 мм – 2 шт + Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые – 4 шт. + Салфетки марлевые медицинские стерильные размер 16×14 см, в пачке 20 штук – 1 упаковка	РУ № ФСР 2009/04274 производства ОАО «Оптимед», Россия РУ № ФСЗ 2009/05211 производства «Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания РУ № ФСР 2009/05438 производства ООО «М.К.Асептика», Россия РУ № ФСЗ 2012/12455, производства «Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/04575, производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2007/01316 производства ООО «Эвтекс», Россия РУ № ФСР 2008/03789, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2015/2816, производства ООО «Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика», Россия РУ № РЗН 2015/2553, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия РУ № ФСР 2009/06096 производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2010/07469, производства АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», Россия РУ № РЗН 2015/2554, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия					

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
+ Чехол для укладки – 1 шт.)	РУ № ФСР 2012/13897, производства ООО «Производственная Медицинская Компания «Актив Медикал», Россия					
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный (Пакет перевязочный медицинский индивидуальный) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский, стерильный по ГОСТ 1179-93)	РУ № ФСР 2009/05126, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия РУ № ФСР 2008/03791, производства ООО «Ингакамф», Россия РУ № РЗН 2014/1814, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № РЗН 2014/1656, производства ООО ПКФ «Пионер», Россия РУ № ФСР 2010/07563, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия РУ № ФСР 2010/07910, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия	шт.	5	5	5	5
Ондансетрона 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Латран, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон, раствор для внутривенного и внутримышечного вве-	РУ № ЛС-001890, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛП-002624, производства АО «Биохимик», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

11

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
денция, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон-Ферейн раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон-ЛЭНС® раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл во флаконе)	РУ № ЛС-001020, производства ЗАО «Фарм-Фирма «Сотекс», Россия РУ № ЛП-003525, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N003200/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия РУ № Р N001877/01, производства ООО «ВЕРОФАРМ», Россия					
Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке (Лоперамид 2 мг в таблетке, 20 штук в упаковке) или (Лоперамид 2 мг в капсуле, 20 штук в упаковке)	РУ № Р N002105/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛС-000947, производства ООО «Фармакор продакшн», Россия РУ № ЛСР-004065/09, производства ЗАО «Биоком», Россия РУ № ЛС-000761, производства ООО «Производство медикаментов», Россия РУ № ЛС-001166, производства ЗАО «Биоком», Россия РУ № Р N001229/01, производства АО «Акрихин», Россия	упак.	1	1	1	-
Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке (Натрия хлорид Браун,	РУ № ЛС-001564, про-	упак.	4	4	4	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

12

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
раствор для инфузий 0,9% по 500 мл в полиэтиленовой бутылке) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл в полимерном контейнере из поливинилхлорида) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл в контейнере ПВХ или в пакете инфузионном или в контейнере полиолефиновом) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл во флаконе полиэтиленовом) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл во флаконе полипропиленовом с держателем)	изводства Б.Браун Мельзунген АГ, Германия РУ № Р N002491/01, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № Р N003758/01, производства ОАО «Фирма Медполимер», Россия РУ № Р N003832/01, производства ООО «Гематек», Россия РУ № ЛП-002485, производства ООО «Гротекс», Россия					
Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке (Нитроглицерин 500 мкг, таблетки подъязычные, 40 штук в упаковке) или (Нитроглицерин 0,5 мг таблетки подъязычные, 40 штук в упаковке) или (Нитроглицерин, таблетки сублингвальные 0,5 мг в таблетке, 40 штук в упаковке) или (Нитрокор® (нитро-	РУ № ЛС-000558, производства ООО «Фармамед», Россия РУ № Р N003675/01, производства АО «Медисорб», Россия РУ № ЛС-002532, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия РУ № Р N002152/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛС-001302, про-	упак.	1	1	1	-

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
глицерин) 0,5 мг таб-летки подъязычные, 40 штук в упаковке)	изводства ОАО «Фарм-стандарт-Лексредства», Россия					
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе (Йод раствор для наружного применения спиртовой 5% по 10 мл во флаконе)	РУ № ЛСР-006245/10, производства ООО «Гиппократ», Россия РУ № Р N002181/01-2003, производства ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия РУ № ЛСР-008849/10, производства ОАО «Флора Кавказа», Россия РУ № ЛП-000440, производства ОАО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия РУ № ЛП-002039, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № ЛС-000100, производства ОАО «Самарамедпром», Россия РУ № ЛС-001376, производства АО «ПФК «Обновление», Россия	флакон	4	4	4	-
Преднизолона 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Преднизолон 30 мг/мл раствор для внутривенного и внутримышечного введения по 1 мл в ампуле) или (Преднизол 30 мг/мл раствор для внутривенного и внутримышечного введения по 1 мл в ампулах) или (Преднизолон Эльфа	РУ № П N014592/02, производства М.Дж.Биофарм Пвт. Лтд., Индия РУ № П N013091/01, производства Аджио Фармацевтикалз Лтд, Индия РУ № ЛС-000078, про-	ампула	10	10	10	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

14

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
30 мг/мл раствор для внутривенного и внутримышечного введения по 1 мл в ампуле)	изводства Индус Фарма Пвт.Лтд, Индия					
Лидокаина 2% раствор во флаконе (Лидокаин 2%, капли глазные по 5 мл во флакон-капельнице или тубик-капельнице) или (Лидокаин 2%, капли глазные по 5 мл во флаконе) или (Ципрофлоксацин-АКОС капли глазные 0.3%, флакон-капельница или флакон с насадкой-дозатором по 5 мл) или (Ципрофлоксацин капли глазные 0.3%, тубик-капельница по 5 мл) или (Ципрофлоксацин-СОЛОфарм капли глазные и ушные 0.3%, флакон-капельница по 5 мл)	РУ № Р N002582/02, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия РУ № Р N000439/01, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № Р N001587/02, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № ЛСР-002480/10, производства АО «ПФК Обновление», Россия РУ № ЛП-003726, производства ООО «Гротекс», Россия	флак.	1	1	1	-
Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Ацетилсалициловая кислота 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ацетилсалициловая кислота Авексима, 500 мг в таблетке, 10 штук	РУ № Р N001715/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № П N016154/01, производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь РУ № ЛСР-008701/10, производства ООО «Авексима Сибирь»,	упак.	5	5	5	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

15

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
в упаковке) или (Ацетилсалициловая кислота-УБФ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ацетилсалициловая кислота-ЛекТ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	Россия РУ № Р N002248/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия РУ № ЛП-001459, производства ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия					
Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Анальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл, по 2 мл в ампуле)	РУ № Р N001051/02, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия РУ № Р N001074/02, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № ЛСР-000102/08 производства ООО «Самсон-Мед», Россия РУ № Р N001414/01, производства Федеральное казённое предприятие «Армавирская биологическая фабрика», Россия РУ № ЛСР-002942/10, производства ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», Республика Армения РУ № ЛП-003777, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N001286/02, производства ПАО «Биосинтез», Россия	ампула	20	20	20	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

16

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Парацетамол 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Парацетамол 0,5 г в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Парацетамол Авексима 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Парацетамол-УБФ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001364, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия РУ № ЛСР-004786/07, производства, ЗАО «ПФК «Обновление», Россия РУ № ЛСР-000271/08, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № Р N002697/01, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко», Россия РУ № ЛС-001990, производства ОАО «Органика», Россия РУ № ЛСР-001927/08, производства ООО «Авексима Сибирь», Россия РУ № Р N002526/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия	упак.	5	5	5	-
Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Аминазин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл, по 2 мл в ампуле) или («Галоперидол-Ферейн®», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	РУ № Р N000302/01, производства АО «Валента Фармацевтика», Россия РУ № Р N002933/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

17

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Галоперидол, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл, по 1 мл в ампуле) или (Трифтазин, раствор для внутримышечного введения, 2 мг/мл, по 1 мл в ампуле) или (Трифтазин, раствор для внутримышечного введения, 2 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	РУ № ЛП-002603, производства ООО «Озон», Россия РУ № Р N001406/01, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия РУ № Р N002757/01-2003, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия					
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке (Кофеин-бензоат натрия таблетки 100 мг, 6 штук в упаковке) или (Кофеина-бензоата натрия таблетки 100 мг, по 6 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001544 производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № 70/729/44, производства ОАО «Усолъе-Сибирский химфармзавод», Россия	упак.	3 (2)***	3 (2)***	3 (2)***	-
Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке (Димедрол 50 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (ДИМЕДРОЛ АВЕКСИМА 50 мг в	РУ № ЛС-000387, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛС-000521, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛП-002932, производства ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов», Россия РУ № ЛСР-003090/08, производства ООО	упак.	1	1	1	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

18

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
таблетке, 10 штук в упаковке) или (Димедрол-УБФ 50 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	«Авексима Сибирь», Россия РУ № Р N002049/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия					
Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Димедрол, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	РУ № Р N003993/01, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия РУ № ЛС-001412, производства ОАО «Биосинтез», Россия РУ № ЛС-000034, производства ОАО «Новосибхимфарм», Россия РУ № ЛС-000522, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛС-000785, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № Р N003089/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛП-001967, производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь	ампула	10	10	10	-
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе) или (Сульфацил натрия-ДИА, капли глазные 20%, по 5 мл во фла-	РУ № ЛСР-001756/09, производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия РУ № Р N001943/01-2002, производства ЗАО «Диафарм», Россия	флакон	4	4	4	-

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
коне или флаконе-капельнице пластиковой) или (Сульфацил-натрий, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице или тубик-капельнице) или (Сульфацил натрия - СОЛОфарм, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице или флаконе) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20% по 5 мл в тубик-капельнице полимерной или флакон-капельнице) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице) или (Сульфацил натрия (Альбуцид), капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице) или (Сульфацил натрия, капли глазные 20%, по 5 мл в тубик-капельнице)	РУ № П N015331/01, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛП-003483, производства ООО «ЮжФарм», Россия РУ № ЛП-003062, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N001084/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия РУ № ЛП-004276, производства ООО «Славянская аптека», Россия РУ № ЛП-004611, производства ЗАО «ЛЕККО», Россия РУ № ЛС-001909, производства АО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Россия					
Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (Унитиол раствор для внутримышечного и подкожного введения 50 мг/мл по 5 мл в ампуле)	РУ № Р N002953/01, производства ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. П.А. Семашко», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

20

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Унитиол-Бинергия раствор для внутри- мышечного и подкож- ного введения 50 мг/мл по 5 мл в ампуле) или (Унитиол-Ферейн® раствор для внутри- мышечного и подкож- ного введения 5% по 5 мл в ампуле)	РУ № ЛП-002849, про- изводства ОАО «Ново- сибхимфарм», Россия РУ № ЛП-002147, про- изводства ОАО «Ере- ванская химико- фармацевтическая фирма», Республика Армения РУ № ЛП-003756, про- изводства ООО «Элла- ра», Россия РУ № ЛП-001672, про- изводства ФКП «Арма- вирская биофабрика», Россия РУ № Р N002691/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия					
Натрия тиосульфата 30% раствор для инъ- екций по 10 мл в ампу- ле (Натрия тиосульфат 300 мг/мл раствор для внутривенного введе- ния по 10 мл в ампуле)	РУ № Р N002800/01, производства АО «Но- восибхимфарм», Россия РУ № ЛС-002498, про- изводства ОАО «Мос- ковское производ- ственное химико- фармацевтическое объ- единение им. Н.А. Се- машко», Россия РУ № ЛСР-000866/10, производства АО «Биннофарм», Россия РУ № ЛСР-005204/09, производства ОАО НПК «ЭСКОМ», Рос- сия РУ № ЛП-004638, про- изводства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

21

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см (Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размер 7 м×14 см)	РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия или РУ № ФСР 2010/09194, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия РУ № ФСР 2012/12990, производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № ФСР 2007/01006, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия	шт.	15	15	15	15
или (Бинт марлевый медицинский стерильный «Амелия», размер 7 м×14 см)						
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см (Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размер 5 м×10 см)	РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия или РУ № ФСР 2010/09194, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия РУ № ФСР 2012/12990,	шт.	15	15	15	15

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Бинт марлевый медицинский стерильный «Амелия», размер 5 м×10 см)	производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № ФСР 2007/01006, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия					
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы) (Бинт эластичный трубчатый медицинский БЭТМ-ЛПП по ТУ 9393-001-54506476-2011, № 7 для фиксации повязок на голове, груди, тазе и животе взрослых) или (Бинт медицинский эластичный сетчатотрубчатый фиксирующий по ТУ 9393-027-42965160-2005, №7) или (Бинт медицинский эластичный сетчатотрубчатый фиксирующий по ТУ 9393-005-72041950-2011, №7 для фиксации перевязочных средств в области груди, живота и верхней части бедра взрослых)	РУ № ФСР 2011/11826, ООО «ЛПП ФАРМ», Россия РУ № ФСР 2010/07995, производства ООО «ТД «АППОЛО», Россия РУ № ФСР 2011/11509, производства ООО «АЛЬМЕД», Россия	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
Вата медицинская гиг-		кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
роскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная, хлопковая или хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая (100% ХВ) стерильная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная по ГОСТ 5556-81 в рулоне или в виде зигзагообразной ленты)	РУ № ФСР 2010/08600, производства ООО «СибирьФарм», Россия РУ № ФСР 2009/06567, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2008/03793, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № ФСР 2011/12372, производства ООО ПКФ «Развитие», Россия					
Косынка медицинская перевязочная 155x80 см (треугольная) (Повязка косыночная ПКб) или (Повязка из эластичного полотна косыночного типа для фиксации предплечья К-Триомид по ТУ 9396-003-48508104-01) или (Повязка разгружающая для верхней конечности «косынка» (правая, левая) ПВК по ТУ 9396-013-32449888-	РУ № ФСР 2010/08612, производства ООО ППИЦ «Омнимед», Россия РУ № ФСР 2011/10261, производства ООО «Интерлин», Россия РУ №ФСР 2010/09737, производства ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ОГОНЕК»,	шт.	5	5	5	5

Наименование	Обозначение документа	Ед: изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
2002) или (Разгружающая повязка для верхней конечности «Косынка» ПР-01 по ТУ 9396-012-03151403-2009) или (Косынка фиксации верхних конечностей «КФК-Медтехника» по ТУ 9398-024-27418804-2008: «КФК-01-Медтехника» или «КФК-02-Медтехника» или «КФК-03-Медтехника»)	Россия РУ № ФСР 2009/05927, производства ФГУП «Ростовское ПрОП» Минздравсоцразвития России», Россия РУ № ФСР 2010/06948, производства ЗАО «Медтехника», Россия					
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см (Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» по ТУ 9393-010-45961725-2010) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный Medrull длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, размеры, см: 5x500, на тканой основе, хлопковый, гипоаллергенный или на тканой основе, хлопковый водонепроницае-	РУ № ФСР 2009/05363, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСР 2008/03212, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСЗ 2008/01645, производства ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия РУ № ФСЗ 2011/10189, производства АО «Форанс Эсти», Эстония РУ № ФСЗ 2008/01442, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР	шт.	1	1	1	1

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

25

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
слоиные) - по 10 шт. или 20 шт. в комплекте)	ния «Актив Медикал», Россия					
Салфетки антисептические стерильные спиртовые (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные, размером 56x65 мм) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ)	РУ № ФСР 2009/05438, производства ООО «М.К.Асептика», Россия РУ № ФСЗ 2012/12455, производства «Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/04575, производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай	шт.	100	100	100	100
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0 x 24,0 см в упаковке (Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное по ТУ 21.20.24-002-18152288-2015 «ЛИКОЗОЛЬ®-СП» в индивидуальной упаковке (пакеты-саше) с салфетками (24 x 24) см) или (Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное	РУ № ФСР 2010/08888, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № РЗН 2020/9586, производства ООО «ПРОФИТ ФАРМ», Россия	упак.	5	5	5	5

Наименование	Обозначение документа	Ед: изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ЛИОКСАЗИН® ПФ по ТУ 21.20.24-001- 18833344-2018 в инди- видуальной упаковке (пакеты-саше) с сал- фетками (24 x 24) см)						
Средство перевязочное гемостатическое «Ге- мостоп», стерильное (на основе производ- ных цеолитов), 50 г в упаковке (Средство перевязоч- ное гемостатическое «ГЕМОСТОП™», сте- рильное по ТУ 9393- 001-18152288-2009) или (Средство перевязоч- ное гемостатическое «ГЕМОСПАС М» сте- рильное по ТУ 9393- 002-40086098-2015) или (Средство перевязоч- ное гемостатическое «ГЕМОСПАС» сте- рильное по ТУ 9393- 001-40086098-2015)	РУ № ФСР 2010/07420, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № РЗН 2017/6201, производства ООО «МДК Медика», Россия РУ № РЗН 2016/4680, производства ООО «МДК Медика», Россия	упак.	5	5	-	5
Булавки безопасные		шт.	20	20	20	20
Клеенка подкладная медицинская (Клеенка подкладная резинотканевая по ГОСТ 3251-91) или (Клеенка подкладная резинотканевая вид А) или (Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Витал- фарм» по ТУ 9464-012- 50887801-2008: 1,0x1,40 или 2,0x1,40) или	РУ № ФСР 2010/09779 производства ОАО «Уфимский завод эла- стомерных материалов, изделий и конструк- ций», Россия или РУ № ФСЗ 2008/01236 производства ООО «Киевгума», Украина РУ № ФСР 2008/03468 производства ЗАО «Виталфарм», Россия	м	2	2	2	2

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» по ТУ 9464-007-96625236-2014: марка 1: 1 м x 1,4 м или 2 м x 1,4 м) или (Клеенка подкладная поливинилхлоридная по ТУ 9398-230-05790484-2011) или (Клеенка подкладная резиноканевая по ГОСТ 3251-91 вида А - на основе хлопчатобумажных тканей)	РУ № РЗН 2015/2962, производства ООО «КОЛОРИТ», Россия РУ № РЗН 2014/1769, производства ОАО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож», Россия РУ № ФСР 2010/07290, производства ЗАО «Ярославль-Резинотехника», Россия					
Щетка медицинская для рук	ГОСТ 28638-90	шт.	1	1	1	1
Перчатки анатомические не менее № 8 (Перчатки медицинские хирургические нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008 не менее №8) или (Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные не менее №8 по ТУ 9398-001-53733748-2008) или (Перчатки анатомические латексные «АЗРИ» по ТУ 2514-066-00149498-98 типов размеров №8 или 9 или 10) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные №8-9 (L))	РУ № ФСР 2008/03089, производства ООО «Ардейл-Импекс», Россия РУ № ФСР 2008/03090, производства ООО «Ардейл-Импекс», Россия РУ № ФСР 2008/03493, производства АО «АЗРИ», Россия РУ № ФСЗ 2009/05130 производства «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия	пара	10	10	10	10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые опудренные или неопудренные или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera и Витамином Е или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудренные с уровнем pH 5,5 или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые опудренные с зеленой мятой или Перчатки диагностические Blossom нитриловые нестерильные одноразовые неопудренные или опудренные или Перчатки диагностические Blossom нитриловые нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera или Перчатки диагностические Blossom виниловые нестерильные одноразовые опудренные или неопудренные или Перчатки диагностические Blossom виниловые нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera) или	РУ № ФСЗ 2009/05620, производства «ТЖ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия					

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Перчатки диагностические Santex латексные опудренные или Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные или Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные или Перчатки диагностические Comfort PF латексные текстурированные неопудренные или Перчатки диагностические Comfort Blue латексные текстурированные неопудренные или Перчатки диагностические Dermagel латексные текстурированные с внутренним синтетическим покрытием или Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные или Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием или Перчатки диагностические Texident Mint латексные текстурированные с запахом мяты или Перчатки диагностические Ambulance PF латексные повышенной прочности или Перчатки диагностические Nitrylex PF нитриловые неопудренные или Перчатки диагностические Nitrylex PF Chemo нитриловые неопудренные или Перчатки диагностические Nitrylex PF Protect нитриловые неопудренные)	РУ № ФСЗ 2012/13339, производства «МЕРКАТОР МЕДИКАЛ Лтд.», Таиланд					

Изм.	Лист	№ докум.	110дш.	Дата

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

31

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные или Перчатки диагностические Vinylex Blue виниловые) или (Перчатки латексные хирургические нестерильные или Перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные или Перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные или Перчатки синтетические хирургические нестерильные)	РУ № ФСЗ 2010/07368, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия					
Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильное) (Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное ПК-21-01-«Синтез» по ТУ 9398-059-00480201-2003) или (Система для переливания компонентов крови (трансфузии) «Сангофикс» (Sangofix)) или (Устройство однократного применения для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов) или (Устройство для пере-	РУ № ФСР 2007/00944, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № ФСЗ 2007/00009, производства «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия РУ № ФСЗ 2012/12357, производства «Хуайань Сити Хэнчунь Медикэл Продакт Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2011/11551,	КОМПЛ.	8	8	8	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

32

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 по ТУ 9398-011-70440344-2006) или (Устройство полимерное для переливания крови и компонентов крови из контейнеров полимерных однократного применения, стерильное ПК 22-02-"Синтез" по ТУ 9398-059-00480201-2003) или (Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКм-"Синтез" по ТУ 9398-104-00480201-2009) или (Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07 по ТУ 9398-032-00480201-2003) или (Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения, стерильное ПК 23-02	производства ООО «Виробан», Россия РУ № ФСР 2007/00943, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ № ФСР 2009/05913, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ № ФСР 2008/03893, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ № ФСР 2007/01534, производства ЗАО «Юниверс», Россия					

Изм.	Лист	№ докум.	Июль	Дата

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

33

Наименование	Обозначение документа	Ед: изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
"Юниверс-МТ" по ТУ 9398-058-17121966-2007) или (Устройство для пере- ливания крови, крове- заменителей и инфузи- онных растворов ПК 23-01 с микрофилтром по ТУ 9398-020- 17121966-2007)	РУ № ФСР 2007/01384, производства ЗАО «Научно- производственное предприятие «ИНТЕРОКО», Россия					
Шприц инъекционный однократного приме- нения стерильный вме- стимостью 2 мл в ком- плекте с иглой (Шприц одноразовый стерильный объемом 2 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционный одно- кратного применения объемом 2мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного приме- нения двухдетальный 2А «Луер» в комплекте с иглой инъекционной 0,6х25, стерильный по ТУ 9398-002-96667022- 2009) или (Шприц инъекционный однократного приме- нения двухдетальный 2А «Луер» вместимо- стью 2см3, стерильный по ТУ 9398-001- 25597097-2005)	РУ № ФСЗ 2009/03552 производства «Тянь- жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай или РУ № ФСЗ 2009/03803 производства «Уси Юйшоу Медикал Эпла- енсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521 производства ООО «МедПромБобени», Россия РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия	шт.	10	10	10	10
Шприц инъекционный однократного приме- нения стерильный вме- стимостью 5 мл в ком- плекте с иглой (Шприц одноразовый	РУ № ФСЗ 2009/03552,	шт.	10	10	10	10

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

34

Наименование	Обозначение документа	Ед: изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
стерильный объемом 5 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционный однократного применения объемом 5 мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,7х38 или 0,8х38 или 0,8х40, стерильный по ТУ 9398-002-96667022-2009) или (Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, двухдетальный или трехдетальный 5А или 5Б «Луер» вместимостью 5см3 по ТУ 9398-001-25597097-2005)	производства «Тянь-жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/03803, производства «Уси Юйшоу Медикал Эплаенсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521, производства ООО «МедПромБобени», Россия РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия					
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 10 мл в комплекте с иглой (Шприц одноразовый стерильный объемом 10 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционные однократного применения объемом 10мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,7х38 или 0,8х38 или 0,8х40, стерильный	РУ № ФСЗ 2009/03552, производства «Тянь-жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/03803, производства «Уси Юйшоу Медикал Эплаенсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521, производства ООО «МедПромБобени», Россия	шт.	10	10	10	10

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

35

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
по ТУ 9398-002-96667022-2009) или (Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, двухдетальный или трехдетальный 10А или 10Б «Луер» вместимостью 10см3 по ТУ 9398-001-25597097-2005)	РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия					
Жгут кровоостанавливающий резиновый (Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007)	РУ № ФСР 2007/00032, производства ОАО «Объединение Альфапластик», Россия	шт.	2	2	2	2
Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм) (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм)) или (Инструменты зажимные медицинские по ТУ 9435-105-07610776-2007: зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1) или (Инструменты зажимные медицинские "МИЗ-В" по ТУ 9435-105-07610776-2007: зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1) или (Инструменты много-	РУ № ФСР 2010/08119, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2011/11812, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2007/00268,	шт.	2	2	2	2

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

36

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
поверхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 (З-68))	производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм (Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках: Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм) или (Инструменты режущие по ТУ 9433-295-07610776-2011: Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длиной 170мм Нтви – «МИЗ-В»)	РУ № ФСР 2010/07370, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Пакистан РУ № ФСР 2011/12845, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия	шт.	1	1	1	1
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм) или (Инструменты хирургические в наборах и	РУ № ФСР 2010/08119, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Паки-	шт.	1	1	1	1

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

37

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
отдельных упаковках: Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм) или (Инструменты медицинские зажимные: SL-015-123 THUMB FORCEPS 16 см Пинцет анатомический 16 см) или (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Пинцет анатомический 150x1,5 ПАВ-«МИЗ-В» (П-59) или Пинцет анатомический с атравматической нарезкой 150x2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-78) или Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150x0,6 (П-88) или Пинцет анатомический общего назначения нагартонный холодной штамповкой 150x2,5 ПАи-«МИЗ-В» (П-97) или Пинцет анатомический общего назначения 150x2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-215))	стан РУ № РЗН 2013/1351, производства «Санлайк Индастриз», Пакистан РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
Роторасширитель с кремальерой большой (Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Роторасширитель с кремальерой большой) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках: Роторасширитель с кремальерой большой)	РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Пакистан	шт.	1	1	1	1

Изм.	Лист	№ докум.	11011.	Дата	

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

38

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Инструменты медицинские оттесняющие: Роторасширитель с кремальерой) или (Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-293-07610776-2010: Роторасширитель с кремальерой большой)	РУ № ФСЗ 2011/11207, производства «Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ», Германия РУ № ФСР 2011/10303, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
Скальпель брюшистый средний (Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: Скальпель брюшистый средний) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках: Скальпель брюшистый средний) или (Инструменты режущие по ТУ 9433-295-07610776-2011: Скальпель брюшистый средний СБ 150х40) или (Инструменты медицинские хирургические режущие: Скальпель брюшистый, радиусный, средний)	РУ № ФСР 2010/07370, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Пакистан РУ № ФСР 2011/12845, производства ОАО «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСЗ 2008/02888, производства «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан	шт.	1	1	1	1
Шпатель для языка прямой плоский двусторонний (Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Шпатель для языка металлический двусторонний прямой «МИЗ-Тумботино»)	РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия	шт.	1	1	1	1

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

39

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Шпатель двусторонний для оттеснения языка при осмотре глотки, прямой, длиной 180 мм – «М-МИЗ» по ТУ 9434-081-07613473-2007) или (Инструменты медицинские хирургические оттесняющие: Шпатель для языка, прямой 200мм)	РУ № ФСР 2008/03646, производства ОАО «Можайский медико-инструментальный завод», Россия РУ № ФСЗ 2008/02886, производства «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан					
Языкодержатель для взрослых (Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Языкодержатель для взрослых) или (Языкодержатель для взрослых по ТУ 9434-057-07610776-01) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках: Языкодержатель для взрослых)	РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2011/12101, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Пакистан	шт.	1	1	1	1
Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1001 PVC или ENT-1003 PVC или ENT-1005 PVC) или (Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1015)	РУ № ФСЗ 2008/01783, производства Enter Medical Corporation, Тайвань РУ № ФСЗ 2008/01782, производства Enter Medical Corporation, Тайвань	КОМПЛ.	1	1	1	1

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

40

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
SILICONE или ENT-1022 SILICONE или ENT-1024 SILICONE) или (Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В по ТУ 9444-003-52777873-2007) или (Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой ДП-11 по 9В2.933.226ТУ) или (Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи АДР-1200 или АДР-1500/500 по ТУ 9444-169-17493159-2002) или (Мешок Амбу ручной многоразовый)	РУ № ФСР 2007/00439, производства ООО «Медплант», Россия РУ № ФСР 2009/04397, производства АО «КАМПО», Россия РУ № ФСР 2010/08608, производства ООО «МИТК-М», Россия РУ № ФСЗ 2012/12924, производства «Пласти-Мед», Турция					
Воздуховод ротовой №2 (Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012: Воздуховод полимерный №2)	РУ № ФСР 2011/10719, производства ООО «Полимерные изделия», Россия	шт.	2	2	2	2
Прибор для измерения артериального давления (тонометр) (Измеритель артериального давления мембранный общего применения ИАДМ-ОП-1-01-«УМД») или (Прибор для измерения артериального давления LD с принадлежностями LD-60 или LD-61 или LD-70 или LD-70NR или LD-71 или LD-71A или LD-80)	РУ № ФСР 2007/01550, производства ООО МФ «МИКСТ-И», Россия РУ № ФСЗ 2012/11653, производства «Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.» Сингапур	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или LD-80 Silver или LD-81 или LD-90 или LD-91 или LD-100) или (Прибор для измерения артериального давления, модели: UA-100 или UA-200 с принадлежностями) или (Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 или CS Medica CS-106 или CS Medica CS-107 в комплекте) или (Прибор для измерения артериального давления механический APREXMED AT-10 или AT-11 или AT-12 или AT-13 или AT-20 или AT-21 или AT-22 или AT-30 или AT-31 или AT-41) или (Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007) или (Измеритель артериального давления механический ИАДМ – «ТРИВЕС-ПЧЗ-М» по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями) или (Измерители артериального давления серии ИАД-01-1 – «Адьютор» или ИАД-01-1А – «Адьютор» или ИАД-01-1Э – «Адъ-	РУ № РЗН 2016/3556, производства «ЭЙ энд Ди Компани Лимитед», Япония РУ № ФСЗ 2009/04070 или ФСЗ 2009/04071 или ФСЗ 2009/04076, производства «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай РУ № РЗН 2016/3877, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды РУ № ФСР 2008/01763, производства ООО «МЕДТЕХНИКА», Россия РУ № ФСР 2010/08666, производства ООО «Тривес», Россия РУ № РЗН 2015/3206, производства ООО «Адьютор», Россия					

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

42

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ютор» или ИАД-01-1Д – «Адьютор» или ИАД-01-2А – «Адьютор» или ИАД-01-2В – «Адьютор» или ИАД-01-1К – «Адьютор» «Коротков»® или ИАД-01-2К – «Адьютор» «Коротков»® по ТУ 9441-003-58286981-2014)						
Стетофонендоскоп (Стетоскоп Раппопорта) или (Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 9442-001-58286981-2014: СФ-01- «Адьютор» или СФ-02- «Адьютор» или СФ-03- «Адьютор») или (Стетоскоп LD с принадлежностями LD Prof-Plus или LD Prof-I или LD Prof-II или LD Prof-III или LD Prof-IV или LD Focus или LD Cardio или LD Medic или LD Special (длина трубок 56 см или 72 см) или LD SteTime) или (Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 или CS Medica CS-421 в комплекте) или (Стетоскоп APEXMED AS-11 или AS-12 или AS-21 или AS-22 или AS-31 или AS-31N или AS-32 или AS-42 или AS-50 или AS-50E или AS-51 или AS-51E или	РУ № МЗ РФ №2003/1437, производства Apexmed International B.V., Нидерланды, Китай РУ № РЗН 2014/1813, производства ЗАО «АДЬЮТОР», Россия РУ № ФСЗ 2008/01941, производства «Шанхай Литл Доктор Электроник Ко., Лтд.» КНР РУ № ФСЗ 2009/04073 или ФСЗ 2009/04072, производства «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай РУ № РЗН 2016/3876, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды	шт.	1	1	1	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

43

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
AS-61 DELUXE или AS-62 DELUXE или AS-63 DELUXE)						
Термометр медицин- ский (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный по ГОСТ 302-79) или (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный ртутный по ТУ 9441-033- 31881402-2008) или (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный «Первый ответ») или (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный ЭкА (нер- тутный) по ТУ 9441- 034-31881402-2011) или (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный «Первый ответ» «First Reply») или (Термометр медицин- ский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»)	РУ № ФСР 2007/01546 производства ОАО «Термоприбор», Россия РУ № ФСР 2009/04500, производства ОАО «Термоприбор», Россия РУ № РЗН 2013/828, производства «Вукси Медикал Инструмент Фактори», Китай РУ № ФСР 2012/13429, производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия РУ № ФСЗ 2012/13161, производства «Донг-е Е-жиао Е-Хуа Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай РУ № ФСЗ 2012/12362, производства «Джо- ушан Тонгсин Инстру- ментс Ко., Лтд.», Китай	шт.	2	2	2	2
Нож складной с изо- гнутом лезвием		шт.	1	1	1	1
Блокнот		шт.	1	1	1	1
Карандаш		шт.	2	2	2	2
Мыльница с крышкой		шт.	1	1	1	1
Паспорт	СМАН.030.000.000.000 ПС	шт.	1	1	1	1
Инструкция памятка по использованию сумки СФВ		шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Чехол для инструментов	СМАН.020.038.000.000	шт.	1	1	1	1
Чехол для сумки СФВ	СМАН.014.006.000.000	шт.	1	1	1	1
Транспортная тара **	СМАН.024.008.000.000	шт.	1	1	1	1
Примечания - 1 * - при поставке 20 шт. в упаковке, поставляется 1 упаковка; 2 ** - транспортная тара на 3 шт. сумок; 3 *** - при поставке 10 шт. в упаковке, поставляется 2 упаковки						

4 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Назначение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), входящих в состав сумок СФВ, согласно таблице 2.

Таблица 2 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 шт. в упаковке	Предназначен для профилактики первичной реакции при угрозе облучения или же сразу после него, а также при появлении тошноты в результате контузии или травмы
Препарат Б-190 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для защиты от воздействия проникающей радиации
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 шт. в упаковке	Предназначен для профилактики раневой инфекции и поражений БС
Тетрациклин мазь глазная (10 000 ЕД в 1 г), 10 г в тубе	Предназначена для лечения инфекционных заболеваний глаз
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, 50 штук в упаковке	Предназначен для купирования невротических, неврозоподобных, психопатических и психопатоподобных состояний, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, напряженностью
Диазепам 0,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для устранения эмоционального напряжения, подавления чувства тревоги, страха, беспокойства
Калия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для профилактики поражения щитовидной железы радиоактивными изотопами йода

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	Предназначен для лечения отравления ФОВ
Ферроцин 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для оказания помощи при отравлении таллием, инкорпорации радиоактивного цезия и рубидия
Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80 г во флаконе	Предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук
Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД	Предназначена для устранения напряженного и открытого пневмоторакса
Укладка для коникотомии УК	Предназначена для устранения всех видов асфиксии
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	Предназначен для наложения первичной асептической повязки на рану или ожоговую поверхность, временной остановки наружного кровотечения, устранения открытого пневмоторакса
Ондансетрона 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для купирования рвоты, развившейся в результате контузии, травмы или радиоактивного облучения
Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке	Предназначен для симптоматического лечения острой и хронической диареи, возникшей в результате поражений БС, инфекционных заболеваний, лучевого поражения, а также нарушения режима питания
Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке	Предназначен для восполнения больших потерь жидкости в организме, возникающих в результате диареи, неукротимой рвоты, обширных ожогов (с сильной экссудацией), промывания ран, глаз, полости носа, увлажнения перевязочного материала
Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке	Предназначен для купирования и профилактики приступов стенокардии
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	Предназначен для обработки окружности раны и профилактики развития раневой инфекции
Преднизолон 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для лечения шока, аллергических и воспалительных реакций

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Лидокаина 2% раствор во флаконе	Предназначен для местной анестезии в офтальмологии при проведении контактных методов исследования (тонометрия, гониоскопия, диагностический соскоб роговицы) при кратковременных оперативных вмешательствах на роговице и конъюнктиве (в том числе извлечение инородного тела, шовного материала из роговицы или конъюнктивы при подготовке к офтальмологическим операциям).
Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначена для снятия воспаления, снижения повышенной температуры тела при лихорадке, уменьшения болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности
Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности, снижения повышенной температуры тела
Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для устранения тревоги и беспокойства, понижения двигательной активности
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке	Предназначен для стимуляции психической деятельности, повышения умственной и физической работоспособности, стимуляции дыхания и сердечной деятельности
Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для купирования аллергических реакций
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе	Предназначен для профилактики и лечения инфекционных поражений глаз
Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	Предназначен для лечения острых отравлений люизитом, соединениями мышьяка, свинца, ртути, хрома, висмута, меди и др.
Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	Предназначен для лечения острых отравлений синильной кислотой и ипритами

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы)	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке	Предназначена для тампонирования ран, изготовления ватно-марлевых повязок, ватных шариков, турунд
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	Предназначена для удержания перевязочного материала или для фиксации поврежденной конечности
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см	Предназначен для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших повреждений кожи
Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 16×14см, в пачке 10 штук (малые)	Предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды
Салфетки антисептические стерильные спиртовые	Предназначены для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства, а также обработки неповрежденной кожи
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0 х 24,0 см в упаковке	Предназначено для обработки кожи при радиационных или термических ожогах (поражениях), укусах насекомых
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп», стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	Предназначено для остановки интенсивного, в том числе артериального наружного кровотечения.

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Булавки безопасные	Предназначены для застегивания (прикалывания) перевязочных средств или перевязочного материала в целях фиксации
Клеенка подкладная медицинская	Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала
Щетка медицинская для рук	Предназначена для мытья рук
Перчатки анатомические не менее № 8	Предназначены для защиты кожи рук при работе в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии, а также при вмешательствах связанных с риском инфицирования.
Устройство для переливания крови, кровезаместителей и инфузионных растворов (стерильное)	Предназначено для переливания крови и ее компонентов из полимерных контейнеров
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 5 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 10 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Жгут кровоостанавливающий резиновый	Предназначен для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей
Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм)	Предназначен для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм	Предназначены для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения.
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм	Предназначен для захватывания перевязочных средств и материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров без апотактильного (касания раны руками) удаления обрывков одежды, других инородных тел из раны.
Роторасширитель с кремальерой большой	Предназначен для разведения челюстей и принудительного удержания рта в открытом состоянии при проведении осмотра и лечения
Скальпель брюшистый средний	Предназначен для рассечения тканей, повязок

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Шпатель для языка прямой плоский двусторонний	Предназначен для оттеснения языка ко дну полости рта при осмотре
Языкодержатель для взрослых	Предназначен для захватывания, вытягивания и удерживания языка
Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких	Предназначено для проведения ИВЛ ручным способом при оказании помощи в полевых (стационарных) условиях
Воздуховод ротовой №2	Предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей, а также, как соединители для кислородной и аэрозольной увлажняющей терапии
Прибор для измерения артериального давления (тонометр)	Предназначен для измерения и регистрации артериального давления
Стетофонендоскоп	Предназначен для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в организме человека
Термометр медицинский	Предназначен для измерения температуры тела

5 Применение лекарственных средств и медицинских изделий

Применение лекарственных средств и медицинских изделий согласно инструкциям на эти ЛС и МИ, которые являются неотъемлемой частью поставки данных товаров.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев с момента продажи.

Примечание – Гарантийные сроки покупных изделий в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

52

7 Свидетельство о консервации

Сумка фельдшера войсковая СФВ, заводской номер _____, подвергнута консервации на предприятии-изготовителе ООО "Спецмедтехника" согласно требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010.

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты в соответствии с условиями хранения 1, по ГОСТ 15150-69 – три года, но при температурах:

- сумка фельдшера войсковая СФВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 °С до плюс 25 °С;

- сумка фельдшера войсковая СФВ (вариант 2) – от плюс 5 °С до плюс 15 °С;

- сумка фельдшера войсковая СФВ (вариант 4) – от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Консервацию произвел _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после консервации принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СМАН.025.000.000.000 ПС

Лист

53

8 Свидетельство об упаковывании

Сумка фельдшера войсковая СФВ, заводской номер _____,
упакована на предприятии-изготовителе ООО "Спецмедтехника" согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после упаковывания принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9 Свидетельство о приемке

Сумка фельдшера войсковая СФВ, заводской номер _____, соответствует требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010 и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие опломбировано пломбой предприятия-изготовителя и пломбой представителя заказчика

10 Утилизация

10.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.2 Чехлы сумок, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.3 Лекарственные средства утилизируют в соответствии с инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, принятой Приказом Минздрава России №382 от 15.12.2002.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование сумок СФВ в транспортной таре может осуществляться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

11.2 Условия транспортирования сумок СФВ крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150, за исключением температуры.

Температура транспортирования сумок СФВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 до плюс 25 °С;

Температура транспортирования сумок СФВ (вариант 2) – от плюс 5 до плюс 15 °С.

Температура транспортирования сумок СФВ (вариант 4) – от плюс 5 до плюс 40 °С.

11.3 Сумки должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию, за исключением температуры.

Температура хранения сумок СФВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 до плюс 25 °С;

Температура хранения сумок СФВ (вариант 2) – от плюс 5 до плюс 15 °С.

Температура хранения сумок СФВ (вариант 4) – от плюс 5 до плюс 40 °С.

Примечание – Хранение лекарств должно осуществляться в соответствии с Государственной Фармакопеей.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито и пронумеровано

58 (пятьдесят восемь)

____ листов

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В. _____



ОКП 93 9814

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2020 г

**Сумка врача войсковая
СВВ**

ПАСПОРТ

СМАН.031.000.000.000 ПС

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № губл	Подп. и дата
Ид				

1 Основные сведения



Сумки войсковые применяются для оснащения фельдшера или врача при выполнении боевых и учебно-боевых задач в составе подразделения.

Сумка врача войсковая СВВ вариант 1, вариант 2, вариант 3 и вариант 4.

Сумка врача войсковая СВВ (далее – сумка СВВ) применяется для оснащения врача при выполнении боевых и учебно-боевых задач в составе подразделения.

Сумка СВВ рассчитана на оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах; по расходному медицинскому имуществу - на 30 раненых и больных.

Сумка СВВ обеспечивает антидотную терапию; обезболивание при ранениях и ожогах; инфузионную терапию; временную остановку наружного кровотечения, в том числе массивного; профилактику раневой инфекции и поражений биологическими (бактериальными) средствами; профилактику радиационных поражений; наложение первичных асептических и окклюзионных повязок; обработку окружности раны; снятие головной боли; купирование и снятие психических и психомоторных возбуждений и напряжений; профилактику и купирование тошноты и рвоты; промывание слизистых оболочек глаз; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих участков обмундирования; обработку пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах; проведение искусственной вентиляции легких и других медицинских мероприятий.

					СМАН.031.000.000.000 ПС					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Сумка врача войсковая СВВ Паспорт			Лит.	Лист.	Листов.
Разработал	Таскин		30.08.20	A				2	66	
Проверил	Куриной		30.08.20	ООО «Спецмедтехника»						
 INFO@CIRMI.RU		 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU		30.08.20						
Утвердил	Миляев		30.08.20							

2 Технические данные

2.1 Масса сумки должна быть, кг, не более

СВВ (вариант 1) 18,5

СВВ (вариант 2) 19,0

СВВ (вариант 3) 18,0

СВВ (вариант 4) 17,5

2.2 Габаритные размеры сумки должны быть, мм, не более –
560x270x540.

3 Комплектность

Комплект поставки сумки врача войсковой СВВ имеет три варианта поставки, комплектация каждого варианта указана в таблице 1.

Таблица 1 Комплект поставки сумки первой помощи СВВ

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Сумка врача войсковая СВВ, вариант 1	СМАН.031.000.000.000	шт.	+	-	-	-
Сумка врача войсковая СВВ, вариант 2	СМАН.031.000.000.000 -01	шт.	-	+	-	-
Сумка врача войсковая СВВ, вариант 3	СМАН.031.000.000.000 -02	шт.	-	-	+	-
Сумка врача войсковая СВВ, вариант 4	СМАН.031.000.000.000 -03	шт.	-	-	-	+
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 шт. в упаковке (Латран, таблетки покрытые оболочкой, 4 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ондансетрон, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 4 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001889, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛС-002318, производства ОАО «Фарм-стандарт-УфаВИТА», Россия	упак.	-	1	-	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

3

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Тетрациклин мазь глазная (10 000 ЕД в 1 г), 10 г в тубе (Тетрациклин мазь глазная 1%, 10 г в тубе)	РУ № Р N003442/01, производства, АО «Татхимфармпрепара- ты», Россия РУ № ЛП-000920, про- изводства АО «МПЗ», Россия Выпускается по лицен- зии 71/146/34, произ- водства ОАО «Татхимфармпрепара- ты», Россия	упак.	-	2	-	-
Гидроксиметилхинок- силиндиоксида мазь 5% на водораствори- мой основе, 30 г в упа- ковке (диоксидиновая мазь) (Диоксидин мазь для наружного применения 5%, 30 г или 40 г в упа- ковке) или (Диоксидин мазь для наружного применения 5%, 30 г в упаковке)	РУ № Р N003349/01, производство ОАО «Нижфарм», Россия РУ № Р N002534/01, производства ПАО «Биосинтез», Россия	упак.	-	2	-	-
Беталейкин в ампулах по 1 мл (Беталейкин, лиофили- зат для приготовления раствора для внутри- венного и подкожного введения в ампулах по 1 мл)	РУ № Р N000222/01, производства ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА Россия», Россия	ампула	-	10	-	-
Тримеперидин гидро- хлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике (Промедол, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 1 мл в шприц-тюбике)	РУ № Р N000368/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия	шт.	-	20	-	-
Диазепам 0,5% рас-		ампула	-	10	-	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

4

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
твор для инъекций по 2 мл в ампуле (Сибазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, по 2 мл в ампуле) или (Сибазон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, по 2 мл в ампуле)	РУ № Р N003867/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № Р N002572/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия					
Эфедрин 5% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Эфедрин 50 мг/мл раствор для инъекций по 1 мл в ампуле)	РУ № ЛП-000377, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия	ампула	-	10	-	-
Калия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке (Калия йодид 125мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № Р N003432/01, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛСР-002519/07, производства АО «Медисорб», Россия	упак.	-	3	-	-
Карбоксима 0,15% раствор по 1 мл в ампуле (Карбоксим 150 мг/мл раствор для внутримышечного введения, по 1 мл в ампуле)	РУ № Р N001161/02, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	ампула	-	10	-	-
Ферроцин 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Ферроцин 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛСР-010485/08, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	упак.	-	1	-	-
Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80 г во		флак.	2 *(8)	2 *(8)	2 *(8)	2 *(8)

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

5

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
флаконе (Средство дезинфицирующее - гель для рук дезинфицирующий торговой марки «Санитель») или (Средство косметическое для ухода за кожей рук: спрей торговой марки «Санитель», по 20 мл во флаконе *(количество флаконов указано в скобках)) или (Средство дезинфицирующее «Изисепт» («EasySept»), 100 мл во флаконе) или (Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Предез бесцветный» («Predes colorless»), 150 мл во флаконе) или (Средство дезинфицирующее «ЭКОБРИЗ антисептик», 100 мл во флаконе)	Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.02.001.E.0449 17.10.11, производства ООО «Бентус лаборатории», Россия ТУ 9158-014-70297148-2010 Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.88.002.E.0032 04.04.13, производства ООО «КилтоКлин», Россия Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.88.002.E.0448 70.10.11, производства ООО «КилтоКлин», Россия или «KiltoClean Oy», Финляндия Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.21.002.E.0019 62.02.11, производства ООО «Мир дезинфекции», Россия					
Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД (Укладка для дренирования плевральной полости при напряжен-	РУ № ФСР 2009/04274 производства ОАО «Оптимед», Россия	набор	1	1	1	1

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

6

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД) или (Катетер-троакар 1 ходовой – 2 шт. + Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см – 1 шт. + Набор для дренажа плевральной полости (мешок с дренажной трубкой) – 2 шт. + Гидроколлоидная повязка «Грануфлекс супертонкий»/Granuflex Extra Thin – 2 шт. + Скальпель хирургический стерильный однократного применения – 2 шт.	РУ № ФСЗ 2012/12449 производства «Ковиден Ллс», США РУ № ФСЗ 2011/11376, производства «Редакс С.п.а.», Италия РУ № ФСР 2009/05363, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСР 2008/03212, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСЗ 2008/01645, производства ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия РУ № ФСЗ 2011/10189, производства АО «Форанс Эсти», Эстония РУ № ФСЗ 2008/01442, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР РУ № ФСЗ 2009/05402, производства «Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания РУ № ФСЗ 2007/00368, производства «Конва-Тек Инк.», США РУ № ФСЗ 2011/10590, производства «Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2007/01159 производства ЗАО «ПТП Киль», Россия					

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

7

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
+ Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый изогнутый №2 длиной 160 мм – 1 шт. + Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый прямой №2 длиной 160 мм – 1 шт. + Чехол для инструмента – 1 шт. +	РУ № ФСЗ 2012/12251 производства «Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2012/13462, производства ООО «Полимерные изделия», Россия РУ № РЗН 2017/5689, производства «Хуайинь Медикл Инструментс Ко., Лтд.», КНР РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08119, производства «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08119, производства «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

8

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Чехол для укладки – 1 шт.)						
Укладка для коникотомии УК (Укладка для коникотомии УК) или (Набор для минитрахеостомии с канюлей 4 мм – 2 шт + Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые – 4 шт. + Салфетки марлевые медицинские стерильные размер 16×14 см, в пачке 20 штук – 1 упаковка	РУ № ФСР 2009/04274 производства ОАО «Оптимед», Россия РУ № ФСЗ 2009/05211 производства «Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания РУ № ФСР 2009/05438 производства ООО «М.К.Асептика», Россия РУ № ФСЗ 2012/12455, производства «Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/04575, производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2007/01316 производства ООО «Эвтекс», Россия РУ № ФСР 2008/03789, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2015/2816, производства ООО «Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика», Россия РУ № РЗН 2015/2553, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия РУ № ФСР 2009/06096 производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2010/07469, производства АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», Россия	набор	1	1	1	1

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

9

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
+ Чехол для укладки – 1 шт.)	РУ № РЗН 2015/2554, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия РУ № ФСР 2012/13897, производства ООО «Производственная Медицинская Компания «Актив Медикал», Россия					
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный (Пакет перевязочный медицинский индивидуальный) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский, стерильный по ГОСТ 1179-93)	РУ № ФСР 2009/05126, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия РУ № ФСР 2008/03791, производства ООО «Ингакамф», Россия РУ № РЗН 2014/1814, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № РЗН 2014/1656, производства ООО ПКФ «Пионер», Россия РУ № ФСР 2010/07563, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия РУ № ФСР 2010/07910, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия	шт.	5	5	5	5
Атропина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Атропина сульфат 1 мг/мл раствор для инъекций по 1 мл в ампуле) или (Атропин, раствор для	РУ № Р N002652/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛСР-002784/08,	ампула	10	10	10	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
инъекций 1 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия					
Ондансетрона 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Латран, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон-Ферейн раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле) или (Ондансетрон-ЛЭНС® раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл по 2 мл во флаконе)	РУ № ЛС-001890, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № ЛП-002624, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛС-001020, производства ЗАО «Фарм-Фирма «Сотекс», Россия РУ № ЛП-003525, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N003200/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия РУ № Р N001877/01, производства ООО «ВЕРОФАРМ», Россия	ампула	10	10	10	-
Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке (Лоперамид 2 мг в таблетке, 20 штук в упаковке)	РУ № Р N002105/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛС-000947, производства ООО «Фармакор продакшн», Россия РУ № ЛСР-004065/09, производства ЗАО	упак.	2	2	2	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

11

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Лоперамид 2 мг в капсуле, 20 штук в упаковке)	«Биоком», Россия РУ № ЛС-000761, производства ООО «Производство медикаментов», Россия РУ № ЛС-001166, производства ЗАО «Биоком», Россия РУ № Р N001229/01, производства АО «Акрихин», Россия					
Аминометилбензойной кислоты 1% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (Амбен 10 мг/мл раствор для внутривенного и внутримышечного введения по 5 мл в ампуле)	РУ № Р N000456/01, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	ампула	10	10	10	-
Венофундин 6% раствор для инфузий 500 мл в пластиковой упаковке (Венофундин 6% раствор для инфузий 500 мл в бутылке или контейнере или флаконе) или (Волекам ГЭК-200, раствор для инфузий 6% 500 мл в полимерном пакете) или (Плазмастабил 200 раствор для инфузий 6% 500 мл в полимерном контейнере) или (Гидроксиэтилкрахмал 130/0.4, 6% раствор для инфузий 500 мл в бутылке) или (ИОНОХЕС, 6% раствор для инфузий 500 мл в бутылке) или	РУ № ЛС-000657, производства Б.Браун Мельзунген АГ, Германия РУ № ЛСР-003971/10, производства ОАО «Биохимик», Россия РУ № ЛП-000624, производства ПАО «Биосинтез», Россия РУ № ЛП-003555, производства ООО «ИСТ-ФАРМ», Россия РУ № ЛП-004154, производства ООО «ИСТ-ФАРМ», Россия	упак.	1	1	1	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

12

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(РеохЕС 130, 6% раствор для инфузий 500 мл в бутылке или флаконе)	РУ № ЛСР-002223/08, производства ООО «Фармасинтез-Тюмень», Россия					
Глюкозы (Декстрозы) 40% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле (Глюкоза 400 мг/мл раствор для внутривенного введения по 10 мл в ампуле) или (Глюкоза-Эском раствор для внутривенного введения 400 мг/мл по 10 мл в ампуле) или (Глюкоза раствор для внутривенного введения 400 мг/мл по 10 мл в ампуле)	РУ № Р N001862/02, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛСР-007581/08, производства ОАО «Научно-производственный концерн «ЭСКОМ», Россия РУ № Р N001186/01, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № Р N000997/02, производства ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации», Россия РУ № ЛП-002858, производства ООО «Гротекс», Россия	ампул	10	10	10	-
Глюкозы (Декстрозы) 5% раствор для инфузий по 400 мл в пластиковой упаковке (Глюкоза раствор для инфузий 5% 400 мл в контейнере)	РУ № Р N000209/02, производства ОАО «Синтез», Россия	упак.	1	1	1	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

13

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Глюкоза-СОЛОфарм раствор для инфузий 5% по 400 мл во фла- коне) или (Глюкоза Браун рас- твор для инфузий 5% по 500 мл в бутылке) или (Глюкоза раствор для инфузий 5% по 500 мл в бутылке или по 400 мл в бутылке) или (Глюкоза раствор для инфузий 5% по 400 мл в контейнере)	РУ № ЛП-002516, про- изводства ООО «Гро- текс», Россия РУ № ЛС-001477, про- изводства Б.Браун Мельзунген АГ, Герма- ния РУ № ЛС-001966, про- изводства ООО «Фар- масинтез-Тюмень», Россия РУ № Р N000613/01, производства ОАО «Фирма Медполимер», Россия					
Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластико- вой упаковке (Натрия хлорид Браун, раствор для инфузий 0,9% по 500 мл в поли- этиленовой бутылке) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл в полимерном контейнере из поливи- нилхлорида) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл в контейнере ПВХ или в пакете ин- фузионном или в кон- тейнере полиолефино- вом) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 500 мл во флаконе по- лиэтиленовом) или (Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий	РУ № ЛС-001564, про- изводства Б.Браун Мельзунген АГ, Герма- ния РУ № Р N002491/01, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № Р N003758/01, производства ОАО «Фирма Медполимер», Россия РУ № Р N003832/01, производства ООО «Гематек», Россия РУ № ЛП-002485, про- изводства ООО «Гро-	упак.	2	2	2	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

14

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
500 мл во флаконе полипропиленовом с держателем)	текс», Россия					
Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке (Нитроглицерин 500 мкг, таблетки подъязычные, 40 штук в упаковке) или (Нитроглицерин 0,5 мг таблетки подъязычные, 40 штук в упаковке) или (Нитроглицерин, таблетки сублингвальные 0,5 мг в таблетке, 40 штук в упаковке) или (Нитрокор® (нитроглицерин) 0,5 мг таблетки подъязычные, 40 штук в упаковке)	РУ № ЛС-000558, производства ООО «Фармамед», Россия РУ № Р N003675/01, производства АО «Медисорб», Россия РУ № ЛС-002532, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия РУ № Р N002152/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛС-001302, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия	упак.	1	1	1	-
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе (Йод раствор для наружного применения спиртовой 5% по 10 мл во флаконе)	РУ № ЛСР-006245/10, производства ООО «Гиппократ», Россия РУ № Р N002181/01-2003, производства ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия РУ № ЛСР-008849/10, производства ОАО «Флора Кавказа», Россия РУ № ЛП-000440, производства ОАО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия РУ № ЛП-002039, производства ОАО «Татхимфармпрепара-	флак.	5	5	5	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

15

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
	ты», Россия РУ № ЛС-000100, про- изводства ОАО «Сама- рамедпром», Россия РУ № ЛС-001376, про- изводства АО «ПФК «Обновление», Россия					
Преднизолон 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ам- пуле (Преднизолон 30 мг/мл раствор для внутри- венного и внутримы- шечного введения по 1 мл в ампуле) или (Преднизол 30 мг/мл раствор для внутри- венного и внутримы- шечного введения по 1 мл в ампулах) или (Преднизолон Эльфа 30 мг/мл раствор для внутривенного и внут- римышечного введения по 1 мл в ампуле)	РУ № П N014592/02, производства М.Дж.Биофарм Пвт. Лтд., Индия РУ № П N013091/01, производства Аджио Фармацевтикалз Лтд, Индия РУ № ЛС-000078, про- изводства Индус Фарма Пвт.Лтд, Индия	ампула	20	20	20	-
Доксициклин 0,1 ак- тивного вещества в капсуле, 10 шт. в упа- ковке (Доксициклин, капсу- лы 100 мг, 10 шт. в упаковке)	РУ № Р N000801/01, производства ОАО «Синтез», Россия РУ № П N010698, про- изводства ОАО «Бори- совский завод меди- цинских препаратов», Республика Беларусь РУ № ЛСР-006131/08, производства ООО «Барнаульский завод медицинских препара- тов», Россия РУ № ЛС-000756, про- изводства РУП «Бел- медпрепараты», Рес-	упак.	2 (1)*	2 (1)*	2 (1)*	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

16

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Доксициклин-Ферейн [®] , капсулы 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Ципрофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг, 10 шт. в упаковке) или (Ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин-ЛекТ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке) или (Тетрациклин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 10 шт. в упаковке)	публика Беларусь РУ № ЛС-000168, производства ООО «Озон», Россия РУ № Р N003693/01, производства ЗАО «Брынцалов-А», Россия РУ № Р N003190/01, производства ООО «Озон», Россия РУ ЛП-004999, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛП-001637, производства ОАО «ТХФЗ», Россия РУ № ЛС-001413, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛС-001800, производства ПАО «Биосинтез», Россия РУ № ЛС-000868, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь					
Новокаина (Прокаина) 0,5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (Новокаин 5 мг/мл раствор для инъекций по 5 мл в ампуле)	РУ № Р N001052/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № Р N000614/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № Р N000347/01,	ампула	10	10	10	-

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Новокаин раствор для инъекций 0,5% по 5 мл в ампуле) или Новокаин буфус 5 мг/мл раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	производства АО «Органика», Россия РУ № ЛС-001406, производства АО «Биохимик», Россия РУ № ЛП-003284, производства АО «Фармасинтез», Россия РУ № Р N000423/01, производства ФКП «Армавирская биофабрика», Россия РУ № Р N000353/03, производства ПАО «Биосинтез», Россия РУ № П N015889/01, производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь РУ № ЛП-003091, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № ЛСР-009446/08, производства АО «ПФК Обновление», Россия					
Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Ацетилсалициловая кислота 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ацетилсалициловая кислота Авексима, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Ацетилсалициловая кислота-УБФ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № Р N001715/01, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № П N016154/01, производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь РУ № ЛСР-008701/10, производства ООО «Авексима Сибирь», Россия РУ № Р N002248/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия	упак.	2	2	2	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

18

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Ацетилсалициловая кислота-ЛекТ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛП-001459, производства ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия					
Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Анальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл, по 2 мл в ампуле)	РУ № Р N001051/02, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия РУ № Р N001074/02, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № ЛСР-000102/08 производства ООО «Самсон-Мед», Россия РУ № Р N001414/01, производства Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая фабрика», Россия РУ № ЛСР-002942/10, производства ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», Республика Армения РУ № ЛП-003777, производства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N001286/02, производства ПАО «Биосинтез», Россия	ампула	10	10	10	-
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Парацетамол 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001364, производства ОАО «Фармстандарт-	упак.	2	2	2	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

19

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Парацетамол 0,5 г в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Парацетамол Авекси-ма 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Парацетамол-УБФ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	Лексредства», Россия РУ № ЛСР-004786/07, производства, ЗАО "ПФК "Обновление", Россия РУ № ЛСР-000271/08, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № Р N002697/01, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко», Россия РУ № ЛС-001990, производства ОАО «Органика», Россия РУ № ЛСР-001927/08, производства ООО «Авексима Сибирь», Россия РУ № Р N002526/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия					
Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле (Аминазин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл, по 2 мл в ампуле) или («Галоперидол-Ферейн®», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл, по 1 мл в ампуле) или (Галоперидол, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл, по 1 мл	РУ № Р N000302/01, производства АО «Валента Фармацевтика», Россия РУ № Р N002933/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия РУ № ЛП-002603, производства ООО «Озон», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

20

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
в ампуле) или (Трифтазин, раствор для внутримышечного введения, 2 мг/мл, по 1 мл в ампуле) или (Трифтазин, раствор для внутримышечного введения, 2 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	РУ № Р N001406/01, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия РУ № Р N002757/01-2003, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия					
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, 50 штук в упаковке (Феназепам 0,5 мг в таблетке, 50 штук в упаковке) или (Элзепам, таблетки 0,5 мг) или (Транквезипам, таблетки 0,5 мг) или (Фензитат, таблетки 0,5 мг)	РУ № Р N003672/01, производства АО «Валента Фарм», Россия РУ № ЛП-000853, производства ООО «Эллара», Россия РУ № Р N003747/02, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛСР-007073/08, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия	упак.	1	1	1	-
Кофеина-бензоата натрия 20% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Кофеин-бензоат натрия 200 мг/мл раствор для подкожного и субконъюнктивального введения по 1 мл в ампуле)	РУ № ЛС – 000493, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № Р N001257/01, производства ОАО «Новосибхимфарм», Россия РУ № Р N001182/01, производства ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко»,	ампула	10	10	10	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

21

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Кофеин-бензоат натрия 200 мг/мл раствор для подкожного введения в ампуле по 1 мл)	Россия РУ № П N010971, производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь					
Галантамина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Нивалин раствор для инъекций 1 мг/мл по 1 мл в ампуле) или (Галантамин раствор для внутривенного и подкожного введения 1 мг/мл по 1 мл в ампуле) или (Прозерин раствор для инъекций 0,5 мг/мл по 1 мл в ампуле) или (Прозерин 0,5 мг/мл раствор для инъекций по 1 мл в ампуле) или (Аксамон®, раствор для внутримышечного и подкожного введения, 15 мг/мл, по 1 мл в ампуле)	РУ № П N008777, производства Софарма АО, Болгария РУ № ЛП-001166, производства ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия РУ № ЛС-001354, производства АО «Новосибхимфарм», Россия РУ № ЛС-001415, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛП-002247, производства ООО «Эллара», Россия	ампула	10	10	10	-
Бромгексин 0,008 в таблетке, 50 штук в упаковке (Бромгексин Медисорб 8 мг в таблетке, 50 штук в упаковке) или (Бромгексин таблетки 8 мг, 50 штук в упаковке)	РУ № Р N002016/01, производства АО «Медисорб», Россия РУ № ЛС-002633, производства ООО «Кировская Фармацевтическая Компания», Россия РУ № Р N001708/01, производства ПАО «Биосинтез», Россия	упак.	1	1	1	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

22

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Бромгексин Оболенское таблетки покрытые оболочкой 8 мг, 50 штук в упаковке)	РУ № Р N003110/01, производства АО «ПФК Обновление», Россия РУ № ЛП-002198, производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь РУ № Р N002918/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛС-000343, производства АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия					
Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке (Димедрол 50 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (ДИМЕДРОЛ АВЕКСИМА 50 мг в таблетке, 10 штук в упаковке) или (Димедрол-УБФ 50 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-000387, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия РУ № ЛС-000521, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛП-002932, производства ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов», Россия РУ № ЛСР-003090/08, производства ООО «Авексима Сибирь», Россия РУ № Р N002049/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия	упак.	1	1	1	-
Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле (Димедрол, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, по 1 мл в	РУ № Р N003993/01, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия	ампула	10	10	10	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

23

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ампуле)	РУ № ЛС-001412, производства ОАО «Биосинтез», Россия РУ № ЛС-000034, производства ОАО «Новосибхимфарм», Россия РУ № ЛС-000522, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛС-000785, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № Р N003089/01, производства ООО «Озон», Россия РУ № ЛП-001967, производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь					
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе) или (Сульфацил натрия-ДИА, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе или флаконе-капельнице пластиковой) или (Сульфацил-натрий, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице или тубик-капельнице) или (Сульфацил натрия -	РУ № ЛСР-001756/09, производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия РУ № Р N001943/01-2002, производства ЗАО «Диафарм», Россия РУ № П N015331/01, производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь РУ № ЛП-003483, производства ООО «ЮжФарм», Россия РУ № ЛП-003062, про-	флак.	4	4	4	-

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
СОЛОфарм, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице или флаконе) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20% по 5 мл в тубик-капельнице полимерной или флакон-капельнице) или (Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице) или (Сульфацил натрия (Альбуцид), капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице) или (Сульфацил натрия, капли глазные 20%, по 5 мл в тубик-капельнице)	изводства ООО «Гротекс», Россия РУ № Р N001084/01, производства ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», Россия РУ № ЛП-004276, производства ООО «Славянская аптека», Россия РУ № ЛП-004611, производства ЗАО «ЛЕККО», Россия РУ № ЛС-001909, производства АО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Россия					
Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле (Унитиол раствор для внутримышечного и подкожного введения 50 мг/мл по 5 мл в ампуле) (Унитиол-Бинергия раствор для внутри-	РУ № Р N002953/01, производства ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. П.А. Семашко», Россия РУ № ЛП-002849, производства ОАО «Новосибхимфарм», Россия РУ № ЛП-002147, производства ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», Республика Армения РУ № ЛП-003756, производства ООО «Эллара», Россия РУ № ЛП-001672, производства ФКП «Арма-	ампула	10	10	10	-

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

25

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
мышечного и подкожного введения 50 мг/мл по 5 мл в ампуле) или (Унитиол-Ферейн® раствор для внутримышечного и подкожного введения 5% по 5 мл в ампуле)	вирская биофабрика» РУ № Р N002691/01, производства ПАО «Брынцалов-А», Россия					
Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле (Натрия тиосульфат 300 мг/мл раствор для внутривенного введения по 10 мл в ампуле)	РУ № Р N002800/01, производства АО «Новосибхимфарм», Россия РУ № ЛСР-002498, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Россия РУ № ЛСР-000866/10, производства АО «Биннофарм», Россия РУ № ЛСР-005204/09, производства ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия РУ № ЛП-004638, производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия	ампула	10	10	10	-
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см (Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размер 7 м×14 см)	РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия или РУ № ФСР 2010/09194, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия	шт.	10	10	10	10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Бинт марлевый медицинский стерильный «Амелия», размер 7 м×14 см)	РУ № ФСР 2012/12990, производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № ФСР 2007/01006, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия					
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см (Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размер 5 м×10 см)	РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия или РУ № ФСР 2010/09194, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия РУ № ФСР 2012/12990, производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № ФСР 2007/01006,	шт.	10	10	10	10
или (Бинт марлевый меди-						

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

27

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
цинский стерильный «Амелия», размер 5 м×10 см)	производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия					
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная, хлопковая или хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая (100% ХВ) стерильная по ГОСТ 5556-81) или (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная по ГОСТ 5556-81 в рулоне или в виде зигзагообразной ленты)	РУ № ФСР 2010/08600 производства ООО «СибирьФарм», Россия РУ № ФСР 2009/06567, производства АО «Фабрика «Ника», Россия РУ № ФСР 2008/03793, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № ФСР 2011/12372, производства ООО ПКФ «Развитие», Россия	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
Косынка медицинская перевязочная 155х80 см (треугольная) (Повязка косыночная ПК6) или (Повязка из эластичного полотна косыночного типа для фиксации предплечья К-Триомид по ТУ 9396-003-48508104-01) или	РУ № ФСР 2010/08612, производства ООО ППИЦ «Омнимед», Россия РУ № ФСР 2011/10261, производства ООО «Интерлин», Россия	шт.	2	2	2	2

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

28

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Повязка разгружающая для верхней конечности «косынка» (правая, левая) ПВК по ТУ 9396-013-32449888-2002) или (Разгружающая повязка для верхней конечности «Косынка» ПР-01 по ТУ 9396-012-03151403-2009) или (Косынка фиксации верхних конечностей «КФК-Медтехника» по ТУ 9398-024-27418804-2008: «КФК-01-Медтехника» или «КФК-02-Медтехника» или «КФК-03-Медтехника»)	РУ №ФСР 2010/09737, производства ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ОГОНЕК», Россия РУ № ФСР 2009/05927, производства ФГУП «Ростовское ПрОП» Минздравсоцразвития России», Россия РУ № ФСР 2010/06948, производства ЗАО «Медтехника», Россия					
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см (Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» по ТУ 9393-010-45961725-2010) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный Medrull длиной 5 м, шириной 5 см) или (Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, размеры,	РУ № ФСР 2009/05363, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСР 2008/03212, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСЗ 2008/01645, производства ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лейко», Россия РУ № ФСЗ 2011/10189, производства АО «Форанс Эсти», Эстония РУ № ФСЗ 2008/01442, производства «Цзянсу	шт.	1	1	1	1

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

29

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
см: 5x500, на тканой основе, хлопковый, гипоаллергенный или на тканой основе, хлопковый водонепроницаемый, гипоаллергенный или на тканой основе, шелковый, гипоаллергенный или на полимерной основе, гипоаллергенный или на нетканой основе, хлопчатобумажный, гипоаллергенный)	Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР					
Салфетки антисептические стерильные спиртовые (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00) или (Салфетки медицинские проспиртованные, размером 56x65 мм) или (Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ)	РУ № ФСР 2009/05438 производства ООО «М.К.Асептика», Россия РУ № ФСЗ 2012/12455, производства «Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/04575, производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай	шт.	50	50	50	50
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-Гель», 30 г. в упаковке (Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное по ТУ 21.20.24-002-18152288-2015 «ЛИКОЗОЛЬ®-	РУ № ФСР 2010/08888, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия	упак.	3	3	3	3

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Гель» в индивидуальной упаковке (пакеты-саше) по 30 г) или (Средство перевязочное гидрогелевое, противожоговое, стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018 в индивидуальной упаковке (пакеты-саше) по 30 г)	РУ № РЗН 2020/9584, производства ООО «ПРОФИТ ФАРМ», Россия					
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп», стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке (Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСТОП™», стерильное по ТУ 9393-001-18152288-2009) или (Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСПАС М» стерильное по ТУ 9393-002-40086098-2015) или (Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСПАС» стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015)	РУ № ФСР 2010/07420, производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия РУ № РЗН 2017/6201, производства ООО «МДК Медика», Россия РУ № РЗН 2016/4680, производства ООО «МДК Медика», Россия	упак.	5	5	-	5
Игла атравматическая с нитью из полимерных материалов 1/2-25×3 (2/0) 75 см (Иглы атравматические длиной от 5 до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005) или	РУ № ФСР 2008/03571, производства ООО «ПТО «Медтехника», Россия	шт.	5	5	5	5

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

31

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Иглы атравматические однократного применения стерильные ИАКПл «Волоть» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010) или (Нити хирургические с иглами атравматическими, стерильные, «Линтекс» по ТУ 9398-003-56257679-2006) или (Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005) или (Иглы атравматические с нитями хирургическими, стерильные «БАЛУМЕД» по ТУ 9432-001-57476610-2006) или (Иглы атравматические с нитями лавсановыми кручёными зелеными метрических размеров (условных номеров) 1,5(4/0); 2(3/0); 2,5(2/0); 3(2/0); 3,5(0); 4(1); 5(2); 6(3); 7(4); стерильные по ТУ 9393-022-00480750-2007)	РУ № ФСР 2010/07849, производства ООО «Волоть», Россия РУ № ФСР 2008/02206, производства ООО «Линтекс», Россия РУ № ФСР 2010/07954, производства ООО «Политехмед», Россия РУ № ФСР 2011/09985, производства ЗАО «Компания БАЛУМЕД», Россия РУ № ФСР 2007/01428, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия					
Булавки безопасные		шт.	20	20	20	20
Игла для пневмоторекса (Инструменты колющие по ТУ 9432-294-07610776-2011: Игла для пневмоторекса А-	РУ № ФСР 2010/08903, производства ОАО «Медико-инструментальный за-	шт.	2	2	2	2

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
10х60 30 или 1А-10х60 30) или (Инструменты колющие по ТУ 9432-294-07610776-2011: Игла для пневмоторекса А-10х60 30 или 1А-10х60 30)	вод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2009/05085, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия					
Лезвия для безопасных бритв		шт.	10	10	10	10
Перчатки анатомические не менее № 8 (Перчатки медицинские хирургические нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008 не менее №8) или (Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные не менее №8 по ТУ 9398-001-53733748-2008) или (Перчатки анатомические латексные «АЗРИ» по ТУ 2514-066-00149498-98 типоразмеров №8 или 9 или 10) или (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные №8-9 (L)) или (Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые опудренные или неопудренные или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудрен-	РУ № ФСР 2008/03089 производства ООО «Ардейл-Импекс», Россия РУ № ФСР 2008/03090 производства ООО «Ардейл-Импекс», Россия РУ № ФСР 2008/03493 производства АО «АЗРИ», Россия РУ № ФСЗ 2009/05130 производства «Топ - Глав Сдн Бхд», Малайзия РУ № ФСЗ 2009/05620, производства «ТЖ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия	пара	10	10	10	10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ные с Aloe Vera или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera и Витамином Е или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые неопудренные с уровнем pH 5,5 или Перчатки диагностические Blossom латексные нестерильные одноразовые опудренные с зеленой мятой или Перчатки диагностические Blossom нитриловые нестерильные одноразовые неопудренные или опудренные или Перчатки диагностические Blossom нитриловые нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera или Перчатки диагностические Blossom виниловые нестерильные одноразовые опудренные или неопудренные или Перчатки диагностические Blossom виниловые нестерильные одноразовые неопудренные с Aloe Vera) или (Перчатки диагностические Santex латексные опудренные или Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные или Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные или Перчатки диагностические	РУ № ФСЗ 2012/13339, производства «МЕРКАТОР МЕДИКАЛ Лтд.», Таиланд					

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ские Comfort PF латексные текстурированные неопудренные или Перчатки диагностические Comfort Blue латексные текстурированные неопудренные или Перчатки диагностические Dermagel латексные текстурированные с внутренним синтетическим покрытием или Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные или Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием или Перчатки диагностические Texident Mint латексные текстурированные с запахом мяты или Перчатки диагностические Ambulance PF латексные повышенной прочности или Перчатки диагностические Nitrylex PF нитриловые неопудренные или Перчатки диагностические Nitrylex PF Chemo нитриловые неопудренные или Перчатки диагностические Nitrylex PF Protect нитриловые неопудренные или Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные или Перчатки диагностические Vinylex Blue виниловые) или (Перчатки латексные хирургические нестерильные или Перчатки	РУ № ФСЗ 2010/07368, производства «СФМ Госпитал Продактс					

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
латексные смотровые диагностические нестерильные или Перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные или Перчатки синтетические хирургические нестерильные)	ГмбХ», Германия					
Перчатки хирургические не менее № 8 (Перчатки медицинские хирургические стерильные не менее №8 по ТУ 9398-001-53733748-2008) или (Перчатки латексные хирургические стерильные №8 или 8,5 или 9 по ТУ 2514-001-50341858-2007) или (Перчатки хирургические резиновые № 8 или 9 или 10 по ГОСТ 3-88) или (Перчатки хирургические APEXMED Dian или Avera латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомические, гипоаллергенные, размеры: 8,0 или 8.5 или 9.0 или 9.5) или (Перчатки хирургические стерильные полихлоропреновые неопудренные «Clean + Safe» гипоаллергенные анатомической формы с микротекстурированной поверхностью: SSP1-80 или SSP1-85 или SSP1-90) или	РУ № ФСР 2008/03089, производства «Ардейл-Импекс», Россия РУ № ФСР 2007/00456, ООО «Жасмин Мед», Россия РУ № ФСР 2010/07673, производства АО «АЗРИ», Россия РУ № РЗН 2016/3915, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды РУ № РЗН 2016/3868, производства «ТЕРАНГ НУСА СДН. БХД.», Малайзия	пара	10	10	10	10

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические, неопудренные или опудренные, текстурированные или гладкие, размеры: 8 или 8,5 или 9) или (Перчатки хирургические стерильные Peha-isoprene LATEXFREE или Peha-neon LATEXFREE или Peha-profile LATEX или Peha-taft LATEX, размеры: 8 или 8,5 или 9) или (Перчатки хирургические стерильные из натурального или синтетического латекса опудренные или неопудренные №№ 8,0 или 8,5 или 9,0 или 9,5 или 10,0) или (Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) не менее №8) или (Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные DiaMedical (цвета: белые, кремовые, желтые, коричневые), размеры: 8,0 или 8,5 или 9,0 или Перчатки хирургические синтетические стерильные неопудренные DiaMedical (цвета: синие, коричневые, зеленые, бесцвет-	РУ № РЗН 2016/3823, производства «Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда Лтд.» Китай РУ № ФСЗ 2007/00531, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия РУ № ФСР 2011/12244, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия РУ № ФСР 2010/06935, производства АО «АЗРИ», Россия РУ № ФСЗ 2011/11136, производства «ДИАМЕДИКАЛ Лтд.», Соединенное Королевство					

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

37

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ные), размеры: 8,0 или 8,5 или 9,0)						
Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильное) (Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное ПК-21-01-«Синтез» по ТУ 9398-059-00480201-2003) или (Система для переливания компонентов крови (трансфузии) «Сангофикс» (Sangofix)) или (Устройство однократного применения для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов) или (Устройство для переливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 по ТУ 9398-011-70440344-2006) или (Устройство полимерное для переливания крови и компонентов крови из контейнеров полимерных однократного применения, стерильное ПК 22-02-«Синтез» по ТУ 9398-059-00480201-2003) или	РУ № ФСР 2007/00944 производства ОАО «Синтез», Россия РУ № ФСЗ 2007/00009, производства «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия РУ № ФСЗ 2012/12357, производства «Хуайань Сити Хэнчунь Медикэл Продакт Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСР 2011/11551, производства ООО «Виробан», Россия РУ № ФСР 2007/00943, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия	компл.	7	7	7	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

38

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Устройство с микро-фильтром для переливания крови и ее компонентов однократного применения, стерильное УПКм-"Синтез" по ТУ 9398-104-00480201-2009) или (Устройство полимерное для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «Синтез» однократного применения, стерильное с иглой полимерной совмещенной для подключения к бутылке и к полимерному контейнеру ПК 23-07 по ТУ 9398-032-00480201-2003) или (Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения, стерильное ПК 23-02 "Юниверс-МТ" по ТУ 9398-058-17121966-2007) или (Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов ПК 23-01 с микрофильтром по ТУ 9398-020-17121966-2007)	РУ № ФСР 2009/05913, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ № ФСР 2008/03893, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ № ФСР 2007/01534, производства ЗАО «Юниверс», Россия РУ № ФСР 2007/01384, производства ЗАО «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРОКО», Россия					
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой (Шприц одноразовый	РУ № ФСЗ 2009/03552	шт.	20	20	20	20

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

39

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
стерильный объемом 2 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционный однократного применения объемом 2мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 2А «Луер» в комплекте с иглой инъекционной 0,6х25, стерильный по ТУ 9398-002-96667022-2009) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 2А «Луер» вместимостью 2см3, стерильный по ТУ 9398-001-25597097-2005)	производства «Тянь-жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай или РУ № ФСЗ 2009/03803 производства «Уси Юйшоу Медикал Эпла-енсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521 производства ООО «МедПромБобени», Россия РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия					
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 5 мл в комплекте с иглой (Шприц одноразовый стерильный объемом 5 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционный однократного применения объемом 5 мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,7х38 или 0,8х38 или 0,8х40, стерильный по ТУ 9398-002-96667022-2009)	РУ № ФСЗ 2009/03552, производства «Тянь-жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/03803, производства «Уси Юйшоу Медикал Эпла-енсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521, производства ООО «МедПромБобени», Россия	шт.	20	20	20	20

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

40

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, двухдетальный или трехдетальный 5А или 5Б «Луер» вместимостью 5см3 по ТУ 9398-001-25597097-2005)	РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия					
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 10 мл в комплекте с иглой (Шприц одноразовый стерильный объемом 10 см3 (мл) в комплекте с иглой) или (Шприц стерильный инъекционные однократного применения объемом 10мл с иглой) или (Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,7х38 или 0,8х38 или 0,8х40, стерильный по ТУ 9398-002-96667022-2009) или (Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, двухдетальный или трехдетальный 10А или 10Б «Луер» вместимостью 10см3 по ТУ 9398-001-25597097-2005)	РУ № ФСЗ 2009/03552, производства «Тянь-жинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.», Китай РУ № ФСЗ 2009/03803, производства «Уси Юйшоу Медикал Эплаенсиз Ко. Лтд.», Китай РУ № ФСР 2009/06521, производства ООО «МедПромБобени», Россия РУ № ФСР 2010/07477, производства ЗАО «Медполимер ЛТД», Россия	шт.	10	10	10	10
Щетка медицинская для рук	ГОСТ 28638-90	шт.	1	1	1	1
Бритва безопасная		шт.	1	1	1	1
Жгут кровоостанавливающий резиновый		шт.	2	2	2	2

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007)	РУ № ФСР 2007/00032, производства ОАО «Объединение Альфапластик», Россия					
Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм) (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм)) или (Инструменты зажимные медицинские по ТУ 9435-105-07610776-2007: зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1) или (Инструменты зажимные медицинские "МИЗ-В" по ТУ 9435-105-07610776-2007: зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1) или (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 (3-68))	РУ № ФСР 2010/08119, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2010/08902, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2011/11812, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия	шт.	2	2	2	2
Иглодержатель обшехирургический легированный длиной 160 мм (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010:	РУ № ФСР 2010/08119, производства ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького»,	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм) или (Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 160 мм титановый по ТУ 9435-001-97564885-2008) или (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 160 мм - "МИЗ-В" (И-181)) или (Инструменты медицинские хирургические зажимные: Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами, 160мм)	Россия РУ № ФСР 2008/03478, производства ООО «МТК-ИСИ-НН», Россия РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСЗ 2008/02889, производства «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан					
Ножницы с одним острым концом прямые, длиной 140 мм (Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: Ножницы с одним острым концом прямые, длиной 140 мм) или (Ножницы хирургические с одним острым концом, длиной 140мм Нхок/140 – «МИЗ-В» по ТУ 9433-038-07610776-2007) или (Инструменты режу-	РУ № ФСР 2010/07370, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2011/11810, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2011/12845,	шт.	1	1	1	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

43

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
щие по ТУ 9433-295-07610776-2011: ножницы хирургические с одним острым концом, длиной 140мм Нхок/140 – «МИЗ-В») или (Инструменты медицинские хирургические режущие: Ножницы медицинские с острым концом, прямые, с твердым сплавом, 140мм)	производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСЗ 2008/02888, производства «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан					
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках: Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм) или (Инструменты медицинские зажимные: SL-015-123 THUMB FORCEPS 16 см Пинцет анатомический 16 см) или (Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Пинцет анатомический 150x1,5 ПАВ-«МИЗ-В» (П-59) или Пинцет ана-	РУ № ФСР 2010/08119, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Пакистан РУ № РЗН 2013/1351, производства «Санлайк Индастриз», Пакистан РУ № ФСР 2007/00268, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия	шт.	1	1	1	1

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

44

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
томический с атравматической нарезкой 150x2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-78) или Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150x0,6 (П-88) или Пинцет анатомический общего назначения нагартонный холодной штамповкой 150x2,5 ПАи-«МИЗ-В» (П-97) или Пинцет анатомический общего назначения 150x2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-215))						
Расширитель трахеотомический 125 мм (Инструменты отесняющие по ТУ 9434-293-07610776-2010: Расширитель трахеотомический 125 мм) или (Инструменты отесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Расширитель трахеотомический 125 мм) или (Инструменты медицинские: Расширитель специальный трахеотомический Трусе или Расширитель специальный трахеотомический Лаборде)	РУ № ФСР 2011/10303, производства ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСЗ 2010/08550, производства «ALLEN SURGICAL CO.(Pvt.) Ltd.», Пакистан	шт.	1	1	1	1
Скальпель брюшистый средний (Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: Скальпель брюшистый средний) или (Инструменты хирургические в наборах и отдельных упаковках:	РУ № ФСР 2010/07370, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл Стар Трейдерс», Паки-	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
Скальпель брюшистый средний) или (Инструменты режущие по ТУ 9433-295-07610776-2011: Скальпель брюшистый средний СБ 150х40) или (Инструменты медицинские хирургические режущие: Скальпель брюшистый, радиусный, средний)	стан РУ № ФСР 2011/12845, производства ОАО «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № ФСЗ 2008/02888, производства «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан					
Шпатель для языка двусторонний с круглыми отверстиями (Инструменты отесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Шпатель для языка двусторонний с круглыми отверстиями) или (Шпатель двусторонний для отеснения языка при осмотре глотки изогнутый, с круглыми отверстиями, длиной 200 мм-«М-МИЗ» по ТУ 9434-081-07613473-2007)	РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «Медикоинструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2008/03646, производства ОАО «Можайский медикоинструментальный завод», Россия	шт.	1	1	1	1
Языкодержатель для взрослых (Инструменты отесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Языкодержатель для взрослых) или (Языкодержатель для взрослых по ТУ 9434-057-07610776-01) или (Инструменты хирургические в наборах и	РУ № ФСР 2010/08235 производства ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2011/12101, производства ОАО «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина», Россия РУ № РЗН 2015/3169, производства «Твинкл	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
отдельных упаковках: Языкодержатель для взрослых)	Стар Трейдерс», Пакистан					
Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм (Инструменты отесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010: Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм) или (Крючок хирургический трахеотомический острый по ТУ 9434-008-07613444-2002) или (Крючок трахеотомический острый (К-38) по ТУ 9434-010-07610776-2007)	РУ № ФСР 2010/08235, производства ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2009/05483, производства ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», Россия РУ № ФСР 2009/05101, производства ОАО «МИЗ-Ворсма», Россия	шт.	1	1	1	1
Трубка трахеотомическая пластмассовая № 2, (диаметром 9,3 мм) (Трубка трахеотомическая полиамидная ТТп-«КМИЗ» по ТУ 9436-116-05519988-2002) или (Трубки трахеостомические с манжетой или без) или (Трубки трахеостомические с манжетой или без манжеты) или (Трубки трахеостомические АРЕХМЕД)	РУ № ФСР 2011/11470, производства ООО «Полимерные изделия», Россия РУ № ФСЗ 2011/09889, производства «М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс», Германия РУ № ФСЗ 2008/03445, производства «Уномедикал Сдн. Бхд.», Малайзия РУ № ФСЗ 2008/02861, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды	шт.	1	1	1	1
Трубка трахеотомическая пластмассовая № 5, (диаметром 12,3 мм) (Трубка трахеотомическая пластмассовая № 5, (диаметром 12,3 мм)	РУ № ФСР 2011/11470	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
ская полиамидная ТТп-«КМИЗ» по ТУ 9436-116-05519988-2002) или (Трубки трахеостомические с манжетой или без) или (Трубки трахеостомические с манжетой или без манжеты) или (Трубки трахеостомические АРЕХМЕД)	производства ООО «Полимерные изделия», Россия РУ № ФСЗ 2011/09889, производства «М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс», Германия РУ № ФСЗ 2008/03445, производства «Уномедикал Сдн. Бхд.», Малайзия РУ № ФСЗ 2008/02861, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды					
Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1001 PVC или ENT-1003 PVC или ENT-1005 PVC) или (Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1015 SILICONE или ENT-1022 SILICONE или ENT-1024 SILICONE) или (Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В по ТУ 9444-003-52777873-2007) или (Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой ДП-11 по 9В2.933.226ТУ) или (Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом	РУ № ФСЗ 2008/01783, производства Enter Medical Corporation, Тайвань РУ № ФСЗ 2008/01782, производства Enter Medical Corporation, Тайвань РУ № ФСР 2007/00439, производства ООО «Медплант», Россия РУ № ФСР 2009/04397, производства АО «КАМПО», Россия РУ № ФСР 2010/08608, производства ООО «МИТК-М», Россия	компл.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
первой помощи АДР-1200 или АДР-1500/500 по ТУ 9444-169-17493159-2002) или (Мешок Амбу ручной многоразовый)	РУ № ФСЗ 2012/12924, производства «Пласти-Мед», Турция					
Воздуховод ротовой №2 (Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012: Воздуховод полимерный №2)	РУ № ФСР 2011/10719, производства ООО «Полимерные изделия», Россия	шт.	1	1	1	1
Прибор для измерения артериального давления (тонометр) (Измеритель артериального давления мембранный общего применения ИАДМ-ОП-1-01-«УМД») или (Прибор для измерения артериального давления LD с принадлежностями LD-60 или LD-61 или LD-70 или LD-70NR или LD-71 или LD-71A или LD-80 или LD-80 Silver или LD-81 или LD-90 или LD-91 или LD-100) или (Прибор для измерения артериального давления, модели: UA-100 или UA-200 с принадлежностями) или (Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 или CS Medica CS-106 или CS Medica CS-107 в комплекте)	РУ № ФСР 2007/01550, производства ООО МФ «МИКСТ-И», Россия РУ № ФСЗ 2012/11653, производства «Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.» Сингапур РУ № РЗН 2016/3556, производства «ЭЙ энд Ди Компани Лимитед», Япония РУ № ФСЗ 2009/04070 или ФСЗ 2009/04071 или ФСЗ 2009/04076, производства «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай	шт.	1	1	1	1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Прибор для измерения артериального давления механический АРЕХМЕД АТ-10 или АТ-11 или АТ-12 или АТ-13 или АТ-20 или АТ-21 или АТ-22 или АТ-30 или АТ-31 или АТ-41) или (Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007) или (Измеритель артериального давления механический ИАДМ – «ТРИВЕС-ПЧЗ-М» по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями) или (Измерители артериального давления серии ИАД-01-1 – «Адьютор» или ИАД-01-1А – «Адьютор» или ИАД-01-1Э – «Адьютор» или ИАД-01-1Д – «Адьютор» или ИАД-01-2А – «Адьютор» или ИАД-01-2В – «Адьютор» или ИАД-01-1К – «Адьютор» «Коротковъ»® или ИАД-01-2К – «Адьютор» «Коротковъ»® по ТУ 9441-003-58286981-2014)	РУ № РЗН 2016/3877, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды РУ № ФСР 2008/01763, производства ООО «МЕДТЕХНИКА», Россия РУ № ФСР 2010/08666, производства ООО «Тривес», Россия РУ № РЗН 2015/3206, производства ООО «Адьютор», Россия					
Стетофонендоскоп (Стетоскоп Раппопорта)	РУ № МЗ РФ №2003/1437, производства Apexmed International B.V., Ни-	шт.	1	1	1	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

50

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
или (Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 9442-001-58286981-2014: СФ-01- «Адьютор» или СФ-02- «Адьютор» или СФ-03- «Адьютор») или (Стетоскоп LD с принадлежностями LD Prof-Plus или LD Prof-I или LD Prof-II или LD Prof-III или LD Prof-IV или LD Focus или LD Cardio или LD Medic или LD Special (длина трубок 56 см или 72 см) или LD SteTime) или (Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 или CS Medica CS-421 в комплекте) или (Стетоскоп APEXMED AS-11 или AS-12 или AS-21 или AS-22 или AS-31 или AS-31N или AS-32 или AS-42 или AS-50 или AS-50E или AS-51 или AS-51E или AS-61 DELUXE или AS-62 DELUXE или AS-63 DELUXE)	дерланды, Китай РУ № РЗН 2014/1813, производства ЗАО «АДЬЮТОР», Россия РУ № ФСЗ 2008/01941, производства «Шанхай Литл Доктор Электроник Ко., Лтд.» КНР РУ № ФСЗ 2009/04073 или ФСЗ 2009/04072, производства «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай РУ № РЗН 2016/3876, производства «Апекс-мед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды					
Термометр медицинский (Термометр медицинский максимальный стеклянный по ГОСТ 302-79) или (Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный по ТУ 9441-033-31881402-2008) или	РУ № ФСР 2007/01546 производства ОАО «Термоприбор», Россия РУ № ФСР 2009/04500, производства ОАО «Термоприбор», Россия	шт.	2	2	2	2

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Кол-во, шт.			
			Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3	Вар. 4
(Термометр медицинский максимальный стеклянный «Первый ответ») или (Термометр медицинский максимальный стеклянный ЭкА (нертутный) по ТУ 9441-034-31881402-2011) или (Термометр медицинский максимальный стеклянный «Первый ответ» «First Reply») или (Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»)	РУ № РЗН 2013/828, производства «Вукси Медикал Инструмент Фактори», Китай РУ № ФСР 2012/13429, производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия РУ № ФСЗ 2012/13161, производства «Донг-е Е-жиао Е-Хуа Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай РУ № ФСЗ 2012/12362, производства «Джоушан Тонгсин Инструментс Ко., Лтд.», Китай					
Нож складной с изогнутым лезвием		шт.	1	1	1	1
Блокнот		шт.	1	1	1	1
Карандаш		шт.	2	2	2	2
Мыльница с крышкой		шт.	1	1	1	1
Паспорт	СМАН.031.000.000.000 ПС	шт.	1	1	1	1
Инструкция памятка по использованию сумки СВВ		шт.	1	1	1	1
Чехол для инструментов	СМАН.020.038.000.000	шт.	1	1	1	1
Чехол для сумки СВВ	СМАН.014.007.000.000	шт.	1	1	1	1
Транспортная тара ***	СМАН.024.008.000.000	шт.	1	1	1	1
Примечания - 1 * - при поставки 20 шт. в упаковке, поставляется 1 упаковка; 2 *** - транспортная тара на 3 шт. сумок.						

4 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Назначение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), входящих в состав сумок СФВ, согласно таблице 2.

Таблица 2 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 шт. в упаковке	Предназначен для профилактики первичной реакции при угрозе облучения или же сразу после него, а также при появлении тошноты в результате контузии или травмы
Тетрациклин мазь глазная (10 000 ЕД в 1 г), 10 г в тубе	Предназначена для лечения инфекционных заболеваний глаз
Гидроксиметилхиноксалиндиоксида мазь 5% на водорастворимой основе, 30 г в упаковке (диоксидиновая мазь)	Предназначен для лечения гнойных трофических ран, ожогов, гнойничковых заболеваний кожи
Беталейкин в ампулах по 1 мл	Предназначен для экстренной противолучевой терапии при острых тотальных и субтотальных воздействиях ионизирующего излучения, не осложненных дополнительным термическим воздействием, если доза облучения по ориентировочной оценке превышает 1 Гр
Тримеперидин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	Предназначен для купирования болевого синдрома, развивающегося при травматическом или ожоговом шоке
Диазепам 0,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для устранения эмоционального напряжения, подавления чувства тревоги, страха, беспокойства
Эфедрина 5% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для повышения артериального давления при ранениях и травмах, улучшения проходимости бронхов при бронхиальной астме и других аллергических заболеваниях, для стимуляции психической деятельности при отравлениях снотворными и наркотическими средствами
Калия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для профилактики поражения щитовидной железы радиоактивными изотопами йода
Карбоксима 0,15% раствор по 1 мл в ампуле	Предназначен для лечения отравлений фосфорорганическими соединениями, в т.ч. ФОВ

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Ферроцин 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для оказания помощи при отравлении таллием, инкорпорации радиоактивного цезия и рубидия
Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80 г во флаконе	Предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук
Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД	Предназначена для устранения напряженного и открытого пневмоторакса
Укладка для коникотомии УК	Предназначена для устранения всех видов асфиксии
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	Предназначен для наложения первичной асептической повязки на рану или ожоговую поверхность, временной остановки наружного кровотечения, устранения открытого пневмоторакса
Атропина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для лечения отравлений фосфорорганическими соединениями, в т.ч. ФОВ и карбатами
Ондансетрона 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для купирования рвоты, развившейся в результате контузии, травмы или радиоактивного облучения
Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке	Предназначен для симптоматического лечения острой и хронической диареи, возникшей в результате поражений БС, инфекционных заболеваний, лучевого поражения, а также нарушения режима питания
Аминометилбензойной кислоты 1% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	Предназначен для остановки кровотечений
Венофундин 6% раствор для инфузий 500 мл в пластиковой упаковке	Предназначен для профилактики и лечения гиповолемии и шока, например, вследствие кровотечения или травмы, внутриоперационных потерь крови, ожогов, сепсиса, острой нормоволемической гемодилюции, терапевтической гемодилюции, заполнения аппарата экстракорпорального кровообращения
Глюкозы (Декстрозы) 40% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	Предназначен для парентерального питания, устранения гипогликемии
Глюкозы (Декстрозы) 5% раствор для инфузий по 400 мл в пластиковой упаковке	Предназначен для быстрого восполнения объема жидкости при клеточной, внеклеточной и общей дегидратации, а также как компонент кровезамещающих и противошоковых жидкостей

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке	Предназначен для восполнения больших потерь жидкости в организме, возникающих в результате диареи, неукротимой рвоты, обширных ожогов (с сильной экссудацией), промывания ран, глаз, полости носа, увлажнения перевязочного материала
Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке	Предназначен для купирования и профилактики приступов стенокардии
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	Предназначен для обработки окружности раны и профилактики развития раневой инфекции
Преднизолона 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для лечения шока, аллергических и воспалительных реакций
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 шт. в упаковке	Предназначен для профилактики раневой инфекции и поражений БС
Новокаина (Прокаина) 0,5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	Предназначен для проведения местной анестезии
Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначена для снятия воспаления, снижения повышенной температуры тела при лихорадке, уменьшения болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности
Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности, снижения повышенной температуры тела
Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Предназначен для устранения тревоги и беспокойства, понижения двигательной активности
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, 50 штук в упаковке	Предназначен для купирования невротических, неврозоподобных, психопатических и психопатоподобных состояний, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, напряженностью
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке	Предназначен для стимуляции психической деятельности, повышения умственной и физической работоспособности, стимуляции дыхания и сердечной деятельности

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Галантамина 0,1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для лечения отравления атропином и атропиноподобными веществами (белладонна, белена, дурман, метацин, платифиллин, ВЗ), трициклическими антидепрессантами, антигистаминными препаратами
Бромгексин 0,008 в таблетке, 50 штук в упаковке	Предназначен для уменьшения вязкости и улучшения выведения мокроты, препятствует спаданию альвеол
Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	Предназначен для купирования аллергических реакций
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе	Предназначен для профилактики и лечения инфекционных поражений глаз
Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	Предназначен для лечения острых отравлений люизитом, соединениями мышьяка, свинца, ртути, хрома, висмута, меди и др.
Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	Предназначен для лечения острых отравлений синильной кислотой и ипритами
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке	Предназначена для тампонирования ран, изготовления ватно-марлевых повязок, ватных шариков, турундов
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	Предназначена для удержания перевязочного материала или для фиксирования поврежденной конечности
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см	Предназначен для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших повреждений кожи
Салфетки антисептические стерильные спиртовые	Предназначены для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства, а также обработки неповрежденной кожи (дезинфекции рук, мест проколов до и после постановки инъекций)

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Средство перевязочное гидрогелевое, противо-ожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-Гель», 30 г в упаковке	Предназначено для обработки кожи при радиационных или термических ожогах (поражениях), укусах насекомых
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп», стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	Предназначено для остановки интенсивного, в том числе артериального наружного кровотечения.
Игла атравматическая с нитью из полимерных материалов 1/2-25×3 (2/0) 75 см	Предназначена для применения в качестве шовного материала при различных оперативных вмешательствах
Булавки безопасные	Предназначены для застегивания (прикалывания) перевязочных средств или перевязочного материала в целях фиксации
Игла для пневмоторекса	Предназначена для дренирования плевральной полости с целью проведения декомпрессии при напряженном пневмотораксе
Перчатки анатомические не менее № 8	Предназначены для защиты кожи рук при работе в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии, а также при вмешательствах связанных с риском инфицирования
Перчатки хирургические не менее № 8	Предназначены для защиты кожи рук при работе в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии, а также при вмешательствах связанных с риском инфицирования
Устройство для переливания крови, кровезаместителей и инфузионных растворов (стерильное)	Предназначено для переливания крови и ее компонентов из полимерных контейнеров
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 5 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 10 мл в комплекте с иглой	Предназначен для проведения инъекций
Щетка медицинская для рук	Предназначена для мытья рук
Жгут кровоостанавливающий резиновый	Предназначен для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей
Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой № 1 (длина 160 мм)	Предназначен для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения

Наименование ЛС и МИ	Назначение ЛС и МИ
Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм	Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства
Ножницы с одним острым концом прямые, длиной 140 мм	Предназначены для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения.
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм	Предназначен для захватывания перевязочных средств и материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров без аптоактильного (касания раны руками) удаления обрывков одежды, других инородных тел из раны.
Расширитель трахеотомический 125 мм	Предназначен для разведения краёв раны при трахеотомии
Скальпель брюшистый средний	Предназначен для рассечения тканей, повязок
Шпатель для языка двусторонний с круглыми отверстиями	Предназначен для отеснения языка при осмотре глотки с диагностической и лечебной целями
Языкодержатель для взрослых	Предназначен для захватывания, вытягивания и удерживания языка
Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм	Предназначен для подтягивания и фиксации трахеи при трахеотомии
Трубка трахеотомическая пластмассовая № 2, (диаметром 9,3 мм)	Предназначена для введения в трахею в случаях оперативного вмешательства – трахеотомии
Трубка трахеотомическая пластмассовая № 5, (диаметром 12,3 мм)	Предназначена для введения в трахею в случаях оперативного вмешательства - трахеотомии
Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких	Предназначено для проведения ИВЛ ручным способом при оказании помощи в полевых (стационарных) условиях
Воздуховод ротовой №2	Предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей, а также, как соединители для кислородной и аэрозольной увлажняющей терапии
Прибор для измерения артериального давления (тонометр)	Предназначен для измерения и регистрации артериального давления
Стетофонендоскоп	Предназначен для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в организме человека
Термометр медицинский	Предназначен для измерения температуры тела

5 Применение лекарственных средств и медицинских изделий

Применение лекарственных средств и медицинских изделий согласно инструкциям на эти ЛС и МИ, которые являются неотъемлемой частью поставки данных товаров.

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

59

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев с момента продажи.

Примечание – Гарантийные сроки покупных изделий в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

7 Свидетельство о консервации

Сумка врача войсковая СВВ, заводской номер _____, подвергнута консервации на предприятии-изготовителе ООО "Спецмедтехника" согласно требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010.

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты в соответствии с условиями хранениями 1, по ГОСТ 15150-69— три года, но при температурах:

- сумка врача войсковая СВВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 °С до плюс 25 °С;
- сумка врача войсковая СВВ (вариант 2) – от плюс 5 °С до плюс 15 °С;
- сумка врача войсковая СВВ (вариант 4) – от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Консервацию произвел _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после консервации принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

61

8 Свидетельство об упаковывании

Сумка врача войсковая СВВ, заводской номер _____,
упакована на предприятии-изготовителе ООО "Спецмедтехника" согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после упаковывания принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

9 Свидетельство о приемке

Сумка врача войсковая СВВ, заводской номер _____ ,
соответствует требованиям технических условий ТУ 9398-002-58379990-2010
и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие опломбировано пломбой предприятия-изготовителя и пломбой
представителя заказчика

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СМАН.031.000.000.000 ПС

Лист

63

10 Утилизация

10.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.2 Чехлы сумок, вышедшие из строя, разбирают и утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.3 Лекарственные средства утилизируют в соответствии с инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, принятой Приказом Минздрава России №382 от 15.12.2002.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование сумок СВВ в транспортной таре может осуществляться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

11.2 Условия транспортирования сумок СВВ крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150, за исключением температуры.

Температура транспортирования сумок СВВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 до плюс 25 °С.

Температура транспортирования сумок СВВ (вариант 2) – от плюс 5 до плюс 15 °С.

Температура транспортирования сумок СВВ (вариант 4) – от плюс 5 до плюс 40 °С.

11.3 Сумки должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию, за исключением температуры.

Температура хранения сумок СВВ (вариант 1, 3) – от плюс 5 до плюс 25 °С.

Температура хранения сумок СВВ (вариант 2) – от плюс 5 до плюс 15 °С.

Температура хранения сумок СВВ (вариант 4) – от плюс 5 до плюс 40 °С.

П р и м е ч а н и е – Хранение лекарств должно осуществляться в соответствии с Государственной Фармакопеей.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито и пронумеровано

66 (шестьдесят
шесть) листов

Директор ООО «Спецмедтехника»

Милаев А.В.

