

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»
А.В. Шаламов



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™

Производитель Мерит Медикал Системс, Инк., США.
Merit Medical Systems, Inc.
Юридический адрес: 1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA

Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™:


1. Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™, с иглой проводниковой со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм), в составе:

- Игла проводниковая со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см, 20 см;
- Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм) (при необходимости):
 - дилататор, диаметром 4F (1,33 мм) – 1 шт.,
 - канюля металлическая жесткая – 1 шт.,
- Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см – 1 шт. (при необходимости);
- Проводник, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина: 80 см, 150 см – 1 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению.


2. Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™, с иглой проводниковой со стилетом типа Чибя, диаметр: 21 G (0,8 мм), в составе:

- Игла проводниковая со стилетом типа Чибя, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см, 20 см;
- Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм) (при необходимости):
 - дилататор, диаметром 4F (1,33 мм) – 1 шт.,
 - канюля металлическая жесткая – 1 шт.,
- Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см – 1 шт. (при необходимости);
- Проводник, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина: 80 см, 150 см – 1 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению.


1. Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™, с иглой проводниковой со стилетом троакар, диаметр: 21 G (0,8 мм), в составе:
- Игла проводниковая со стилетом троакар, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см, 20 см;
 - Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм) (при необходимости):
 - дилататор, диаметром 4F (1,33 мм) – 1 шт.,
 - канюля металлическая жесткая – 1 шт.,
 - Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см – 1 шт. (при необходимости);
 - Проводник, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина: 80 см, 150 см – 1 шт. (при необходимости);
 - Инструкция по применению.




Игла проводниковая со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 20 см.




Игла проводниковая со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см.




Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм):
- дилататор, диаметром 4F (1,33 мм),
- канюля металлическая жесткая.



Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см.



Проводник, диаметр 0,038" (0.97 мм), длина: 150 см



Проводник, диаметр 0,038" (0.97 мм), длина: 80 см

MERITMEDICA™


MERIT. MAK-NV



Contents:

- 1 SF (2.0 mm) x 20 cm On-axial Introducer with Dilator and Softening Catheter
- 1 0.018" (0.46 mm) x 80 cm Nitinol Guide Wire
- 1 0.038" (0.97 mm) x 80 cm Heavy Duty Double Ended Guide Wire with 3 mm J Tip
- 1 21G x 15 cm Introducer Needle with Trocar Stylet

6F



REF MAK-NV-009
VERSION A



1 Unit

LOT 11461854

Use By 2021-09-30

STERILE EO



Single Use



Non-pyrogenic

Rx ONLY



Caution: Consult
accompanying documents



Do not use if
package is damaged

Assembled in Mexico

Mini Access Kit (Non-Vascular)

REF MAK-NV-009 LOT 11461854



Mini Access Kit (Non-Vascular)

REF MAK-NV-009 LOT 11461854



Merit Medical Systems, Inc., 1000 West Merit Parkway, South Jordan,
Utah 84095 U.S.A. 1-801-253-1800

U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway

Ireland European Customer Service +31 43 356 62 22



For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ru and
enter IFU ID: 676421 For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

CE 0086

12/04/15 08:32 AM LP1020115 REV 001 08/15

ID 100611 402303002/A

Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа MAK-NV™ с иглой проводниковой со стилетом, троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм) длиной 15 см (пример маркировки изделия)

Название: Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™
Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
Вариант исполнения: Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™ с иглой проводниковой со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм)

Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 7, эт. 1, ком. 6
Условия транспортировки от -35°C до +55°C
Условия хранения от +5°C до +27°C

Тонкостенная трубка иглы




XX XX XXXX




НЕТОКСИЧНО

Пример макета маркировки на медицинское изделие «Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™ с иглой проводниковой со стилетом, троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм) длиной 15 см» для обращения на территории Российской Федерации


2. Набор для чрескожного внесосудистого мини-доступа МАК-NV™, с иглой проводниковой со стилетом типа Чиба, диаметр: 21 G (0,8 мм), в составе:
- Игла проводниковая со стилетом типа Чиба, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см, 20 см;
 - Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм) (при необходимости):
 - дилататор, диаметром 4F (1,33 мм) – 1 шт.,
 - канюля металлическая жесткая – 1 шт.,
 - Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см – 1 шт. (при необходимости);
 - Проводник, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина: 80 см, 150 см – 1 шт. (при необходимости);
 - Инструкция по применению.




Игла проводниковая со стилетом троакаром, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 15 см.




Игла проводниковая со стилетом троакар, диаметр: 21 G (0,8 мм), длина: 20 см.



Интродьюсер коаксиальный в составе, диаметром 6F (2,0 мм):
- дилататор, диаметром 4F (1,33 мм),
- канюля металлическая жесткая.




Проводник, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 60 см.



Проводник, диаметр 0,038" (0.97 мм), длина: 80 см

Проводник, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина: 150 см



ОТРАЖАЮЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
"Мерит Технологии"
LLC Merit Technologies
16-й этаж
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШААМОВ А.В.