



Фотографии медицинского изделия
Аппарат рентгенодиагностический цифровой передвижной С-дуга
«СиКоРД-МТ»,
производства
ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия




**Аппарат рентгенодиагностический цифровой передвижной С-дуга
СиКоРД-МТ»**

Производства ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия




Штатив передвижной с С-дугой с комплектом кожухов,
варианты исполнения С-дуга 75 или С-дуга 69
производства Eurocolumbus s.r.l., Италия





Рентгеновское питающее устройство (РПУ)
серии HF1G


производства I.M.D. GENERATORS s.r.l., Италия




Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAD-99B
производства Varian Medical Systems, Inc., США



Поскопанельный цифровой рентгеновский детектор PaxScan с блоком управления Command Processor
возможностью радиографии/скопии, варианты исполнения PaxScan 3030X или PaxScan 2020X
производства Varian Medical Systems, Inc., США



Автоматический коллиматор Серия R650 производства Ralco S.r.l, Италия



JPI ANTI-SCATTER GRID
Type: ACS
Overall Size: 320 x 300 mm
Grid Ratio: 10:1
JPI Healthcare Co., Ltd.
100% Lead Equivalent
SIN JIN 13100198 CE

Растр рентгеновский отсеивающий,
варианты исполнения:

JPI FD100cm 60L/cm R10 (32x32 cm) или
JPI FD100cm 60L/cm R10 (22x22 cm)

производства JPI Healthcare Co., Республика Корея

INSTALLATION INSTRUCTION:
HAND SWITCH ASSEMBLY FOR CPL31X42
CONSOLE OR CPL31X42 ONLY

KIT NO. 736117-00

EXTRACTION
INTERNA
SWITCH

INSTRUCTIONS

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL


The design, construction, and operation of this
device are the property of Eurocolumbus s.r.l.
This device is not to be used in any way
other than as intended. It is not to be
disassembled, modified, or repaired.
It is to be used in accordance with the
instructions and safety precautions
provided in the manual.

Caution: Do not touch the internal components.

LS-02-8PIN 1A 125V

Устройство включения экспозиции
производства Eurocolumbus s.r.l., Италия


000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Стойка с креплением для мониторов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Columbus s.r.l., Италия

Блок обработки изображения РАСК-305 производства IEI Technology Corp., Китай






Монитор ЖК с диагональю от 17 до 30 дюймов
производства Веасон, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 17 до 30 дюймов
производства Kostec, Республика Корея



Монитор ЖК с диагональю
от 17 до 30 дюймов
производства EIZO,
Германия, Китай, Япония




Монитор ЖК с диагональю от 17 до 30 дюймов
производства Barco (Fimi), Италия




Программный пакет «Диспо»,
производства ООО «Лаборатория
Инноваций МТ», Россия
или FLY3, производства
Eurocolumbus s.r.l., Италия
на фото представлен программный пакет
«Диспо»




Строительство для печати монохромных
медицинских изображений, Серия UP
производства Sony Corporation, Япония




Педадь включения
рентгеновского излучения в
проводном или беспроводном
исполнении
призводства ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия



Педаль включения рентгеновского
излучения в проводном или беспроводном
исполнении



Пульт дистанционного управления перемещениями
производства Eurocolumbus s.r.l., Италия



Комплект средств индивидуальной радиационной защиты: защитный фартук (0,25 Pb или 0,35 Pb или 0,5 Pb или 1,0 Pb) воротник защитный (0,35 Pb или 0,5 Pb); шапочка защитная (0,35 Pb); очки защитные (0,15 Pb); перчатки защитные и др.

Производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия

На фото представлены: защитный фартук (0,35 Pb); юбка защитная (0,5 Pb); передник защитный



Комплект чехлов защитных производства Microtek, Италия

