

Фотографическое изображение медицинского изделия
Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППчс-01-
"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012



МЕДПЛАНТ

арт.

Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППч-01- "Медплант"

РУ № ФСР 2012/14058 от ____ г.

Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях УППч-01- "Медплант" по ТУ 9437-002-915317 20-2012

Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации

Дата выпуска: __ кв. 20 __ г.

Срок хранения, номер партии: см. в эксл. док.

EN ISO 13485: ____

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ»,
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп. 5, эт.2, пом.1,
ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью - 2 -

 gba цифрами

 прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М. С. Хардина

подпись



**Дополнения к Фотографическим изображениям медицинского изделия
«Укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях
УППчс-01-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012»**

Средства иммобилизации

- Комплект шин транспортных иммобилизационных складных («рука», «нога»)





- Шина-воротник транспортная



МЕДПЛАНТ

арт. 1110

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
однократного применения картонные КШТИ-02-«Медплант»:

Шина-воротник транспортная иммобилизационная
однократного применения для взрослых ШТИвв-02

ПУ № ФСР 2012/13255 от 22.02.2018

Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных КШТИ «Медплант»
по ТУ 9438-001-91531720-2011

Перед применением обратитесь
к руководству по эксплуатации

Год выпуска: 2018

Срок хранения: 36 мес.

Нетоксично



EN ISO 13485:2012

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,
тел. +7 (495) 223-6016



Изделия для ИВЛ
- Комплект дыхательный для ручной ИВЛ



- Воздуховоды



APEXMED

Guedel oropharyngeal airway • 70 mm

Воздуховод • 70 мм

Open here
Открыть здесь

 Apexmed International B.V., Keizersgracht
62-64, 1015 CS, Amsterdam,
the Netherlands. Made in China (Китай).

Организация, уполномоченная на принятие
и удовлетворение требований от потребителей
в отношении товара ненадлежащего качества:
ООО "Апексмед Рус", ул. Просторная, д.7, стр.3,
107392, Москва, Россия.



STERILE EO
NON-TOXIC



РУ № ФСЗ 2011/10188
от 21.07.2011

LOT 17034

REF 0128-00-07

2017-04

2022-03




8 718164 966743

- Устройство для проведения ИВЛ «рот-устройство-рот» типа УДР



- Аспиратор (отсасыватель) портативный механический



Перевязочные и кровоостанавливающие средства
- Салфетка дезинфицирующая для обработки рук



- Бинт марлевый медицинский стерильный размером не менее 5м x10 см

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»). Место нахождения и почтовый адрес:
Россия, 155800, г. Кинешма, Ивановская обл., ул. Шуйская, д. 1
www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru. Тел. (49331) 2-00-63.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06612 от 22.01.2010.

4 612741 480889

НФ **БИНТ** **5м x 10см**
МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ГОСТ 1172-93 **СТЕРИЛЬНЫЙ** КОЛИЧЕСТВО 1 ШТУКА

Показания к применению: для фиксации и наложения, а так же для изготовления операционно-перевязочных средств. Противопоказаний не выявлено. Условия хранения: хранить в сухом месте.
Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и использовать по назначению.
Утилизация: относятся к отходам класса Б, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
Предназначено для однократного применения. Дата стерилизации указана на упаковке.
Гарантийный срок годности – 5 лет.


СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

- Бинт марлевый медицинский стерильный размером не менее 7м x14 см



- Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 см x 14 см






- Салфетки марлевые стерильные 45х29











Смочить водой



Наложить



Закрепить



Смачивать при высыхании

ООО «Альтекс» РФ, 140030
Московская обл., Люберецкий р-он,
п. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 2а

ИНН 5027094083, ТУ 9393-001-83188142-2008
РУ № ФСР 2009/06117 от 17 ноября 2009г.
т. +7(901)184-61-46, +7(499)714-61-46
www.aktivtex.com, altex1.1@mail.ru

Стерильно. Хранить в сухом месте.
Срок годности: 3 года
Противопоказания: аллергическая реакция на
лекарственный препарат.



Смочить водой



Наложить



Закрепить



Смачивать при высыхании

ООО «Альтекс» РФ, 140030
Московская обл., Люберецкий р-он,
п. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 2а

ИНН 5027094083, ТУ 9393-001-83188142-2008
РУ № ФСР 2009/06117 от 17 ноября 2009г.
т. +7(901)184-61-46, +7(499)714-61-46
www.aktivtex.com, altex1.1@mail.ru

Стерильно. Хранить в сухом месте.




STERILE

32
05 2020
10x10



STERILE

- Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками



- Пакет гипотермический





Апполо[®]
МЕДИЦИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПРИЁМ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО «ТД «АППОЛО»

111123, Россия, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20
Тел.: (495) 380-21-47, (812) 337-66-73
e-mail: info@appolo.ru www.appolo.ru

Количество: 1 штука.

Партия:

Дата изготовления:

Срок годности 5 лет.

Хранить при температуре от -50°C до +50°C

ТУ 9393-027-42965160-2005

РУ №ФСР 2010/07995 от 11.06.2010 г.

СМК соответствует ГОСТ Р ИСО 9001

ГОСТ ISO 13485

10.2018



- Лейкопластырь рулонный размером не менее 2 см х 5 м



Производитель: Чанчжоу Хуалянь Хелф Дрессинг
Ко., Лтд. / Changzhou Hualian Health Dressing Co.,
Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhougu Town 213144
Changzhou, People's Republic of China.
По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул.
Высоковольтная, д. 2Г,
тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru.
Дата изготовления / Mfg date: 01.06.2018
Срок годности / Use before: 01.06.2023
Партия № / LOT: 01062018







Роторасширитель винтовой PN-2002


Производитель: Enter Medical Corporation, №16-1,
Lane 584, WenHua san Road, Gui Shan Xiang,
Tao Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C. Сделано в Тайвани.

Импортер: ООО «Медтехпром»

Продавец: ООО «ГМК «КИЛЬ», 105187, г.Москва,
Окружной проезд, дом 22/64, помещение №09А,
Тел. (495) 933-19-02, Факс (495) 228-08-04

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2008/01783; № ФСЗ 2008/01782

Срок годности: 3 года



SURGICON LTD ПАКИСТАН

Суржикон ЛТД, П. О. Бенис, Замин А. М.

Розд, Сидик, Л.

**Инструменты медицинские
хирургические**

Зажимной инструмент

J-33-509 "H"

(L- 160MM ±5)

Уполномоченный импортер

ООО НПО ЦИРМИ, Нижний Новгород,


Александровская Слобода, 241

www.cirmi.ru

ру. мис. 2016/01/21 от 12.10.2016. 06.20

Дата изготовления 1шт

- Скальпель



SAMMAR INTERNATIONAL
ЭТИКЕТКА 01 ЭТ

Инструменты медицинское предназначены для использования в медицинской практике.
Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкая сталь).
Производитель: Саммар Интернешнл, Pakistan, Sammar International, 2Floor Royal Medical
Hall, Chowk Hazrat Imam Sahib, Sialkot, Pakistan. www.sammarurgical.com sammar@bk.ru,
sammar@brain.net.pk

Рег. Удостоверения № ФСЗ 2012/12514 от 24.07.2012, ФСЗ 2012/12515 от 24.07.2012, ФСЗ
2012/12516 от 26.07.2012, ФСЗ 2012/12517 от 24.07.2012.

Инструкция по эксплуатации

Инструменты должны пройти стерилизационную обработку, состоящую из дезинфекции,
предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации.

1. Погружение инструментов в дезинфицирующий моющий раствор, не вызывающий коррозию с нейтральным pH, температурой $+25^{\circ}\text{C}$ в течение 15-60 мин., для чистки использовать нейтральный моющий раствор.
2. Ополаскивание инструментов в течение 3-5 мин.
3. Ополаскивание инструментов в течение 0,5-1 мин.
4. Протирать инструменты сухой тканевой тряпкой и сушить горячим воздухом при температуре $+40^{\circ}\text{C}$ в течение 15 мин.
5. Инструменты, имеющие коррозию, следует обязательно отдавать от других инструментов.

Перед стерилизацией инструменты должны быть чистые, полностью высушены. На не полностью высушенных инструментах не допускается стерилизация.

Стерилизация инструментов должна проводиться в соответствии с инструкцией производителя. Температура от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и влажность воздуха помещения не должны содержать

примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 1 год с момента отгрузки изделий потребителю при соблюдении инструкции по эксплуатации и хранению. Претензии по качеству товара принимаются уполномоченным импортером в РФ ООО "Колечко" г. Москва, ул. Генерала Ермолова, дом 12, к. 101, e-mail: sammar@bk.ru

Дата выпуска

- Пинцет медицинский





Изделия для инъекций и инфузий

- Жгут для в/в инъекций



Жгут медицинский компрессионный взрослый • детский

Инструкция по применению

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях тела при проведении манипуляций.

Общая информация

- Изготовлен из текстильной прозрачной ленты, не содержит натуральный латекс.
- Длина ленты в свободном состоянии: жгут взрослый - 42 см, детский - 30,5 см.
- Ширина ленты 2,5 см.
- Простое обслуживание одной рукой.

Предупреждения

- Нестерильный.
- Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.
- Хранить при температуре от +5 до +35°C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
- Утилизация жгута венозного в установленном порядке (биологически опасные отходы).
- Конструкция жгута рассчитана на усилие, достаточное только для ограничения циркуляции венозной крови.
- Допускается обработка любыми разрешенными дезсредствами или стирка в моечной машине для медицинских инструментов при температуре 60 °C.


Порядок работы

1. Оберните жгут вокруг конечности, не допуская перекручивания ленты, и вставьте защелку в корпус замка.
2. Потяните за свободный конец жгута для ограничения циркуляции венозной крови.

Внимание! Пульс на периферических артериях должен сохраняться.

3. После проведения манипуляции для освобождения руки нажмите на кнопку и расстегните замок.

Рисунок 1. Компоненты.



Символы

Код партии	Беречь от влаги
Номер по каталогу	Температурный диапазон
Дата изготовления	Хрупкое, обращаться осторожно
Использовать до	Биотокс. Не токсично
Не содержит латекса	Диапазон влажности
Не допускать воздействия солнечного света	Обратиться к инструкции по применению



Waihai Hongyu Medical Device Co., Ltd.
№ 86 Shenzhen Road
Development
China

Дата последней редакции: 04.05.2017 г.


- Салфетка для инъекций




- Шприц одноразовый 2, 5, 10, 20 мл












- Катетеры для периферических вен («канюля»)



Прочие средства
- Тонометр с фонендоскопом



ПЕРЧАТКИ

ЛАТЕКСНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

по ТУ 9398-001-70224340-2008
(опудренные текстурированные прямые пальцы)

Одноразовые - 1 пара

Стерильность гарантирована при целостности упаковки



ГЛОБАЛ



Стерилизовано ЕО

Условия хранения: относительная влажность до 85%, $t=0-25^{\circ}\text{C}$
Натуральный латекс, входящий в состав изделия,
может вызывать аллергическую реакцию у отдельных лиц.

Размер:

7

Партия:

01

Дата изготовления:

01.20

Срок годности: 2
ГОСТ Р 52238-2004, ТУ 9398-001-70224340-2008

Рег. удост. ФСР 2008/02982 от 04.07.2008 г.

ООО «Фарм-Глобал»

Россия, Москва, ул. Мясницкая 30/1/2-стр.2

Pharm-global@mail.ru


(495)786-34-91



- Перчатки медицинские нестерильные



- Пакеты полиэтиленовые (для загрязнённого имущества)



МЕДПЛАНТ
 Держатель информации факса (большой)
2018г.
 РУ № Р-34.2014/1605 от 14/07/2015 16.14
 ООО «МЕДПЛАНТ» 1495123-6036 www.medplant.ru
 4:1605 от 14/07/2015 16.14
 Ант 1495123-6036 www.medplant.ru

- Ампульница тканевая ПВХ



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью — 47 —

цифрами

(срок слия)

прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М.

подпись

