

Фотографическое изображение медицинского изделия
Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях УППсп-01-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-
2012

МЕДПЛАНТ

арт.

**Укладка для оказания первой помощи
в сельских поселениях УППсп-01-"Медплант"**

РУ № ФСР 2012/14056 от ____ г.

Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях
УППсп-01-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации
Дата выпуска: __ кв. 20 __ г.

Срок хранения, номер партии: см. в эксл. док.

EN ISO 13485: __

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ»,
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1,
ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью -2-

(два) цифрами
прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДИЛАНТ"


Хардина С.М. С.М. Хардина



**Дополнения к Фотографическим изображениям медицинского изделия
«Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях
УППсп-01-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012»**

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран:

- Жгут кровоостанавливающий




- Бинт марлевый медицинский стерильный размером не менее 5м x 10 см



- Бинт марлевый медицинский стерильный размером не менее 7м x 14 см



- Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками




- Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 2,5 см х 7,2 см



e-mail: sanaorel@mail.ru

Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2023
Партия № / LOT: 042018



STERILE EO



Per. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011

Телесного цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол.

Не использовать по истечении срока годности.


Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Huallian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhonggu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольная, д. 2Г, тел: +7 (4862)44-02-92.

e-mail: sanaorel@mail.ru

Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2023
Партия № / LOT: 042018



STERILE EO



Per. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011

Телесного цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол.

Не использовать по истечении срока годности.


Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Huallian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhonggu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.


По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольная, д. 2Г, тел: +7 (4862)44-02-92.

e-mail: sanaorel@mail.ru

Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2023
Партия № / LOT: 042018



STERILE EO



Per. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011

Телесного цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол.

Не использовать по истечении срока годности.


Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Huallian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhonggu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольная, д. 2Г, тел: +7 (4862)44-02-92.

e-mail: sanaorel@mail.ru

Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2023
Партия № / LOT: 042018



STERILE EO



- Лейкопластырь рулонный размером не менее 2 см х 5 м



Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелп Дрессинг
Ко., Лтд. / Changzhou Hualian Health Dressing Co.,
Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhougu Town 213144
Changzhou, People's Republic of China.
По заказу: ООО Сана, 302008, Орен, ул.
Высоковольтная, д. 2Г,
тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru.
Дата изготовления / Mfg date: 01.06.2018
Срок годности / Use before: 01.06.2023
Партия № / LOT: 01062018


Рег. Уд. № ФСЗ 2011/09593 от 20.04.2011




4 612734 850040



- Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 см x 14





- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые размером не менее 12,5 x 11,0 см




Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации:
- Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения)




Прочие изделия медицинского назначения
- Ножницы для разрезания повязок по Листеру




- Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размером не менее «М»



- Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками



- Очки или экран защитный для глаз





- Пакет гипотермический




- Стерильная салфетка размером не менее 40 см х 60 см



- Стерильная салфетка или простыня размером не менее 70 см x 140 см



- Воротник-шина шейная для взрослых





ООО «МЕДПЛАНТ»

Арт. 1111

Шина-воротник транспортная
иммобилизационная однократного
применения для детей ШТИДВ-02

Изготовитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия,
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 62,
корп. 5., телефон: 8 (495) 223-6016

Рег. уд. №ФСР 2012/13255 от 09.08.2016

ТУ 9438-001-91531720-2011

«Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных

КШТИ-«Медплант»


Подлежат утилизации как медицинские отходы
класса «Б»


Срок хранения: 3 года

Год выпуска: 2018 г.

ISO 13485

Усл. хранения: 1





- Комплект заготовок шин иммобилизационных длиной не менее 45, 90 см, 120 см







ООО «МЕДПЛАНТ» Арт. 1106

**Шина транспортная
иммобилизационная
однократного применения
для взрослых для нижней
конечности ШТИВн-02**
ТУ 9438-001-91531720-2011

Рег. уд. № ФСР 2012/13255 от 07.07.2015 г.
«Комплект шин транспортных
иммобилизационных складных
КШПТИ-«Медплант»»

Год выпуска: 2015 г.
Срок хранения: 3 года
Усл. Хранения: 1




- Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) механический с aneroidным манометром и стетоскопом



Руководство по эксплуатации



Термометр медицинский модели TVY-120



Предназначен для измерения температуры тела человека в учреждениях здравоохранения и в домашних условиях.

Способ измерения

Аксиллярно (в подмышечной впадине).

Способ применения

Встряхните термометр, держа его резервуаром вниз. Добейтесь снижения высоты столбика ртути до уровня 36°C.

Измерение температуры

Разместите наконечник термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой.

Время измерения – не менее 3-х минут.

Меры предосторожности

Осторожно. Хрупкое. Содержит ртуть.

Храните термометр в футляре. Берегите от детей.

Предохраняйте термометр от падений и ударов по нему.

Если термометр разбился и ртуть разлилась, обратитесь в службу МЧС и следуйте указаниям специалистов.

Транспортируйте и храните термометр при температуре воздуха не ниже минус 35°C и не выше 42°C.



- Носилки медицинские мягкие бескаркасные размером не менее 180 см х 70 см



Прочие средства

- Блок бумажных бланков размером не менее 30 листов, формат не менее А7

attaché

Блокнот А7

32 листа

Арт. 140354

ТУ 546-001-96124698-08



EAC

Производитель: ООО «БОЛЬШОЙ КИТ»

Россия, 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом. XI, оф. 58


Срок годности не ограничен

Безопасен при использовании по назначению
Товар не подлежит обязательной сертификации
и декларированию соответствия

Для записей

Не требует особых условий хранения

- Авторучка



- Мешок полиэтиленовый с зажимом размером не менее 20 см х 25 см



- Футляр-контейнер пластиковый



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

-35-

цифрами

(тридцать пять)

прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М.

подпись

