



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «Юнимед-менеджмент»

А.Н.Шибанов

«25» октября 2018 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Анализатор мочи на тест-полосках
URiСКАН-ПРОГРЕСС»
по ТУ 26.60.12-050-59879815-2018**

«Анализатор мочи на тест-полосках URiСКАН-ПРОГРЕСС»

по ТУ 26.60.12-050-59879815-2018 в составе:

- Адаптер питания со шнуром питания - 1 шт.;
- Направляющая пластина для полосок (запасная) - 1 шт.;
- Толкатель полосок (запасной) - 1 шт.;
- Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS232C (при необходимости) - 1 шт.;
- Сканер штрих-кода (при необходимости) - 1 шт.;
- Калибровочные полоски Check strip (при необходимости) - 1 уп. (200 шт.);
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- Бумага для термопринтера (при необходимости) - 1 шт.;
- Стилус для сенсорного дисплея (при необходимости) - 1 шт.

*При необходимости по согласованию с потребителем изделия могут быть включены в комплект поставки




Фото №1 Анализатор - Вид сверху (спереди)




Фото №2 Анализатор - Вид сзади



Фото №3 Адаптер питания со шнуром питания



Фото №4 Направляющая пластина для полосок (запасная) и Толкатель полосок (запасной)




Фото №5 Полоски Check strip



Фото №6 Бумага для термопринтера




Фото №7 Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS232C (при необходимости)*



Фото №8 Стилус для сенсорного дисплея (при необходимости)*

* При необходимости по согласованию с потребителем изделия могут быть включены в комплект поставки
Внешний вид изделий, включенных в комплект поставки по согласованию с потребителем, может отличаться от переданных на фото, при неизменности функциональных характеристик изделий согласно ТУ 26.60.12-050-59879815-2018.



Фото №9 Сканер штрих-кода (при необходимости)*


*** При необходимости по согласованию с потребителем изделия могут быть включены в комплект поставки**

Внешний вид изделий, включенных в комплект поставки по согласованию с потребителем, может отличаться от переданных на фото, при

сохранении основных технических характеристик изделий согласно ТУ 26.60.12-050-59879815-2018.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
управляющей компании
ООО «Эйлитон» -
ООО «Клиника-менеджмент»А.Н. Шибанов
20 сентября 2018 г.Анализатор мочи на тест-полосках
URISKAN-ПРОГРЕСС
По ТУ 26.60.12-050-59879815-2018Руководство по эксплуатации
РАМ.СХПА3.00.000РЭ

ООО «ЭЙЛИТОН»

МОСКВА

Технический паспорт

Наименование изделия	«Анализатор мочи на тест-полосках URISKAN-ПРОГРЕСС» по ТУ 26.60.12-050-59879815-2018
Серийный номер	РАМ.СХПА3-217-1.0.1-002
Дата изготовления	04.2018
Назначение изделия	«Анализатор мочи на тест-полосках URISKAN-ПРОГРЕСС» по ТУ 26.60.12-050-59879815-2018 - настольный стационарный полуавтоматический анализатор, предназначенный для диагностики проб мочи in vitro с использованием тест-полосок. Анализатор выполняет количественное определение показателей состава и свойств мочи: крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, нитритов, глюкозы, pH, удельного веса, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, а так же производит опраивание цвета и четкости.
Произведено	ООО «Эйлитон» 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29
Тип изделия	Полуавтоматический анализатор мочи
Метод измерения	Фотометрия отраженного света
Габаритные размеры (ШхГхВ, мм)	436х370х173
Масса, кг	Не более 6 кг
Электропитание	Напряжение (220 ± 10%) В, частота 50-60 Гц (адаптер)
Мощность	42 Вт

Комплектность

«Анализатор мочи на тест-полосках URISKAN-ПРОГРЕСС» по ТУ 26.60.12-050-59879815-2018	
Принадлежности:	
- Калибровочные полоски Check strip	- 1 уп. (200 шт.);
- Бумага для термоприпринтера	- 1 шт.;
- Адаптер питания со шнуром питания	- 1 шт.;
- Направляющая пластина для полосок (запасная)	- 1 шт.;
- Толкатель полосок (запасной)	- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации	- 1 шт.;
- Паспорт	- 1 шт.;
- Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS232C (при необходимости)*	- 1 шт.;
- Сканер штрих-кода (при необходимости)*	- 1 шт.;
- Стилус для сенсорного дисплея (при необходимости)*	- 1 шт.

* При необходимости по согласованию с потребителем изделия могут быть исключены из комплект поставки.

Гарантия - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию у конечного потребителя, но не более 30 месяцев от даты отгрузки поставщиком.

Условия эксплуатации

В период эксплуатации анализатора необходимо строго следовать Руководству по эксплуатации.

Прибор предназначен для использования внутри помещений.

Колебания напряжения питания ± 10% от номинального значения.

Диапазон рабочих температур (+10...+30) °C.

Влажность 40 - 80 %

Отсутствие пыли, паров растворителей и кислот.

После транспортирования в условиях температуры ниже +20 °C анализатор должен быть выдержан в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 4 ч.

Условия хранения


Температура (+2...+30) °C.

Влажность 10-85%

Условия транспортировки

Температура (+2...+30) °C.

Влажность 10-85%



Харченко М.С. РУ №

от


30.04.2018

Фото №10 Руководство по эксплуатации и Паспорт



ООО «Эйлитон» 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр. 2, пом. 29.
Сделано в России

**АНАЛИЗАТОР МОЧИ НА ТЕСТ-ПОЛОСКАХ
URiСКАН-ПРОГРЕСС**



БРУТТО 8,1 кг
НЕТТО 5,4 кг

ТУ 26.60.12-050-59879815-2018

РУ №

~220 В 50 Гц 42 ВА

SN _____



Фото №11 транспортная упаковка

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 11 лист
Генеральный директор УК



А.Н. Шибанов

