

17-ОН-Прогестерон-Имаксиз (IMAXYZ)

REF ВН12-25


ТУ 21.20.23-084-94568735-2019

РУ №

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
17-гидроксипрогестерона
в сыворотке крови человека

Состав набора:

только для in vitro диагностики



серия:
LOT 008



Дата выпуска:
2019-07






Годен до:
2021-07

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет | 1 упак |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер П | 1 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 8. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 9. Плёнка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 10. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 11. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт |



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д.56, лит А тел: (812) 702-10-86





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор Шехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

«12» _____ 2020 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови человека
«17-ОН-Прогестерон-Имаксиз (IMAXIZ)»
ТУ 21.20.23-084-94568735-2019**

17-ОН-Прогестерон-Имаксиз (IMAXYZ) REF ВН 12-25
Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови человека
«17-ОН-Прогестерон-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-084-94568735-2019

РУ _____



+2-8°C

LOT Серия 008



Дата выпуска 2019-17



Годен до 2021-07

Состав набора:

- | | |
|---|---------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер П | 1 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 8. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 9. Пленка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 10. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 11. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон-Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Микропланшет с моноклональными антителами к 17-ОН-Прогестерону****Готов к использованию** **+2-8°C****LOT** 008

годен до: 2021-07



REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 1****0 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008

годен до: 2021-0



REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 2****0,5 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008

годен до: 2021-07



REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 3****1,5 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 4****6 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 5****20 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Калибровочная проба № 6****60 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Контрольная сыворотка****2,3-3,5 нмоль/л****0,7 мл****Готова к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

REF BH 12-25

17-ОН-Прогестерон -Имаксиз (IMAXYZ)**IVD****Конъюгат****14 мл****Готов к использованию** **+2-8°C****LOT** 008 **годен до: 2021-07**

Буфер II
Буфер для промывки (20х)
20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 008

 **годен до: 2021-07**

Только для in vitro диагностики



Раствор ТМБ
14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 **годен до: 2021-07**

Только для in vitro диагностики



Стоп-реагент
14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008



 **годен до: 2021-07**

Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 6 листа(ов)

Ген. директор Пяехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения

17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови человека

«17-ОН-прогестерон-Имаксиз (IMAXYZ)»

ТУ 21.20.23-084-94568735-2019

17-ОН-прогестерон-Имаксиз (IMAXYZ)

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения

17-ОН-прогестерона в сыворотке крови человека

ТУ 21.20.23-084-94568735-2019

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А**

 **+2-8°C**



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

2 листа(ов)

Ген. директор

Гусков А.И.

