

Специалист по обратной
связи с клиентами
ООО «Бекмен Культер»

24 августа 2020
дата

Челкина О.В.



Фотографические изображения:

«Центрифуги высокоскоростные Avanti серии JXN в составе»
(в том числе Маркировки роторов в соответствии с ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013,
Центрифуг Avanti серии JXN в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014).

2020


1. Центрифуга Avanti JXN-26



2. Центрифуга Avanti JXN-30



3. Документация



4. Масло для вакуумного насоса, не более 2 шт.;




5. Шестигранный ключ




6. Ножка, не более 4 шт.;



7. Прокладка, не более 4 шт.;



8. Кожух удлинителя для установки уровня и Удлинитель ¼ дюйма для установки уровня



9. Смазка Spinkote, силиконовая вакуумная смазка, уплотнительные кольца.



10. Угловой ротор JA-30.50 Ti




11. Угловой ротор JA-25.50




12. Угловой ротор JA-25.15



13. Угловой ротор JA-21




14. Угловой ротор JA-20.1



15. Угловой ротор JA-20



16. Угловой ротор JA-18.1 и 24 реверсивных адаптера



17. Угловой ротор JA-18 в составе:



18. Угловой ротор JA-17



19. Угловой ротор JLA-16.250



20. Угловой ротор JA-14



21. Угловой ротор JA-12



22. Угловой ротор JLA-10.500 в комплекте с крышкой и канистрами с крышками для ротора JLA-10.500



23. Угловой ротор JA-10



24. Угловой ротор JLA-9.1000 в комплекте с крышкой с канистрами для роторов JLA-9.1000 и JLA-8.1000 с крышками 4 шт.,



25. Угловой ротор JLA-8.1000 в комплекте с крышкой и канистрами для роторов JLA-9.1000 и JLA-8.1000 с крышками 6 шт.,



26. Ротор бакетный JS-24.38 и бакеты с крышками 6 шт.,



27. Ротор бакетный JS-24.15 и бакеты с крышками 6 шт.,



28. Ротор бакетный JS-13.1 в комплекте с крышкой



29. Ротор бакетный JS-7.5



30. Ротор бакетный JS-5.3 и бакеты 4 шт.,



31. Ротор бакетный JS-4.3 и бакеты для ротора JS-4.3 4 шт.,




32. Ротор бакетный JS-4.0 и бакеты для ротора JS-4.0 4 шт.



33. Ротор проточный JCF-Z с крышкой




34. Сердечник и уплотнительный узел Ротора проточного JCF-Z с крышкой



35. Кронштейн Ротора проточного JCF-Z



36. Адаптер пробирок 6.5 мл, не более 25 шт



37. Адаптер пробирок 12 мм, не более 25 шт-



38. Адаптер пробирок 14 мм



39. Адаптер пробирок 18 мм




40. Адаптер пробирок 35 мм, не более 25 шт



41. Адаптер пробирок 16 мм, не более 25 шт.,



42. Адаптер пробирок Derlin 14 мм, не более 25 шт



43. Адаптер пробирок 10 мл, не более 25 шт.



44. Адаптер пробирок 3 мл, не более 25 шт




45. Адаптер пробирок 1.5 мл, 2 шт./уп., не более 10 уп.



46. Адаптер пробирок 30 мм, не более 25 шт



47. Адаптер пробирок 50 мл, не более 25 шт.



48. Адаптер пробирок 1.8 мл, не более 25 шт.



49. Адаптер пробирок 1.5 мл, не более 25 шт.




50. Адаптер пробирок 15 мл, не более 25 шт.



51. Адаптер пробирок 13 мм, не более 25 шт.



52. Адаптер пробирок 30 мл, не более 25 шт.



53. Адаптер пробирок 10 мл, 2 шт./уп., не более 10 уп.



54. Адаптер пробирок 13 мм, 2 шт./уп., не более 5 уп.




55. Адаптер пробирок 16 мм, 2 шт./уп., не более 10 уп.,



56. Адаптер пробирок 17 мм или Адаптер пробирок 17 мм, 2 шт./уп., не более 5 уп.



57. Адаптер пробирок 29 мм или Адаптер пробирок 29 мм, 2 шт./уп., не более 5 уп.



58. Адаптер пробирок 15 мл, 2 шт./уп., не более 10 уп. или Адаптер пробирок 15 мл, 2 шт./уп., не более 5 уп.



59. Адаптер пробирок 50 мл, 2 шт./уп., не более 5 уп.



60. Адаптер пробирок 11 мм, 25 шт./уп., не более 2 уп.



61. Набор для чистки роторов в составе (щетка для чистки ротора 32 и 38мм, щетка для чистки ротора 16 и 25мм, раствор для чистки ротора 555, 2 флакона), не более 5 наборов




62. Щетки для чистки ротора 16 и 25мм



63. .Раствор для чистки ротора 555, 2 флакона и Раствор для чистки роторов 1 кварта (946 мл), не более 5 шт.




64. Смазка Spinkote, не более 5 шт.



65. Вакуумная смазка, силиконовая, 1 унция (28,4 г), не более 5 шт.



66. Комплект принадлежностей для установки фильтров тонкой очистки воздуха (геп-фильтры) : шланги вакуумные (37", 32")- 2 шт., кабель, гепа-фильтр – 1 шт., адаптер для шланга вакуумной очистки (7/16") - 2 шт., фитинг- 7 шт., электромагнитный клапан, обмотка черная, провода (красный, зеленый/желтый) – 2 шт., коннектор 20-14- 3 шт., коннектор 12-10 – 3 шт., коннекторы 3-х контактные – 2 шт., соленоидный клапан – 1 шт., ниппель, картридж, фильтр тонкой очистки воздуха, 0,6 см (1/4") – 2 шт, фитинг с соединительной муфтой, тефлоновая лента.



67. CD/DVD диски, не более 2 шт.;



68. Держатели микропланшетов для бакетных роторов JS-4.0 и JS-5.2




69. Держатели многолучных планшетов Micro Plus для ротора JS-4.3



70. Держатели микропланшетов для бакетов ротора JS-5.3,



71. Держатели микропланшетов для бакетов ротора JS-5.3,



72. Инструмент для извлечения ротора



73. Крышка AeroSeal для круглых бакетов



74. Крышка для бакетов ротора JS-5.3



75. Крышки для бакетов ротора JS-4.3



76. Маркировка Углового ротора JA-25.50



77. Маркировка Углового ротора JA-25.50



78. Маркировка Углового ротора JA-25.15



79. Маркировка Углового ротора JA-25.15



80. Маркировка Углового ротора JA-21



81. Маркировка Углового ротора JA-21



82. Маркировка Углового ротора JA-20.1



83. Маркировка Углового ротора JA-20



84. Маркировка Углового ротора JA-20



85. Маркировка Углового ротора JA-18.1



86. Маркировка Углового ротора JA-18



87. Маркировка Углового ротора JA-18



88. Маркировка Углового ротора JA-17



89. Маркировка Углового ротора JA-17



90. Маркировка Углового ротора JLA-16.250



91. Маркировка Углового ротора JLA-16.250



92. Маркировка Углового ротора JA-14



93. Маркировка Углового ротора JA-14.50



94. Маркировка Углового ротора JA-14.50




95. Маркировка Углового ротора JA-12



96. Маркировка Углового ротора JA-12



97. Маркировка 13. Угловой ротор JA-12



98. Маркировка Углового ротора JLA-10.500




99. Маркировка Углового ротора JLA-10.500



100. Маркировка Углового ротор JA-10



101. Маркировка Углового ротор JA-10



102. Маркировка 14.Угловой ротор JLA-9.1000



103. Маркировка Углового ротора JLA-8.1000



104. Маркировка Углового ротора JLA-8.1000



105.Маркировка Углового ротора JLA-9.1000



106.Маркировка Углового ротора JLA-9.1000



107. Маркировка Ротора бакетного JS-24.38



108. Маркировка Бакета к ротору JS-24.38



109. Маркировка Ротора бакетного JS-24.15



110.Маркировка Бакета к ротору JS-24.15



111. Маркировка Ротора бакетного JS-13.1



112. Маркировка Ротора бакетного JS-13.1





114. Маркировка Ротора бакетного JS-7.5



115. Маркировка Ротора бакетного JS-5.3



116. Маркировка Ротора бакетного JS-4.3



117. Маркировка Ротора бакетного JS-4.0




118.Маркировка Ротора проточного JCF-Z



119. Фото маркировки центрифуги Avanti серии JXN IVD по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014



120. Фото маркировки центрифуги Avantī серии JXN IVD по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014



121. Фото Адаптеры пробирок 13 мм, 4 шт./уп.б не более 5 шт.




122. Фото Адаптер пробирок 16 мм, 4 шт./уп., не более 5 уп



123. Фото Адаптер пробирок 17 мм, 4 шт./уп., не более 5 уп.



124. Фото Адаптер пробирок 29 мм, 4 шт./уп., не более 5 уп.



125. Фото Адаптер пробирок 15 мл, 4 шт./уп., не более 5 уп.



126. Фото Адаптер пробирок 50 мл, 4 шт./уп., не более 5 уп.



