

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Розенкранц

« »



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная
по ГОСТ 9412-93 (арт.6498) в рулоне, размером 90 см х 1000 м»

Назначение

«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ГОСТ 9412-93 (арт.6498) в рулоне, размером 90 см х 1000 м» предназначена для изготовления операционно-перевязочных средств.

Условия применения

Марля может применяться в клинических, поликлинических и в домашних условиях.

Область применения

Десмургия.

Основные технические характеристики

Марля должна вырабатываться из хлопчатобумажной пряжи по нормативной документации.

Марля выпускается в рулонах:

- ширина, см $90 \pm 1,5$
- длина, м, $1000 \pm 2,0$.

Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:

- по основе - 78,0 (8,0);
- по утку - 34,0 (3,5).

Поверхностная плотность марли должна быть не менее 36 г/м^2 .

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности должны быть не менее минус 5%.

Допускаемые отклонения по числу нитей на 10 см должно быть, % не менее:

- по основе -2;
- по утку- 3.

Смачиваемость, с, не более 10.

Капиллярность, см/час, не менее 10.

Белизна, %, не менее 80.

Противопоказания к применению

Противопоказаний к применению марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной по ГОСТ 9412-93 не выявлено.

Возможные побочные действия Побочных действий к применению марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной по ГОСТ 9412 не выявлено.

Комплектность

В комплект поставки марли входит:

- Марля одного размера в рулоне - 1 шт.;
- Этикетка - 1 шт.;
- Упаковка -1 шт.;

Маркировка

В маркировке, нанесенной на этикетку, должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- наименование марли и ее артикула;
- ширина марли;
- общая длина марли в рулоне;
- общая длина условных вырезов;
- номер партии;
- обозначение ГОСТ;
- дата изготовления;
- обозначение ГОСТ;
- гарантийный срок годности;
- номер регистрационного удостоверения.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бойтесь сырости».

Упаковка

Рулоны отбеленной марли обертывают бумагой и упаковочной тканью.

Примечание: допускается, по согласованию с заказчиком, упаковывание отбеленной марли в бумагу по ГОСТ 8273 и полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Подготовка к работе изделия

- провести визуальный контроль упаковки (целостность упаковки, соответствие маркировки, срок годности);
- вскрыть упаковку;
- взять необходимое количество.

Порядок работы изделия

Марлю использовать исходя из необходимости, как готовое изделие или применять для изготовления операционно-перевязочных средств.

Правила хранения и использования

Рулоны марли должны храниться в складских помещениях, на стеллажах в защищенном от света месте в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Рулоны марли в упаковке устойчивы к климатическим воздействиям по условиям хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Транспортирование и хранение

Марля может транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Марля должна храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие марли требованиям ГОСТ 9412 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности марли - 6 лет с даты изготовления.

Утилизация

Использованная марля относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АмелияФарм»

153025, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 4

Адрес места производства медицинского изделия:

155101, Россия, Ивановская область, Лежневский район, с. Новые Горки, ул. Фабричная, д.1

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

тел. +7(4932) 93-43-17, +7(4932) 93-43-18