

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин
«25» мая 2020 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия


«Набор реагентов для иммуноферментного определения СА125




в сыворотке (плазме) крови «СА125-ИФА»»



143212, МО. г. Балашиха, ул. Трубоцели, д. 21
1-й подъезд, эт. 38. Контактная информация: 143252 Балашиха

K2220





ООО «ХЕМА»

«СА125-ИОА» REF P2222

ПЛАНШЕТ SORB MTP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


2021-06 Серия LOT 903

4 +2-8°C


100


9







h










ГОА» **REF** C222Z-2
ОЧНАЯ ПРОБА
Едм
взвешиванию 4,0 мг
серия **LOT** 909






12







44




15




94







81




6/






18

«САЛТ5 НФА» РП 1222
КОНЬЮЛАТ
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 35 мл/шт
2021-06 Серия LOT 909
LVD





«СА125-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА SUBS TMB

готов к использованию 30 мл/мл

2021-06

Серия LOT 909

12-800



ООО «ХЕМА»

«CA125-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 22 мл/мл

2021-06

Серия LOT 909

+2-8°C

IVD

ООО «ХЕМА»

«СА125-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 50 мл/мл


2021-06

Серия LOT 909

4+2-8°C


IVD

98




04125-М0А»
СТОН-РЕАЛЕНТ
REF R050Z
STOP
СЕРИЯ LOT 909
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ 30 МИНУТ

88



68



ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 29 ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Победин Ю.С.

« 01 »

марта

2020 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набора реагентов для иммуноферментного определения СА125 в сыворотке (плазме) крови

«СА125-ИФА»

Комплект 1, Комплект 5

Набор реагентов для иммуноферментного определения СА125 в сыворотке (плазме) крови «СА125-ИФА»

REF K222 LOT 909

Годен до 2021-06

Комплектация 96 определений

ТУ 21.20.23-222-18619450-2020

РУ _____ от _____

«Антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВИЧ 1, 2, антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.

Для профессионального применения.

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В   +2-8°C     


«CA125-ИФА» REF K222 LOT 909 Σ96

Годен до 2021-06

Состав набора:

		CONT		LOT
Планшет	1 шт/pcs	SORB MTP	P222Z	909
Калибровочные пробы	5 x 0,8 мл/ml, CAL1 – 6,0 мл/ml	CAL 1-6	C222Z	909
Контрольная сыворотка	1 x 0,8 мл/ml	CONTROL	Q222Z	909
Конъюгат	1 x 7,0 мл/ml	CONJ HRP	T222Z	909
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл/ml	SUBS TMB	R055Z	909
Концентрат отмывочного раствора	1 x 22 мл/ml	BUF WASH 26X	S008Z	909
Стоп-реагент	1 x 14 мл/ml	STOP	R050Z	909
Бумага для заклеивания планшета	2 шт/pcs		N003	
Инструкция по применению	1 шт/pcs		K222I	
Паспорт контроля качества (аналитический паспорт)	1 шт/pcs		K222Q	

МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD +2-8°C



**Набор реагентов для иммуноферментного определения СА125 в сыворотке (плазме) крови
«СА125-ИФА»**

REF K222 **LOT** 909

Годен до **2021-06**

Комплектация 480 определений

ТУ 21.20.23-222-18619450-2020

РУ _____ от _____

«Антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВИЧ 1, 2, антиген вируса гепатита В (HBsAg),
отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инаktivирована.

Для профессионального применения.

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В **IVD**  +2-8°C     


«CA125-ИФА» REF K222 LOT 909 Σ480

Годен до  2021-06

Состав набора:

		CONT		LOT
Планшет	5 шт/pcs	SORB MTP	P222Z	909
Калибровочные пробы	5 x 4,0 мл/ml, CAL1 – 30 мл/ml	CAL 1-6	C222Z	909
Контрольная сыворотка	1 x 4,0 мл/ml	CONTROL	Q222Z	909
Конъюгат	1 x 35 мл/ml	CONJ HRP	T222Z	909
Субстратный раствор тетраметилбензида (ТМБ)	2 x 30 мл/ml	SUBS TMB	R055Z	909
Концентрат отмывочного раствора	2 x 50 мл/ml	BUF WASH 26X	S008Z	909
Стоп-реагент	2 x 30 мл/ml	STOP	R050Z	909
Бумага для заклеивания планшета	10 шт/pcs		N003	
Инструкция по применению	1 шт/pcs		K222I	
Паспорт контроля качества (аналитический паспорт)	1 шт/pcs		K222Q	

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  +2-8°C     



ООО «ХЕМА»

«CA125-ИФА» REF P222Z

ПЛАНШЕТ SORB MTP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-1

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 1 **0** Ед/мл

готова к использованию 6,0 мл/ml

 2021-06 **LOT** 909

 +2-8°C **IVD**

«СА125-ИФА» REF C222Z-1

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 1 0 Ед/мл

готова к использованию 30 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C IVD

«CA125-ИФА» **REF** C222Z-2

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 2 **25** Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

📅 2021-06 **LOT** 909

🌡️ +2-8°C **VD**

«СА125-ИФА» REF C222Z-2

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 2 25 Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C IVD

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-3

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 3 **50** Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 **LOT** 909

+2-8°C **IVD**

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-3

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 3 **50** Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

📅 2021-06 **LOT** 909

🌡️ +2-8°C **IVD**

«СА125-ИФА» REF C222Z-4

КАЛИБРОВочная ПРОБА

CAL 4 100 Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C IVD

«СА125-ИФА» REF C222Z-4

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 4 100 Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-5

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 **200** Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

📅 2021-06 **LOT** 909🌡️ +2-8°C **IVD**

«СА125-ИФА» REF C222Z-5

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 200 Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C IVD

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-6

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 6 **400** Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 **LOT** 909+2-8°C **IVD**

«СА125-ИФА» **REF** C222Z-6

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 6 **400** Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

📅 2021-06 **LOT** 909

🌡️ +2-8°C **IVD**

«CA125-ИФА» REF Q222Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 27-45 Ед/мл

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C VD ⚠

«СА125-ИФА» REF Q222Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 27-45 Ед/мл

готова к использованию 4,0 мл/ml

2021-06 LOT 909

+2-8°C IVD ⚠

«CA125-ИФА» REF T222Z

КОНЬЮГАТ CONJ HRP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 7,0 мл/ml

 2021-06 LOT 909

 +2-8°C IVD

«CA125-ИФА» REF T222Z

КОНЬЮГАТ CONJ HRP

готов к использованию 35 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА SUBS TMB

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

 2021-06 LOT 909

 +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА SUBS TMB

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 30 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 22 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«СА125-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 50 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD

«CA125-ИФА» REF R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ STOP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

🕒 2021-06 LOT 909

🌡️ +2-8°C IVD ⚠️ ☒

«СА125-ИФА» REF R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ STOP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 30 мл/ml

 2021-06 LOT 909

 +2-8°C IVD  

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 28 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Лебедин Ю.С.
« 01 » марта 2020 г.

A blue circular stamp of the company OOO "HEMA". The stamp contains the company name "ХЕМА" in the center, with "ООО" above it and "МАРГА" below it. The text "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" is written around the perimeter. A signature is written across the stamp, and the date "01 марта 2020 г." is stamped at the bottom.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набора реагентов для иммуноферментного определения СА125 в сыворотке (плазме) крови

«СА125-ИФА»



Набор реагентов для иммуноферментного определения СА125 в сыворотке (плазме) крови «СА125-ИФА»

REF K222 **LOT** Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен  ГГГГ/ММ

Годен до  ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____



+2-8°C



ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 2 ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Цобедин

