

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель директора по
качеству
ООО «АРКРЭЙ»**



М.Ю. Семенова


20 20 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

медицинского изделия

Ланцеты одноразовые NANOLET

Ланцеты одноразовые NANOLET DB903B, толщина иглы 25G (в упаковке по 10 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB903B, толщина иглы 25G

10 шт./упаковка

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

Дата изготовления: 03.05.2019.

Код партии: L30G190503

Использовать до: 02.05.2024

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до +25°C.

Использование: Вставить ланцет в прокалывающее устройство и открутить защитный колпачок. Следовать инструкциям производителя прокалывающего устройства для получения образца крови.

Утилизация: После использования воткнуть иглу ланцета в плоскую сторону защитного колпачка и утилизировать. Утилизацию осуществлять в соответствии с законодательством страны, в которой применяется данное изделие.

Изготовитель: Dong Bang Medical Co., Ltd., Корея, 40, 30, Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea
ТЕЛ: +82-041-933-7785

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АРКРЭЙ», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303.
Тел.: +7 (499) 703-34-92

Рег. Удостоверение: № _____ от ____ г.



Per-fect
NANOLET™
Lancets

CE 0120 STERILE

Ланцеты одноразовые NANOLET DB903B, толщина иглы 25G (в упаковке по 50 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB903B, толщина иглы 25G (в упаковке по 100 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB905B, толщина иглы 28G (в упаковке по 10 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB905B, толщина иглы 28G
10 шт./упаковка

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

Код партии: L30G190503

Дата изготовления: 03.05.2019.

Использовать до: 02.05.2024

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до +25°C.

Использование: Вставить ланцет в прокалывающее устройство и открутить защитный колпачок. Следовать инструкциям производителя прокалывающего устройства для получения образца крови.

Утилизация: После использования воткнуть иглу ланцета в плоскую сторону защитного колпачка и утилизировать. Утилизацию осуществлять в соответствии с законодательством страны, в которой применяется данное изделие.

Изготовитель: Dong Bang Medical Co., Ltd., Корея, 40, 30, Saneopdan-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea
Тел.: +82-041-933-7785

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АРКРЭЙ», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303
Тел.: +7 (499) 703-34-92

Рег. Удостоверение: № _____ от _____ г.


Perfect
NANOLET™
Lancets

CE 0120 STERILE


Ланцеты одноразовые NANOLET DB905B, толщина иглы 28G (в упаковке по 50 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB905B, толщина иглы 28G (в упаковке по 100 шт.)




Ланцеты одноразовые NANOLET DB906B, толщина иглы 30G (в упаковке по 10 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB906B, толщина иглы 30G (в упаковке по 50 шт.)



Ланцеты одноразовые NANOLET DB906B, толщина иглы 30G (в упаковке по 100 шт.)





Пронумеровано и прошнуровано
_____ листа (ов)

Зам. директора по качеству
ООО ЦПМИ
Семенова М.Ю.